

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «МЕДКОМПЛЕКТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ПКФ «Медкомплект»



Копылов А.Ю.

«16» января 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**«Простыни, пелёнки и салфетки медицинские одноразовые
нестерильные из нетканых материалов. ТУ 13.95.10-004-
37492896-18»**

2024 г.

Настоящая Инструкция по применению содержит сведения в объеме достаточном для эффективного и безопасного использования регистрируемых изделий силами штатного персонала медицинских учреждений.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Простыни, пелёнки и салфетки медицинские одноразовые нестерильные из нетканых материалов. ТУ 13.95.10-004-37492896-18»

2. ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Разработчик

ООО «ПКФ «Медкомплект»

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 19, кв. 46.
Тел. 8-910-670-39-21; E-mail: pkf-medkomplekt@yandex.ru

2.2. Производитель

ООО «ПКФ «Медкомплект»

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 19, кв. 46.
Тел. 8-910-670-39-21; E-mail: pkf-medkomplekt@yandex.ru

2.3. Место производства

ООО «ПКФ «Медкомплект»

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Первомайская, д. 6А. Тел.: 8-910-670-39-21; E-mail: pkf-medkomplekt@yandex.ru

3 ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

3.1 Состав изделия

Изделия выпускают по ТУ 13.95.10-004-37492896-18. «Простыни, пелёнки и салфетки медицинские одноразовые нестерильные из нетканых материалов».

Варианты исполнения:

- Простыня в рулоне от 5 до 500 шт. (См. Приложение № 1);
- Простыня в рулоне с нанесением перфорации от 5 до 500 шт. (См. Приложение № 1);
- Простыня от 1 до 200 шт. (См. Приложение № 1);
- Простыня с карманом от 1 до 200 шт. (См. Приложение № 1);
- Салфетка в рулоне от 5 до 500 шт. (См. Приложение № 1);
- Салфетка в рулоне с нанесением перфорации от 5 до 500 шт. (См. Приложение № 1);
- Салфетка от 1 до 500 шт. (См. Приложение № 1);
- Пелёнка от 1 до 500 шт. (См. Приложение № 1);
- Пелёнка в рулоне от 1 до 500 шт. (См. Приложение № 1);
- Пелёнка в рулоне с нанесением перфорации от 1 до 500 шт. (См. Приложение № 1).

Примечание*

Для производства изделий применяются материалы, безопасность и качество которых должны быть подтверждены сертификатом соответствия и паспортом качества предприятия-изготовителя или другими документами, удостоверяющими безопасность и качество в установленном порядке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Простыни, пелёнки и салфетки медицинские одноразовые нестерильные из нетканых материалов. ТУ 13.95.10-004-37492896-18» применяются в ЛПУ различного профиля, роддомах, женских консультациях, лабораториях и смотровых кабинетах.

5. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

«Простыни, пелёнки и салфетки медицинские одноразовые нестерильные из нетканых материалов. ТУ 13.95.10-004-37492896-18» применяются в ЛПУ различного профиля, роддомах, женских консультациях, лабораториях и смотровых кабинетах. Изделия одноразовые применяются во время проведения различных обследований, манипуляций или других процедур, не требующих соблюдения стерильных условий.

Рекомендуется применять в сухих помещениях при температуре + 20° - +35°С.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%.

Изделия в зависимости от потенциального риска применения относятся к классу 1 по ГОСТ 31508.

6. НАЗНАЧЕНИЕ ИИ

«Простыни, пелёнки и салфетки медицинские одноразовые нестерильные из нетканых материалов. ТУ 13.95.10-004-37492896-18» предназначено для одноразового кратковременного применения при проведении медицинских обследований, манипуляций или процедур, с последующей утилизацией.

1. Простыни, простыни в рулоне, простыни в рулоне с перфорацией, применяются в качестве укрывного материала для банкетов, медицинских кресел и кушеток, при выполнении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий.

2. Пелёнки, пелёнки в рулоне, пелёнки в рулоне с перфорацией применяются в качестве укрывного материала для банкетов, медицинских кресел, кушеток и смотровых кресел при проведении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий.

3. Простыня с карманом применяется в качестве укрывного материала для кушеток, смотровых кресел при выполнении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий, а также в качестве барьера между поверхностью стола, кушетки или кресла и пациентом. Карман служит хранилищем для временного сбора использованных, во время проведения медицинских манипуляций, личных салфеток пациента и соблюдения чистоты и гигиены смотрового или медицинского кабинета.

4. Салфетки, салфетки в рулоне, салфетки в рулоне с перфорацией применяются для покрытия инструментальных столиков, кушеток и смотровых кресел при проведении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий, а также кушеточных подушек. Используются в качестве нагрудников пациента при проведении медицинских или смотровых процедур для выполнения барьерных функций от загрязнения биологическими жидкостями и материалами, такими как кровь, слюна, рвота, моча, кал и т.д.).

Преимущества изделий одноразового применения:

- удобство в применении;
- высокие защитные свойства от проникновения различных биологических жидкостей и материалов, и, как следствие, снижение уровня внутрибольничных инфекций;
- экономическая эффективность при применении при прямых затратах и при скрытых затратах при подготовке многоразового белья к применению;
- длительный срок хранения нестерильных одноразовых изделий;
- простота утилизации использованных изделий.

Применение одноразовых изделий в ЛПУ различного профиля, роддомах, женских консультациях, лабораториях и смотровых кабинетах, позволяет существенно снизить уровень загрязнения

огическими жидкостями и материалами, и, как следствие возникновения и распространения трибольничных инфекций, что неоднократно подтверждалось различными исследованиями.

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимость применения при проведении медицинских обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий, с последующей утилизацией.

8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Использование изделия не по назначению;
- Индивидуальная непереносимость одного или нескольких компонентов, содержащихся в составе медицинских изделий.

9. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Возможна аллергическая реакция на составляющие материалы изделий и/или их компоненты.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением внимательно осмотреть изделия на предмет нарушения целостности. Не использовать изделие, если оно повреждено.

Не использовать по окончании срока действия, указанного на упаковке. Простыни и салфетки предназначены только для одноразового применения.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИ

Требования к материалам, используемым для изготовления изделий

Требования к размерам, массе и функциональным характеристикам изделий, указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделий / масса одного изделия (г)	Длина (см) / Ширина (см)	Размер кармана Длина (см)/ширина (см)
Простыня с карманом/ от 2 до 4300	150*70; 155*70; 160*70; 165*70; 170*70; 175*70; 180*70; 185*70; 190*70; 195*70; 200*70; 205*70; 210*70; 215*70; 220*70; 230*70; 240*70	30*70; 35*70; 40*70; 45*70; 50*70; 55*70; 60*70; 65*70; 70*70
	150*80; 155*80; 160*80; 165*80; 170*80; 175*80; 180*80; 185*80; 190*80; 195*80; 200*80; 205*80; 210*80; 215*80; 220*80; 230*80; 240*80	30*80; 35*80; 40*80; 45*80; 50*80; 55*80; 60*80; 65*80; 70*80
	150*90; 155*90; 160*90; 165*90; 170*90; 175*90; 180*90; 185*90; 190*90; 195*90; 200*90; 205*90; 210*90; 215*90; 220*90; 230*90; 240*90	30*90; 35*90; 40*90; 45*90; 50*90; 55*90; 60*90; 65*90; 70*90
	150*100; 155*100; 160*100; 165*100; 170*100; 175*100; 180*100; 185*100; 190*100; 195*100; 200*100; 205*100; 210*100; 215*100; 220*100; 230*100; 240*100	30*100; 35*100; 40*100; 45*100; 50*100; 55*100; 60*100; 65*100; 70*100
	150*110; 155*110; 160*110; 165*110; 170*110; 175*110; 180*110; 185*110; 190*110; 195*110; 200*110; 205*110; 210*110; 215*110; 220*110; 230*110; 240*110	30*110; 35*110; 40*110; 45*110; 50*110; 55*110; 60*110; 65*110; 70*110
	150*120; 155*120; 160*120; 165*120; 170*120; 175*120; 180*120; 185*120; 190*120; 195*120; 200*120; 205*120; 210*120; 215*120; 220*120; 230*120; 240*120	30*120; 35*120; 40*120; 45*120; 50*120; 55*120; 60*120; 65*120; 70*120
	150*140; 155*140; 160*140; 165*140; 170*140; 175*140; 180*140; 185*140; 190*140; 195*140; 200*140; 205*140; 210*140; 215*140; 220*140; 230*140; 240*140	30*140; 35*140; 40*140; 45*140; 50*140; 55*140; 60*140; 65*140; 70*140
	150*150; 155*150; 160*150; 165*150; 170*150; 175*150; 180*150; 185*150; 190*150; 195*150; 200*150; 205*150; 210*150; 215*150; 220*150; 230*150; 240*150	30*150; 35*150; 40*150; 45*150; 50*150; 55*150; 60*150; 65*150; 70*150
	150*160; 155*160; 160*160; 165*160; 170*160; 175*160; 180*160; 185*160; 190*160; 195*160; 200*160; 205*160; 210*160; 215*160; 220*160; 230*160; 240*160	30*160; 35*160; 40*160; 45*160; 50*160; 55*160; 60*160; 65*160; 70*160
	150*70; 150*75; 150*80; 150*85; 150*90; 150*95; 150*100; 150*105; 150*110; 150*115; 150*120; 150*125; 150*130; 150*135; 150*140; 150*145; 150*150;	

дня/ от 2 до

155*70; 155*75; 155*80; 155*85; 155*90; 155*95; 155*100; 155*105; 155*110; 155*115; 155*120; 155*125; 155*130; 155*135; 155*140; 155*145; 155*150; 155*155;
160*70; 160*75; 160*80; 160*85; 160*90; 160*95; 160*100; 160*105; 160*110; 160*115; 160*120; 160*125; 160*130; 160*135; 160*140; 160*145; 160*150; 160*155; 160*160;
165*70; 165*75; 165*80; 165*85; 165*90; 165*95; 165*100; 165*105; 165*110; 165*115; 165*120; 165*125; 165*130; 165*135; 165*140; 165*145; 165*150; 165*155; 165*160; 165*165;
170*70; 170*75; 170*80; 170*85; 170*90; 170*95; 170*100; 170*105; 170*110; 170*115; 170*120; 170*125; 170*130; 170*135; 170*140; 170*145; 170*150; 170*155; 170*160; 170*165; 170*170;
175*70; 175*75; 175*80; 175*85; 175*90; 175*95; 175*100; 175*105; 175*110; 175*115; 175*120; 175*125; 175*130; 175*135; 175*140; 175*145; 175*150; 175*155; 175*160; 175*165; 175*170; 175*175;
180*70; 180*75; 180*80; 180*85; 180*90; 180*95; 180*100; 180*105; 180*110; 180*115; 180*120; 180*125; 180*130; 180*135; 180*140; 180*145; 180*150; 180*155; 180*160; 180*165; 180*170; 180*175; 180*180;
185*70; 185*75; 185*80; 185*85; 185*90; 185*95; 185*100; 185*105; 185*110; 185*115; 185*120; 185*125; 185*130; 185*135; 185*140; 185*145; 185*150; 185*155; 185*160; 185*165; 185*170; 185*175; 185*180; 185*185;
190*70; 190*75; 190*80; 190*85; 190*90; 190*95; 190*100; 190*105; 190*110; 190*115; 190*120; 190*125; 190*130; 190*135; 190*140; 190*145; 190*150; 190*155; 190*160; 190*165; 190*170; 190*175; 190*180; 190*185; 190*190;
195*70; 195*75; 195*80; 195*85; 195*90; 195*95; 195*100; 195*105; 195*110; 195*115; 195*120; 195*125; 195*130; 195*135; 195*140; 195*145; 195*150; 195*155; 195*160; 195*165; 195*170; 195*175; 195*180; 195*185; 195*190; 195*195;
200*70; 200*75; 200*80; 200*85; 200*90; 200*95; 200*100; 200*105; 200*110; 200*115; 200*120; 200*125; 200*130; 200*135; 200*140; 200*145; 200*150; 200*155; 200*160; 200*165; 200*170; 200*175; 200*180; 200*185; 200*190; 200*195; 200*200;
205*70; 205*75; 205*80; 205*85; 205*90; 205*95; 205*100; 205*105; 205*110; 205*115; 205*120; 205*125; 205*130; 205*135; 205*140; 205*145; 205*150; 205*155; 205*160; 205*165; 205*170; 205*175; 205*180; 205*185; 205*190; 205*195; 205*200; 205*205;
210*70; 210*75; 210*80; 210*85; 210*90; 210*95; 210*100; 210*105; 210*110; 210*115; 210*120; 210*125; 210*130; 210*135; 210*140; 210*145; 210*150; 210*155; 210*160; 210*165; 210*170; 210*175; 210*180; 210*185; 210*190; 210*195; 210*200; 210*205; 210*210;
220*70; 220*75; 220*80; 220*85; 220*90; 220*95; 220*100; 220*105; 220*110; 220*115; 220*120; 220*125; 220*130; 220*135; 220*140; 220*145; 220*150; 220*155; 220*160; 220*165; 220*170; 220*175; 220*180; 220*185; 220*190; 220*195; 220*200; 220*205; 220*210; 220*215; 220*220;
230*70; 230*75; 230*80; 230*85; 230*90; 230*95; 230*100; 230*105; 230*110; 230*115; 230*120; 230*125; 230*130; 230*135; 230*140; 230*145; 230*150; 230*155; 230*160; 230*165; 230*170; 230*175; 230*180; 230*185; 230*190; 230*195; 230*200; 230*205; 230*210; 230*215; 230*220; 230*225; 230*230;
240*70; 240*75; 240*80; 240*85; 240*90; 240*95; 240*100; 240*105; 240*110; 240*115; 240*120; 240*125; 240*130; 240*135; 240*140; 240*145; 240*150; 240*155; 240*160; 240*165; 240*170; 240*175; 240*180; 240*185; 240*190; 240*195; 240*200; 240*205; 240*210; 240*215; 240*220; 240*225; 240*230; 240*235; 240*240;
250*70; 250*75; 250*80; 250*85; 250*90; 250*95; 250*100; 250*105; 250*110; 250*115; 250*120; 250*125; 250*130; 250*135; 250*140; 250*145; 250*150; 250*155; 250*160; 250*165; 250*170; 250*175; 250*180; 250*185; 250*190; 250*195; 250*200; 250*205; 250*210; 250*215; 250*220; 250*225; 250*230; 250*235; 250*240; 250*245; 250*250

Простыня в
рулоне/ от 2 до
2700

150*70; 150*80; 150*90; 150*100; 150*110; 150*120; 150*130; 150*140; 150*150; 150*160;
155*70; 155*80; 155*90; 155*100; 155*110; 155*120; 155*130; 155*140; 155*150; 155*160;
160*70; 160*80; 160*90; 160*100; 160*110; 160*120; 160*130; 160*140; 160*150; 160*160;
165*70; 165*80; 165*90; 165*100; 165*110; 165*120; 165*130; 165*140; 165*150; 165*160;
170*70; 170*80; 170*90; 170*100; 170*110; 170*120; 170*130; 170*140; 170*150; 170*160;
175*70; 175*80; 175*90; 175*100; 175*110; 175*120; 175*130; 175*140; 175*150; 175*160;
180*70; 180*80; 180*90; 180*100; 180*110; 180*120; 180*130; 180*140; 180*150; 180*160;
185*70; 185*80; 185*90; 185*100; 185*110; 185*120; 185*130; 185*140; 185*150; 185*160;
190*70; 190*80; 190*90; 190*100; 190*110; 190*120; 190*130; 190*140; 190*150; 190*160;
195*70; 195*80; 195*90; 195*100; 195*110; 195*120; 195*130; 195*140; 195*150; 195*160;
200*70; 200*80; 200*90; 200*100; 200*110; 200*120; 200*130; 200*140; 200*150; 200*160;
205*70; 205*80; 205*90; 205*100; 205*110; 205*120; 205*130; 205*140; 205*150; 205*160;
210*70; 210*80; 210*90; 210*100; 210*110; 210*120; 210*130; 210*140; 210*150; 210*160;
220*70; 220*80; 220*90; 220*100; 220*110; 220*120; 220*130; 220*140; 220*150; 220*160;
230*70; 230*80; 230*90; 230*100; 230*110; 230*120; 230*130; 230*140; 230*150; 230*160;
240*70; 240*80; 240*90; 240*100; 240*110; 240*120; 240*130; 240*140; 240*150; 240*160;
250*70; 250*80; 250*90; 250*100; 250*110; 250*120; 250*130; 250*140; 250*150; 250*160

Простыня в рулоне
с перфорацией/ от
2 до 2700

150*70; 150*80; 150*90; 150*100; 150*110; 150*120; 150*130; 150*140; 150*150; 150*160;
155*70; 155*80; 155*90; 155*100; 155*110; 155*120; 155*130; 155*140; 155*150; 155*160;
160*70; 160*80; 160*90; 160*100; 160*110; 160*120; 160*130; 160*140; 160*150; 160*160;
165*70; 165*80; 165*90; 165*100; 165*110; 165*120; 165*130; 165*140; 165*150; 165*160;
170*70; 170*80; 170*90; 170*100; 170*110; 170*120; 170*130; 170*140; 170*150; 170*160;
175*70; 175*80; 175*90; 175*100; 175*110; 175*120; 175*130; 175*140; 175*150; 175*160;
180*70; 180*80; 180*90; 180*100; 180*110; 180*120; 180*130; 180*140; 180*150; 180*160;
185*70; 185*80; 185*90; 185*100; 185*110; 185*120; 185*130; 185*140; 185*150; 185*160;
190*70; 190*80; 190*90; 190*100; 190*110; 190*120; 190*130; 190*140; 190*150; 190*160;
195*70; 195*80; 195*90; 195*100; 195*110; 195*120; 195*130; 195*140; 195*150; 195*160;
200*70; 200*80; 200*90; 200*100; 200*110; 200*120; 200*130; 200*140; 200*150; 200*160;
205*70; 205*80; 205*90; 205*100; 205*110; 205*120; 205*130; 205*140; 205*150; 205*160;
210*70; 210*80; 210*90; 210*100; 210*110; 210*120; 210*130; 210*140; 210*150; 210*160;
220*70; 220*80; 220*90; 220*100; 220*110; 220*120; 220*130; 220*140; 220*150; 220*160;
230*70; 230*80; 230*90; 230*100; 230*110; 230*120; 230*130; 230*140; 230*150; 230*160;
240*70; 240*80; 240*90; 240*100; 240*110; 240*120; 240*130; 240*140; 240*150; 240*160;
250*70; 250*80; 250*90; 250*100; 250*110; 250*120; 250*130; 250*140; 250*150; 250*160

Салфетка/
От 0,1 до 60

10*10; 10*12; 10*14; 10*15; 10*16; 10*20; 10*25; 10*30; 10*35; 10*40; 10*45; 10*50; 10*55; 10*60; 10*65
15*15; 15*20; 15*25; 15*30; 15*35; 15*40; 15*45; 15*50; 15*55; 15*60; 15*65
20*15; 20*20; 20*25; 20*30; 20*35; 20*40; 20*45; 20*50; 20*55; 20*60; 20*65
25*25; 25*30; 25*35; 25*40; 25*45; 25*50; 25*55; 25*60; 25*65
30*30; 30*35; 30*40; 30*45; 30*50; 30*55; 30*60; 30*65
35*35; 35*40; 35*45; 35*50; 35*55; 35*60; 35*65
40*20; 40*30; 40*40; 40*45; 40*50; 40*55; 40*60; 40*65
45*45; 45*50; 45*55; 45*60; 45*65

	50*50; 50*55; 50*60; 50*65 55*55; 55*60; 55*65
Салфетка в рулоне/ От 0,1 до 60	10*10; 10*15; 10*20; 10*25; 10*30; 10*35; 10*40; 10*45; 10*50; 10*55; 10*60; 10*65 15*15; 15*20; 15*25; 15*30; 15*35; 15*40; 15*45; 15*50; 15*55; 15*60; 15*65 20*15; 20*20; 20*25; 20*30; 20*35; 20*40; 20*45; 20*50; 20*55; 20*60; 20*65 25*25; 25*30; 25*35; 25*40; 25*45; 25*50; 25*55; 25*60; 25*65 30*30; 30*35; 30*40; 30*45; 30*50; 30*55; 30*60; 30*65 35*35; 35*40; 35*45; 35*50; 35*55; 35*60; 35*65 40*20; 40*30; 40*40; 40*45; 40*50; 40*55; 40*60; 40*65 45*45; 45*50; 45*55; 45*60; 45*65 50*50; 50*55; 50*60; 50*65 55*55; 55*60; 55*65
Салфетка в рулоне с перфорацией/ От 0,1 до 60	10*10; 10*15; 10*20; 10*25; 10*30; 10*35; 10*40; 10*45; 10*50; 10*55; 10*60; 10*65 15*15; 15*20; 15*25; 15*30; 15*35; 15*40; 15*45; 15*50; 15*55; 15*60; 15*65 20*15; 20*20; 20*25; 20*30; 20*35; 20*40; 20*45; 20*50; 20*55; 20*60; 20*65 25*25; 25*30; 25*35; 25*40; 25*45; 25*50; 25*55; 25*60; 25*65 30*30; 30*35; 30*40; 30*45; 30*50; 30*55; 30*60; 30*65 35*35; 35*40; 35*45; 35*50; 35*55; 35*60; 35*65 40*20; 40*30; 40*40; 40*45; 40*50; 40*55; 40*60; 40*65 45*45; 45*50; 45*55; 45*60; 45*65 50*50; 50*55; 50*60; 50*65 55*55; 55*60; 55*65
Пелёнка/ От 0,1 до 60	60x60; 60x65; 65x65; 60x70; 60x80; 60x90; 70x70; 70x75; 70x80; 70x140; 70x150; 70x160; 70x170; 70x180; 70x190; 70x200; 70x210; 70x220; 80x70; 80x80; 80x85; 80x90; 80x140; 80x150; 80x160; 80x170; 80x180; 80x190; 80x200; 80x205; 80x210; 80x220; 90x70; 90x75; 90x80; 90x85; 90x90; 90x95; 90x100; 100x70; 100x75; 100x80; 100x85; 100x90; 100x95; 100x100; 105x70; 105x75; 105x80; 105x85; 105x90; 105x95; 105x100; 105x105; 110x70; 110x75; 110x80; 110x85; 110x90; 110x95; 110x100; 110x105; 110x110; 115x70; 115x75; 115x80; 115x85; 115x90; 115x95; 115x100; 115x105; 115x110; 115x115; 120x70; 120x75; 120x80; 120x85; 120x90; 120x95; 120x100; 120x105; 120x110; 120x115; 120x120; 125x70; 125x75; 125x80; 125x85; 125x90; 125x95; 125x100; 125x105; 125x110; 125x115; 125x120; 125x125; 130x70; 130x75; 130x80; 130x85; 130x90; 130x95; 130x100; 130x105; 130x110; 130x115; 130x120; 130x125; 130x130; 135x70; 135x75; 135x80; 135x85; 135x90; 135x95; 135x100; 135x105; 135x110; 135x115; 135x120; 135x125; 135x130; 135x135; 140x70; 140x75; 140x80; 140x85; 140x90; 140x95; 140x100; 140x105; 140x110; 140x115; 140x120; 140x125; 140x130; 140x135; 140x140; 145x70; 145x75; 145x80; 145x85; 145x90; 145x95; 145x100; 145x105; 145x110; 145x115; 145x120; 145x125; 145x130; 145x135; 145x140; 145x145; 150x70; 150x75; 150x80; 150x85; 150x90; 150x95; 150x100; 150x105; 150x110; 150x115; 150x120; 150x125; 150x130; 150x135; 150x140; 150x145; 150x150
Пелёнка в рулоне/ От 0,1 до 60	60x60; 60x65; 65x65; 60x70; 60x80; 60x90; 70x70; 70x75; 70x80; 70x140; 70x150; 70x160; 70x170; 70x180; 70x190; 70x200; 70x210; 70x220; 80x70; 80x80; 80x85; 80x90; 80x140; 80x150; 80x160; 80x170; 80x180; 80x190; 80x200; 80x205; 80x210; 80x220; 90x70; 90x75; 90x80; 90x85; 90x90; 90x95; 90x100; 100x70; 100x75; 100x80; 100x85; 100x90; 100x95; 100x100; 105x70; 105x75; 105x80; 105x85; 105x90; 105x95; 105x100; 105x105; 110x70; 110x75; 110x80; 110x85; 110x90; 110x95; 110x100; 110x105; 110x110; 115x70; 115x75; 115x80; 115x85; 115x90; 115x95; 115x100; 115x105; 115x110; 115x115; 120x70; 120x75; 120x80; 120x85; 120x90; 120x95; 120x100; 120x105; 120x110; 120x115; 120x120; 125x70; 125x75; 125x80; 125x85; 125x90; 125x95; 125x100; 125x105; 125x110; 125x115; 125x120; 125x125; 130x70; 130x75; 130x80; 130x85; 130x90; 130x95; 130x100; 130x105; 130x110; 130x115; 130x120; 130x125; 130x130; 135x70; 135x75; 135x80; 135x85; 135x90; 135x95; 135x100; 135x105; 135x110; 135x115; 135x120; 135x125; 135x130; 135x135; 140x70; 140x75; 140x80; 140x85; 140x90; 140x95; 140x100; 140x105; 140x110; 140x115; 140x120; 140x125; 140x130; 140x135; 140x140; 145x70; 145x75; 145x80; 145x85; 145x90; 145x95; 145x100; 145x105; 145x110; 145x115; 145x120; 145x125; 145x130; 145x135; 145x140; 145x145; 150x70; 150x75; 150x80; 150x85; 150x90; 150x95; 150x100; 150x105; 150x110; 150x115; 150x120; 150x125; 150x130; 150x135; 150x140; 150x145; 150x150
Пелёнка в рулоне с нанесением перфорации/ От 0,1 до 60	60x60; 60x65; 65x65; 60x70; 60x80; 60x90; 70x70; 70x75; 70x80; 70x140; 70x150; 70x160; 70x170; 70x180; 70x190; 70x200; 70x210; 70x220; 80x70; 80x80; 80x85; 80x90; 80x140; 80x150; 80x160; 80x170; 80x180; 80x190; 80x200; 80x205; 80x210; 80x220; 90x70; 90x75; 90x80; 90x85; 90x90; 90x95; 90x100; 100x70; 100x75; 100x80; 100x85; 100x90; 100x95; 100x100; 105x70; 105x75; 105x80; 105x85; 105x90; 105x95; 105x100; 105x105; 110x70; 110x75; 110x80; 110x85; 110x90; 110x95; 110x100; 110x105; 110x110; 115x70; 115x75; 115x80; 115x85; 115x90; 115x95; 115x100; 115x105; 115x110; 115x115; 120x70; 120x75; 120x80; 120x85; 120x90; 120x95; 120x100; 120x105; 120x110; 120x115; 120x120; 125x70; 125x75; 125x80; 125x85; 125x90; 125x95; 125x100; 125x105; 125x110; 125x115; 125x120; 125x125; 130x70; 130x75; 130x80; 130x85; 130x90; 130x95; 130x100; 130x105; 130x110; 130x115; 130x120; 130x125; 130x130; 135x70; 135x75; 135x80; 135x85; 135x90; 135x95; 135x100; 135x105; 135x110; 135x115; 135x120; 135x125; 135x130; 135x135; 140x70; 140x75; 140x80; 140x85; 140x90; 140x95; 140x100; 140x105; 140x110; 140x115; 140x120; 140x125; 140x130; 140x135; 140x140; 145x70; 145x75; 145x80; 145x85; 145x90; 145x95; 145x100; 145x105; 145x110; 145x115; 145x120; 145x125; 145x130; 145x135; 145x140; 145x145; 150x70; 150x75; 150x80; 150x85; 150x90; 150x95; 150x100; 150x105; 150x110; 150x115; 150x120; 150x125; 150x130; 150x135; 150x140; 150x145; 150x150

ования к плотности и составу материалов, используемых при производстве изделий, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделий	Материал		Нормативно-техническая документация	Производитель материалов
	Состав/марки используемых материалов	Плотность, г/м ²		
Простыни в рулоне	Спанбонд; СС; СМС; СММС; Спанбел; Термобонд; айрлейд марки (100% полипропилен (100% PP), марки PP1300, 1365S)	6-150	ТУ 2282-001-72716572-13	АО «ПОЛИМАТИЗ»
Простыни в рулоне с нанесением перфорации	Спанлейс; Фибрелла; Новитекс; Сонтара; Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET))		ТУ 8390-001-77056896-2008	
Простыня	Спанбонд ламинированный; СС ламинированный; Спанбел ламинированный; Термобонд ламинированный; айрлейд ламинированный (100% полипропилен (100% PP) марки PP1300, на ламинированной основе, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))		ТУ 8390-001-87173686-2010	
Салфетка			ТУ 2282-001-51911140-15	
Салфетки в рулоне			ТУ 8390-003-56176857-2007	
Салфетки в рулоне с нанесением перфорации	100% целлюлоза; 100% целлюлоза на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))		СТО 8397-96891647-06-2012	
Простыня с карманом	Спанлейс ламинированный; Фибрелла ламинированная; Новитекс ламинированный; Сонтара ламинированный; Акваспан ламинированный (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET) на ламинированной основе (ПВД марки ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))		СТО 96891647-002-2009	
Пелёнка				
Пелёнка в рулоне				
Пелёнка в рулоне с нанесением перфорации				


Примечание*


Для производства изделий применяются материалы, безопасность и качество которых должны быть подтверждены сертификатом соответствия и паспортом качества предприятия-изготовителя или другими документами, удостоверяющими безопасность и качество в установленном порядке.

Конструкция и назначение изделий

Конструкция и назначение изделий указаны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Конструкция	Назначение
Салфетка	Изделия прямоугольной или квадратной формы. Длина изделия от 10 до 55 см, ширина от 10 до 65 см. 	для покрытия инструментальных столиков, кушеток и смотровых кресел при проведении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий, а также кушеточных подушек. Используются в качестве нагрудников пациента при проведении медицинских или смотровых процедур для выполнения барьерных функций от загрязнения биологическими жидкостями и материалами, такими как кровь, слюна, рвота, моча, кал и т.д.).
Салфетки в рулоне	Изделия прямоугольной или квадратной формы, намотанные на втулку диаметром от 10 мм до 50 мм. Длина изделия от 10 до 55 см, ширина от 10 до 65 см.	для покрытия инструментальных столиков, кушеток и смотровых кресел при проведении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий, а также кушеточных подушек. Используются в качестве нагрудников пациента при проведении медицинских или смотровых процедур для выполнения барьерных функций от загрязнения биологическими

		жидкостями и материалами, такими как кровь, слюна, рвота, моча, кал и т.д.).
Салфетки в рулоне с нанесением перфорации	Изделия прямоугольной или квадратной формы, намотанные на втулку диаметром от 10 мм до 50 мм с наличием перфорированной линии. Длина изделия от 10 до 55 см, ширина от 10 до 65 см. 	для покрытия инструментальных столиков, кушеток и смотровых кресел при проведении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий, а также кушеточных подушек. Используются в качестве нагрудников пациента при проведении медицинских или смотровых процедур для выполнения барьерных функций от загрязнения биологическими жидкостями и материалами, такими как кровь, слюна, рвота, моча, кал и т.д.).
Простыня	Изделия прямоугольной или квадратной формы. Длина изделия от 150 до 250 см, ширина от 70 до 250 см. Изделие без адгезивного/ липкого края и без отверстий 	Изделие используется в качестве укрывного материала для банкетов, медицинских кресел и кушеток, при выполнении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий., и в других различных медицинских условиях.
Простыни в рулоне	Изделия прямоугольной или квадратной формы, намотанные на втулку диаметром от 10 мм до 50 мм. Длина изделия от 150 до 250 см, ширина от 70 до 160 см. 	Изделие используется в качестве укрывного материала для банкетов, медицинских кресел и кушеток, при выполнении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий., и в других различных медицинских условиях.
Простыни в рулоне с нанесением перфорации	Изделия прямоугольной или квадратной формы, намотанные на втулку диаметром от 10 мм до 50 мм с наличием перфорированной линии. Длина изделия от 150 до 250 см, ширина от 70 до 160 см. 	Изделие используется в качестве укрывного материала для банкетов, медицинских кресел и кушеток, при выполнении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий., и в других различных медицинских условиях.
Простыня с карманом	Изделия прямоугольной или квадратной формы. Длина изделия от 150 до 240 см, ширина от 70 до 160 см. Карман у изделия прямоугольной или квадратной формы расположен по краю изделия. Длина кармана от 30 до 70 см, ширина от 70 до 160 см. 	Простыня с карманом применяется в качестве укрывного материала для кушеток, смотровых кресел при выполнении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий, а также в качестве барьера между поверхностью стола, кушетки или кресла и пациентом. Карман служит хранилищем для временного сбора использованных, во время проведения медицинских манипуляций, личных салфеток пациента и соблюдения чистоты и гигиены смотрового или медицинского кабинета.
Пелёнка	Изделия прямоугольной или квадратной формы. Длина изделия от 60 до 150 см, ширина от 60 до 150 см. Изделие без адгезивного/ липкого края и без отверстий 	Изделие используется в качестве укрывного материала для банкетов, медицинских кресел и кушеток, при выполнении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий.

Пелёнки в рулоне 	Изделия прямоугольной или квадратной формы, намотанные на втулку диаметром от 10 мм до 50 мм. Длина изделия от 60 до 150 см, ширина от 60 до 150 см.	Изделие используется в качестве укрывного материала для банкетов, медицинских кресел и кушеток, при выполнении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий.
Пелёнки в рулоне с нанесением перфорации 	Изделия прямоугольной или квадратной формы, намотанные на втулку диаметром от 10 мм до 50 мм с наличием перфорированной линии. Длина изделия от 60 до 150 см, ширина от 60 до 150 см.	Изделие используется в качестве укрывного материала для банкетов, медицинских кресел и кушеток, при выполнении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий.

Примечание – Реальное исполнение изделий может отличаться от схематического.

12. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Простыни и салфетки медицинские одноразовые являются нестерильными изделиями и одноразового применения. В связи с этим методы очистки и стерилизации отсутствуют.

13. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЕ

Хранение и условия эксплуатации должны соответствовать технической документации производителя.

Изготовитель гарантирует качество изделия в течение всего срока годности.

Хранение изделий должно производиться на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей и дождя.

Условия хранения по группе 1 по ГОСТ 15150.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

Изготовитель не отвечает за любой урон, произошедший вследствие неправильного использования медицинского изделия, несоблюдения правил пользования, изложенных в инструкции по применению.

14. МАРКИРОВКА

14.1. Маркировка потребительской тары

14.1.1. Маркировку, характеризующую изделия, наносят непосредственно на упаковочный материал потребительской тары, или на этикетку, которую наклеивают на потребительскую тару, или на листок-вкладыш, вкладываемый в каждую единицу потребительской тары.

14.1.2. Маркировка потребительской тары изделий должна содержать следующие сведения:

- наименование изделий;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);
- товарный знак изготовителя (при наличии);

- назначение изделий;
- состав материала;
- размер изделий;
- количество изделий;
- дата изготовления;
- условия хранения;
- срок годности;
- символ или надпись «для однократного применения»;
- надпись «не токсично»;
- номер Регистрационного удостоверения (РУ);
- обозначение настоящих технических условий.

14.2. Маркировка транспортной тары

14.2.1. Маркировку, характеризующую изделия, наносят непосредственно на транспортную тару или на этикетку, которую наклеивают на транспортную тару.

14.2.2. Маркировка транспортной тары должна содержать следующие сведения:

- наименование изделий;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)];
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- размер изделий;
- количество единиц потребительской тары;
- номер партии;
- дата изготовления;
- условия хранения;
- срок годности;
- обозначение настоящих технических условий.

Пример упаковки

ООО «ПКФ «Медкомплент»
 Россия, 401130, Волгоградская обл. Шаумянскитрунт и Горюхино ул. Пер. Майский, д. 4А
 Юрид. Адрес: 401130, Волгоградская обл. Шаумянскитрунт и Горюхино ул. Союзная 19-44
 www.pkf-med.com e-mail: info@pkf-med.com тел: 8-928-078-39-21

**ДОБРОПРЯНАЯ
PC
СЕРТИФИКАЦИЯ**

**ПРОСТЫНИ, ПЕЛЁНКИ И САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ**
 Из нетканых материалов (SMS20)
 Простыня медицинская одноразовая нестерильная с карманом
размер: 210см x 140см

арт. 12101402013

Количество в упаковке – 10 шт.
 Дата изготовления **18.01.2024г.** № партии **7**
 Срок годности: 6 лет с даты изготовления
 РУ № РЗН 2021/14127 от 28.04.2021 г.; ТУ 13.95.10-004-37492896-18

Применяются в ЛПУ различного профиля, роддомов, женских консультаций, лабораториях и смотровых кабинетах. Предназначены для однократного кратковременного применения при проведении медицинских обследований, манипуляций и процедур. Смена простыней и салфеток медицинских одноразовых нестерильных производится после каждой выполненной процедуры. Не предназначены для повторного использования! Утилизировать использованные простыни и салфетки должны в соответствии с требованиями СанПиН 21.7.2790. Не использовать после истечения срока годности, указанного на этикетке! Противопоказания: Индивидуальная непереносимость. Условия хранения: Изделия должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от пола и отопительных приборов, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

4 60311641132533

NON STERILE

условные знаки для маркировки упаковки приведены в таблице 4.

Таблица 4

Условное обозначение	Наименование
	Только для одноразового использования – не подлежит повторному использованию
REF	Номер по каталогу
	Годен до
LOT	Номер серии
	Ограничение допустимой температуры хранения
	Защищать от влаги
	Не стерильно
	Не утилизировать обычным способом
	Добровольная сертификация
	Защищать от нагревания (тепла) и прямых солнечных лучей
	Не для контакта с пищей

15. УПАКОВКА

15.1.1. Упаковка изделий в потребительскую тару

15.1.2. Изделия упаковывают в следующие виды потребительской тары с соединением краев термическим способом или с помощью клейкой/адгезивной ленты, находящейся на краю упаковочного пакета:

- пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354;
- пленка полимерная отечественного производства по ТУ 2245-001-78145745-2008;
- пакеты из полимерной пленки по ГОСТ 12302; по ТО 007-56845376-2015 к ГОСТ 12302
- пакеты из бумаги отечественного производства по технической документации (ТУ 9398-001-69745848-2011 РУ № ФСР 2011/12874 от 30.12.2011 г.);
- пакеты из комбинированных материалов (полипропилен/бумага) отечественного производства по технической документации (ТУ 9398-001-69745848-2011 РУ № ФСР 2011/12874 от 30.12.2011 г.)

15.1.3. Изделия размерами до 40х40 см допускается упаковывать без складывания. Допускается упаковывать без сложения изделия иных размеров по согласованию с потребителем.

15.1.4. Количество изделий в потребительской таре должно соответствовать количеству, указанному в маркировке на этикетке или на листке-вкладыше.

15.2. Упаковка изделий в транспортную тару

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги». Допускается наклеивание манипуляционных знаков, выполненных типографским способом.

15.2.2. Изделия одного наименования, одной даты изготовления, упакованные в потребительскую тару одного вида, упаковывают в следующие виды транспортной тары:

- ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514; ГОСТ 9142-90; ГОСТ 13511-2006
- ящики из гофрированного картона отечественного производства по ТУ 17.21.13.000-002-68207994-2007;

15.2.3. Транспортная тара должна быть оклеена лентой по ГОСТ 20477.

Масса брутто одного места не должна быть более 18 кг.

16. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

16.1. Изделия транспортируют любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

16.2. В процессе транспортировки следует использовать чистые средства и соблюдать меры предосторожности, во избежание повреждения упаковки, не ставить тяжелый груз на изделия, не допускать контакта изделия с острыми предметами.

16.3. Изделия одного наименования, одной даты изготовления, упакованные в потребительскую тару одного вида, упаковывают в следующие виды транспортной тары:

- ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514; ГОСТ 9142-90; ГОСТ 13511-2006
- ящики из гофрированного картона отечественного производства по ТУ 17.21.13.000-002-68207994-2007;

17. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

17.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

17.2. Гарантийный срок годности изделий 6 лет со дня изготовления.

17.3. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, связанные с использованием не по назначению.

18. УТИЛИЗАЦИЯ

Порядок утилизации

Утилизация использованных изделий должна производиться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 для отходов класса А, а в случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями и материалами - для отходов класса Б.

Для работы с использованными изделиями персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, косынка, перчатки, маска).

Использованные изделия, которые не были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), утилизируются обычным способом.

Использованные изделия, которые были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых не исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), подвергаются обязательной дезинфекции. Дезинфекция проводится в соответствии действующими нормативными документами непосредственно на местах первичного сбора отходов. Дезинфекция может проводиться химическим методом путем полного погружения изделий в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях. Для дезинфекции используются зарегистрированные и разрешенные к применению Министерством здравоохранения в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в инструкциях по их применению.

Продезинфицированные изделия упаковываются в соответствующие классу отходов одноразовые пакеты для сбора и хранения медицинских отходов, в дальнейшем уничтожаются на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. При централизованном способе, обезвреживание производится в печах мусоросжигательных заводов.

19. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Простыни и салфетки медицинские одноразовые нестерильные являются изделиями только для однократного применения, техническому обслуживанию и ремонту не подлежат, и после использования подлежат немедленной утилизации в порядке, установленном законодательством. См. п. 18.

20. ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

Обозначение	Наименование документа
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007	Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества.
ГОСТ Р 50444-20	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ 5556-81	Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 1770-74	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.
ГОСТ 4233-77	Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.
ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 9412-93	Марля медицинская. Общие технические условия.
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 10399-87	Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву.
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16919-79	Полотна текстильные нетканые. Нормы допускаемых отклонений по показателям физико-механических свойств
ГОСТ 17768-90	Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
ГОСТ 28498	Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
СанПин 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
РД 50-707-91	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности.

ДЕКЛАМАЦИЯ

В случае неблагоприятных явлений или потенциальных осложнений, которые обоснованно можно считать связанными с использованием данных изделий, следует сообщать в компанию ООО «ПКФ «Медкомплект».

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 19, кв. 46.

Тел. 8 (910) 670-39-21;

Эл. почта: pkf-medkomplekt@yandex.ru

«Простыни и салфетки медицинские одноразовые нестерильные из нетканых материалов. ТУ 3.95.10-004-37492896-18»:

Варианты исполнения:

1. Простыня в рулоне (Вид 187230)

Количество: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

Размер (ДхШ, см): 150x70; 150x80; 150x90; 150x100; 150x110; 150x120; 150x130; 150x140; 150x150; 150x160; 155x70; 155x80; 155x90; 155x100; 155x110; 155x120; 155x130; 155x140; 155x150; 155x160; 160x70; 160x80; 160x90; 160x100; 160x110; 160x120; 160x130; 160x140; 160x150; 160x160; 165x70; 165x80; 165x90; 165x100; 165x110; 165x120; 165x130; 165x140; 165x150; 165x160; 170x70; 170x80; 170x90; 170x100; 170x110; 170x120; 170x130; 170x140; 170x150; 170x160; 175x70; 175x80; 175x90; 175x100; 175x110; 175x120; 175x130; 175x140; 175x150; 175x160; 180x70; 180x80; 180x90; 180x100; 180x110; 180x120; 180x130; 180x140; 180x150; 180x160; 185x70; 185x80; 185x90; 185x100; 185x110; 185x120; 185x130; 185x140; 185x150; 185x160; 190x70; 190x80; 190x90; 190x100; 190x110; 190x120; 190x130; 190x140; 190x150; 190x160; 195x70; 195x80; 195x90; 195x100; 195x110; 195x120; 195x130; 195x140; 195x150; 195x160; 200x70; 200x80; 200x90; 200x100; 200x110; 200x120; 200x130; 200x140; 200x150; 200x160; 205x70; 205x80; 205x90; 205x100; 205x110; 205x120; 205x130; 205x140; 205x150; 205x160; 210x70; 210x80; 210x90; 210x100; 210x110; 210x120; 210x130; 210x140; 210x150; 210x160; 220x70; 220x80; 220x90; 220x100; 220x110; 220x120; 220x130; 220x140; 220x150; 220x160; 230x70; 230x80; 230x90; 230x100; 230x110; 230x120; 230x130; 230x140; 230x150; 230x160; 240x70; 240x80; 240x90; 240x100; 240x110; 240x120; 240x130; 240x140; 240x150; 240x160; 250x70; 250x80; 250x90; 250x100; 250x110; 250x120; 250x130; 250x140; 250x150; 250x160.

2. Простыня в рулоне с нанесением перфорации (Вид 187230)

Количество: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

Размер (ДхШ, см): 150x70; 150x80; 150x90; 150x100; 150x110; 150x120; 150x130; 150x140; 150x150; 150x160; 155x70; 155x80; 155x90; 155x100; 155x110; 155x120; 155x130; 155x140; 155x150; 155x160; 160x70; 160x80; 160x90; 160x100; 160x110; 160x120; 160x130; 160x140; 160x150; 160x160; 165x70; 165x80; 165x90; 165x100; 165x110; 165x120; 165x130; 165x140; 165x150; 165x160; 170x70; 170x80; 170x90; 170x100; 170x110; 170x120; 170x130; 170x140; 170x150; 170x160; 175x70; 175x80; 175x90; 175x100; 175x110; 175x120; 175x130; 175x140; 175x150; 175x160; 180x70; 180x80; 180x90; 180x100; 180x110; 180x120; 180x130; 180x140; 180x150; 180x160; 185x70; 185x80; 185x90; 185x100; 185x110; 185x120; 185x130; 185x140; 185x150; 185x160; 190x70; 190x80; 190x90; 190x100; 190x110; 190x120; 190x130; 190x140; 190x150; 190x160; 195x70; 195x80; 195x90; 195x100; 195x110; 195x120; 195x130; 195x140; 195x150; 195x160; 200x70; 200x80; 200x90; 200x100; 200x110; 200x120; 200x130; 200x140; 200x150; 200x160; 205x70; 205x80; 205x90; 205x100; 205x110; 205x120; 205x130; 205x140; 205x150; 205x160; 210x70; 210x80; 210x90; 210x100; 210x110; 210x120; 210x130; 210x140; 210x150; 210x160; 220x70; 220x80; 220x90; 220x100; 220x110; 220x120; 220x130; 220x140; 220x150; 220x160; 230x70;

0; 230x90; 230x100; 230x110; 230x120; 230x130; 230x140; 230x150; 230x160; 240x70; 240x80; 240x90; 240x100; 240x110; 240x120; 240x130; 240x140; 240x150; 240x160; 250x70; 250x80; 250x90; 250x100; 250x110; 250x120; 250x130; 250x140; 250x150; 250x160.

3. Простыня (Вид 187230)

Количество: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 шт.

Размер (ДхШ, см): 150x70; 150x75; 150x80; 150x85; 150x90; 150x95; 150x100; 150x105; 150x110; 150x115; 150x120; 150x125; 150x130; 150x135; 150x140; 150x145; 150x150; 155x70; 155x75; 155x80; 155x85; 155x90; 155x95; 155x100; 155x105; 155x110; 155x115; 155x120; 155x125; 155x130; 155x135; 155x140; 155x145; 155x150; 155x155; 160x70; 160x75; 160x80; 160x85; 160x90; 160x95; 160x100; 160x105; 160x110; 160x115; 160x120; 160x125; 160x130; 160x135; 160x140; 160x145; 160x150; 160x155; 160x160; 165x70; 165x75; 165x80; 165x85; 165x90; 165x95; 165x100; 165x105; 165x110; 165x115; 165x120; 165x125; 165x130; 165x135; 165x140; 165x145; 165x150; 165x155; 165x160; 165x165; 170x70; 170x75; 170x80; 170x85; 170x90; 170x95; 170x100; 170x105; 170x110; 170x115; 170x120; 170x125; 170x130; 170x135; 170x140; 170x145; 170x150; 170x155; 170x160; 170x165; 170x170; 175x70; 175x75; 175x80; 175x85; 175x90; 175x95; 175x100; 175x105; 175x110; 175x115; 175x120; 175x125; 175x130; 175x135; 175x140; 175x145; 175x150; 175x155; 175x160; 175x165; 175x170; 175x175; 180x70; 180x75; 180x80; 180x85; 180x90; 180x95; 180x100; 180x105; 180x110; 180x115; 180x120; 180x125; 180x130; 180x135; 180x140; 180x145; 180x150; 180x155; 180x160; 180x165; 180x170; 180x175; 180x180; 185x70; 185x75; 185x80; 185x85; 185x90; 185x95; 185x100; 185x105; 185x110; 185x115; 185x120; 185x125; 185x130; 185x135; 185x140; 185x145; 185x150; 185x155; 185x160; 185x165; 185x170; 185x175; 185x180; 185x185; 190x70; 190x75; 190x80; 190x85; 190x90; 190x95; 190x100; 190x105; 190x110; 190x115; 190x120; 190x125; 190x130; 190x135; 190x140; 190x145; 190x150; 190x155; 190x160; 190x165; 190x170; 190x175; 190x180; 190x185; 190x190; 195x70; 195x75; 195x80; 195x85; 195x90; 195x95; 195x100; 195x105; 195x110; 195x115; 195x120; 195x125; 195x130; 195x135; 195x140; 195x145; 195x150; 195x155; 195x160; 195x165; 195x170; 195x175; 195x180; 195x185; 195x190; 195x195; 200x70; 200x75; 200x80; 200x85; 200x90; 200x95; 200x100; 200x105; 200x110; 200x115; 200x120; 200x125; 200x130; 200x135; 200x140; 200x145; 200x150; 200x155; 200x160; 200x165; 200x170; 200x175; 200x180; 200x185; 200x190; 200x195; 200x200; 205x70; 205x75; 205x80; 205x85; 205x90; 205x95; 205x100; 205x105; 205x110; 205x115; 205x120; 205x125; 205x130; 205x135; 205x140; 205x145; 205x150; 205x155; 205x160; 205x165; 205x170; 205x175; 205x180; 205x185; 205x190; 205x195; 205x200; 205x205; 210x70; 210x75; 210x80; 210x85; 210x90; 210x95; 210x100; 210x105; 210x110; 210x115; 210x120; 210x125; 210x130; 210x135; 210x140; 210x145; 210x150; 210x155; 210x160; 210x165; 210x170; 210x175; 210x180; 210x185; 210x190; 210x195; 210x200; 210x205; 210x210; 220x70; 220x75; 220x80; 220x85; 220x90; 220x95; 220x100; 220x105; 220x110; 220x115; 220x120; 220x125; 220x130; 220x135; 220x140; 220x145; 220x150; 220x155; 220x160; 220x165; 220x170; 220x175; 220x180; 220x185; 220x190; 220x195; 220x200; 220x205; 220x210; 220x215; 220x220; 230x70; 230x75; 230x80; 230x85; 230x90; 230x95; 230x100; 230x105; 230x110; 230x115; 230x120; 230x125; 230x130; 230x135; 230x140; 230x145; 230x150; 230x155; 230x160; 230x165; 230x170; 230x175; 230x180; 230x185; 230x190; 230x195; 230x200; 230x205; 230x210; 230x215; 230x220; 230x225; 230x230; 240x70; 240x75; 240x80; 240x85; 240x90; 240x95; 240x100; 240x105; 240x110; 240x115; 240x120; 240x125; 240x130; 240x135; 240x140; 240x145; 240x150; 240x155; 240x160; 240x165; 240x170; 240x175; 240x180; 240x185; 240x190; 240x195; 240x200; 240x205; 240x210; 240x215; 240x220; 240x225; 240x230; 240x235; 240x240; 250x70; 250x75; 250x80; 250x85; 250x90; 250x95; 250x100; 250x105; 250x110; 250x115; 250x120; 250x125; 250x130; 250x135; 250x140; 250x145; 250x150; 250x155; 250x160; 250x165; 250x170; 250x175; 250x180; 250x185; 250x190; 250x195; 250x200; 250x205; 250x210; 250x215; 250x220; 250x225; 250x230; 250x235; 250x240; 250x245; 250x250.

Плоскостная с карманом (Вид 187230)

Количество: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 шт.

Размер общий (ДхШ, см): 150x70; 155x70; 160x70; 165x70; 170x70; 175x70; 180x70; 185x70; 190x70; 195x70; 200x70; 205x70; 210x70; 215x70; 220x70; 230x70; 240x70; 130x80; 135x80; 140x80; 145x80; 150x80; 155x80; 160x80; 165x80; 170x80; 175x80; 180x80; 185x80; 190x80; 195x80; 200x80; 205x80; 210x80; 215x80; 220x80; 230x80; 240x80; 130x90; 135x90; 140x90; 145x90; 150x90; 155x90; 160x90; 165x90; 170x90; 175x90; 180x90; 185x90; 190x90; 195x90; 200x90; 205x90; 210x90; 215x90; 220x90; 230x90; 240x90; 130x100; 135x100; 140x100; 145x100; 150x100; 155x100; 160x100; 165x100; 170x100; 175x100; 180x100; 185x100; 190x100; 195x100; 200x100; 205x100; 210x100; 215x100; 220x100; 230x100; 240x100; 130x110; 135x110; 140x110; 145x110; 150x110; 155x110; 160x110; 165x110; 170x110; 175x110; 180x110; 185x110; 190x110; 195x110; 200x110; 205x110; 210x110; 215x110; 220x110; 230x110; 240x110; 130x120; 135x120; 140x120; 145x120; 150x120; 155x120; 160x120; 165x120; 170x120; 175x120; 180x120; 185x120; 190x120; 195x120; 200x120; 205x120; 210x120; 215x120; 220x120; 230x120; 240x120; 130x140; 135x140; 140x140; 145x140; 150x140; 155x140; 160x140; 165x140; 170x140; 175x140; 180x140; 185x140; 190x140; 195x140; 200x140; 205x140; 210x140; 215x140; 220x140; 230x140; 240x140; 130x150; 135x150; 140x150; 145x150; 150x150; 155x150; 160x150; 165x150; 170x150; 175x150; 180x150; 185x150; 190x150; 195x150; 200x150; 205x150; 210x150; 215x150; 220x150; 230x150; 240x150; 130x160; 135x160; 140x160; 145x160; 150x160; 155x160; 160x160; 165x160; 170x160; 175x160; 180x160; 185x160; 190x160; 195x160; 200x160; 205x160; 210x160; 215x160; 220x160; 230x160; 240x160.

Размер кармана (ДхШ, см): 30x70; 35x70; 40x70; 45x70; 50x70; 55x70; 60x70; 65x70; 70x70; 30x80; 35x80; 40x80; 45x80; 50x80; 55x80; 60x80; 65x80; 70x80; 30x90; 35x90; 40x90; 45x90; 50x90; 55x90; 60x90; 65x90; 70x90; 30x100; 35x100; 40x100; 45x100; 50x100; 55x100; 60x100; 65x100; 70x100; 30x110; 35x110; 40x110; 45x110; 50x110; 55x110; 60x110; 65x110; 70x110; 30x120; 35x120; 40x120; 45x120; 50x120; 55x120; 60x120; 65x120; 70x120; 30x140; 35x140; 40x140; 45x140; 50x140; 55x140; 60x140; 65x140; 70x140; 30x150; 35x150; 40x150; 45x150; 50x150; 55x150; 60x150; 65x150; 70x150; 30x160; 35x160; 40x160; 45x160; 50x160; 55x160; 60x160; 65x160; 70x160.

5. Салфетка в рулоне (Вид 137100)

Количество: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

Размер (ДхШ, см): 10x10; 10x15; 10x20; 10x25; 10x30; 10x35; 10x40; 10x45; 10x50; 10x55; 10x60; 10x65; 15x15; 15x20; 15x25; 15x30; 15x35; 15x40; 15x45; 15x50; 15x55; 15x60; 15x65; 20x15; 20x20; 20x25; 20x30; 20x35; 20x40; 20x45; 20x50; 20x55; 20x60; 20x65; 25x25; 25x30; 25x35; 25x40; 25x45; 25x50; 25x55; 25x60; 25x65; 30x30; 30x35; 30x40; 30x45; 30x50; 30x55; 30x60; 30x65; 35x35; 35x40; 35x45; 35x50; 35x55; 35x60; 35x65; 40x20; 40x30; 40x40; 40x45; 40x50; 40x55; 40x60; 40x65; 45x45; 45x50; 45x55; 45x60; 45x65; 50x50; 50x55; 50x60; 50x65; 55x55; 55x60; 55x65.

6. Салфетка в рулоне с нанесением перфорации (Вид 137100)

Количество: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

Размер (ДхШ, см): 10x10; 10x15; 10x20; 10x25; 10x30; 10x35; 10x40; 10x45; 10x50; 10x55; 10x60; 10x65; 15x15; 15x20; 15x25; 15x30; 15x35; 15x40; 15x45; 15x50; 15x55; 15x60; 15x65; 20x15; 20x20; 20x25; 20x30;

; 20x40; 20x45; 20x50; 20x55; 20x60; 20x65; 25x25; 25x30; 25x35; 25x40; 25x45; 25x50; 25x55; 25x60; 25x65; 30x30; 30x35; 30x40; 30x45; 30x50; 30x55; 30x60; 30x65; 35x35; 35x40; 35x45; 35x50; 35x55; 35x60; 35x65; 40x20; 40x30; 40x40; 40x45; 40x50; 40x55; 40x60; 40x65; 45x45; 45x50; 45x55; 45x60; 45x65; 50x50; 50x55; 50x60; 50x65; 55x55; 55x60; 55x65.

7. Салфетка (Вид 137100)

Количество: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

Размер (ДхШ, см): 10x10; 10x12; 10x14; 10x15; 10x16; 10x20; 10x25; 10x30; 10x35; 10x40; 10x45; 10x50; 10x55; 10x60; 10x65; 15x15; 15x20; 15x25; 15x30; 15x35; 15x40; 15x45; 15x50; 15x55; 15x60; 15x65; 20x15; 20x20; 20x25; 20x30; 20x35; 20x40; 20x45; 20x50; 20x55; 20x60; 20x65; 25x25; 25x30; 25x35; 25x40; 25x45; 25x50; 25x55; 25x60; 25x65; 30x30; 30x35; 30x40; 30x45; 30x50; 30x55; 30x60; 30x65; 35x35; 35x40; 35x45; 35x50; 35x55; 35x60; 35x65; 40x20; 40x30; 40x40; 40x45; 40x50; 40x55; 40x60; 40x65; 45x45; 45x50; 45x55; 45x60; 45x65; 50x50; 50x55; 50x60; 50x65; 55x55; 55x60; 55x65.

8. Пелёнка (Вид 137100)

Количество: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

Размер (ДхШ, см): 60x60; 60x65; 65x65; 60x70; 60x80; 60x90; 70x70; 70x75; 70x80; 70x140; 70x150; 70x160; 70x170; 70x180; 70x190; 70x200; 70x210; 70x220; 80x70; 80x80; 80x85; 80x90; 80x140; 80x150; 80x160; 80x170; 80x180; 80x190; 80x200; 80x205; 80x210; 80x220; 90x70; 90x75; 90x80; 90x85; 90x90; 90x95; 90x100; 100x70; 100x75; 100x80; 100x85; 100x90; 100x95; 100x100; 105x70; 105x75; 105x80; 105x85; 105x90; 105x95; 105x100; 105x105; 110x70; 110x75; 110x80; 110x85; 110x90; 110x95; 110x100; 110x105; 110x110; 115x70; 115x75; 115x80; 115x85; 115x90; 115x95; 115x100; 115x105; 115x110; 115x115; 120x70; 120x75; 120x80; 120x85; 120x90; 120x95; 120x100; 120x105; 120x110; 120x115; 120x120; 125x70; 125x75; 125x80; 125x85; 125x90; 125x95; 125x100; 125x105; 125x110; 125x115; 125x120; 125x125; 130x70; 130x75; 130x80; 130x85; 130x90; 130x95; 130x100; 130x105; 130x110; 130x115; 130x120; 130x125; 130x130; 135x70; 135x75; 135x80; 135x85; 135x90; 135x95; 135x100; 135x105; 135x110; 135x115; 135x120; 135x125; 135x130; 135x135; 140x70; 140x75; 140x80; 140x85; 140x90; 140x95; 140x100; 140x105; 140x110; 140x115; 140x120; 140x125; 140x130; 140x135; 140x140; 145x70; 145x75; 145x80; 145x85; 145x90; 145x95; 145x100; 145x105; 145x110; 145x115; 145x120; 145x125; 145x130; 145x135; 145x140; 145x145; 150x70; 150x75; 150x80; 150x85; 150x90; 150x95; 150x100; 150x105; 150x110; 150x115; 150x120; 150x125; 150x130; 150x135; 150x140; 150x145; 150x150.

9. Пелёнка в рулоне (Вид 137100)

Количество: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

Размер (ДхШ, см): 60x60; 60x65; 65x65; 60x70; 60x80; 60x90; 70x70; 70x75; 70x80; 70x140; 70x150; 70x160; 70x170; 70x180; 70x190; 70x200; 70x210; 70x220; 80x70; 80x80; 80x85; 80x90; 80x140; 80x150;

0; 80x170; 80x180; 80x190; 80x200; 80x205; 80x210; 80x220; 90x70; 90x75; 90x80; 90x85; 90x90; 90x95; 90x100; 100x70; 100x75; 100x80; 100x85; 100x90; 100x95; 100x100; 105x70; 105x75; 105x80; 105x85; 105x90; 105x95; 105x100; 105x105; 110x70; 110x75; 110x80; 110x85; 110x90; 110x95; 110x100; 110x105; 110x110; 115x70; 115x75; 115x80; 115x85; 115x90; 115x95; 115x100; 115x105; 115x110; 115x115; 120x70; 120x75; 120x80; 120x85; 120x90; 120x95; 120x100; 120x105; 120x110; 120x115; 120x120; 125x70; 125x75; 125x80; 125x85; 125x90; 125x95; 125x100; 125x105; 125x110; 125x115; 125x120; 125x125; 130x70; 130x75; 130x80; 130x85; 130x90; 130x95; 130x100; 130x105; 130x110; 130x115; 130x120; 130x125; 130x130; 135x70; 135x75; 135x80; 135x85; 135x90; 135x95; 135x100; 135x105; 135x110; 135x115; 135x120; 135x125; 135x130; 135x135; 140x70; 140x75; 140x80; 140x85; 140x90; 140x95; 140x100; 140x105; 140x110; 140x115; 140x120; 140x125; 140x130; 140x135; 140x140; 145x70; 145x75; 145x80; 145x85; 145x90; 145x95; 145x100; 145x105; 145x110; 145x115; 145x120; 145x125; 145x130; 145x135; 145x140; 145x145; 150x70; 150x75; 150x80; 150x85; 150x90; 150x95; 150x100; 150x105; 150x110; 150x115; 150x120; 150x125; 150x130; 150x135; 150x140; 150x145; 150x150.

16. Пелёнка в рулоне с нанесением перфорации (Вид 137100)

Количество: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

Размер (ДхШ, см): 60x60; 60x65; 65x65; 60x70; 60x80; 60x90; 70x70; 70x75; 70x80; 70x140; 70x150; 70x160; 70x170; 70x180; 70x190; 70x200; 70x210; 70x220; 80x70; 80x80; 80x85; 80x90; 80x140; 80x150; 80x160; 80x170; 80x180; 80x190; 80x200; 80x205; 80x210; 80x220; 90x70; 90x75; 90x80; 90x85; 90x90; 90x95; 90x100; 100x70; 100x75; 100x80; 100x85; 100x90; 100x95; 100x100; 105x70; 105x75; 105x80; 105x85; 105x90; 105x95; 105x100; 105x105; 110x70; 110x75; 110x80; 110x85; 110x90; 110x95; 110x100; 110x105; 110x110; 115x70; 115x75; 115x80; 115x85; 115x90; 115x95; 115x100; 115x105; 115x110; 115x115; 120x70; 120x75; 120x80; 120x85; 120x90; 120x95; 120x100; 120x105; 120x110; 120x115; 120x120; 125x70; 125x75; 125x80; 125x85; 125x90; 125x95; 125x100; 125x105; 125x110; 125x115; 125x120; 125x125; 130x70; 130x75; 130x80; 130x85; 130x90; 130x95; 130x100; 130x105; 130x110; 130x115; 130x120; 130x125; 130x130; 135x70; 135x75; 135x80; 135x85; 135x90; 135x95; 135x100; 135x105; 135x110; 135x115; 135x120; 135x125; 135x130; 135x135; 140x70; 140x75; 140x80; 140x85; 140x90; 140x95; 140x100; 140x105; 140x110; 140x115; 140x120; 140x125; 140x130; 140x135; 140x140; 145x70; 145x75; 145x80; 145x85; 145x90; 145x95; 145x100; 145x105; 145x110; 145x115; 145x120; 145x125; 145x130; 145x135; 145x140; 145x145; 150x70; 150x75; 150x80; 150x85; 150x90; 150x95; 150x100; 150x105; 150x110; 150x115; 150x120; 150x125; 150x130; 150x135; 150x140; 150x145; 150x150.

Генеральный директор
ООО «ПКФ «Медкомплект»



/Копылов А.Ю./

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 19

листах

