

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО НПП «ДВМ»

Козырин И.В.

31 августа 2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАКЕТОВ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»:
металлические, веревочные
по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



- 1- Упаковка и маркировка МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020 на примере Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.1



- 2- Упаковка и маркировка составной части (такой как металлическое основание со стойкой) для Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнения ОК-603.1, ОК-603.2, ОК-603.3, ОК-603.4, ОК-604.5
 МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



3- Упаковка и маркировка составной части (такой как подвесной поручень)
Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.1
МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ
32.50.22-008-91079148-2020




- 4- Упаковка и маркировка составной части (такой как подвесной поручень)
Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.2
МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



5- Упаковка и маркировка составной части (такой как подвесной поручень)
 Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.3
 МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



6- Упаковка и маркировка составной части (такой как подвесной поручень)
 Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.4
 МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



7- Упаковка и маркировка составной части (такой как подвесной поручень)

Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.5 с принадлежностями – дополнительные перекладины -4 шт.

МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



- 8- Упаковка и маркировка Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» веревочной, исполнение ОК-604.1 МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020




- 9- Упаковка и маркировка Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» веревочной, исполнение ОК-604.2 МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



10- Упаковка и маркировка МИ- Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020 на примере Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» веревочной, исполнение ОК-604.3 с принадлежностями-дополнительные перекладины-4 шт.



11- Транспортная тара и маркировка МИ - Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020 на примере Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.1



12- Транспортная маркировка Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.2
МИ - Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020

АРТ. 603.000



SN



2 2 / 6 0 3 . 0 0 0 - 3

Металлическое основание со стойкой для
Опоры в кровать для инвалидов "Я МОГУ!" металлическая,
исполнения: ОК-603.1, ОК-603.2, ОК-603.3, ОК-603.4, ОК-603.5

ТУ 32.50.22-008-91079148-2020
ПУ № РЗН 2021/14427 от 28.05.2021

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: 80 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195, e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU



АРТ. 603.300



2 000000 001043

Подвесной поручень: веревочная лестница с тремя
деревянными перекладинами

Опора в кровать для инвалидов "Я МОГУ!"
металлическая, исполнение ОК-603.3

ТУ 32.50.22-008-91079148-2020
ПУ № РЗН 2021/14427 от 28.05.2021

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: 80 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195, e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU



13- Транспортная маркировка Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.3
МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020

АПТ. 603.000



SN

2 2 / 6 0 3 . 0 0 0 - 4



Металлическое основание со стойкой для
Опоры в кровать для инвалидов "Я МОГУ!" металлическая,
исполнения: ОК-603.1, ОК-603.2, ОК-603.3, ОК-603.4, ОК-603.5

ТУ 32.50.22-008-91079148-2020
ПУ № РЗН 2021/14427 от 28.05.2021

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс. масса пользователя: 80 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г. Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195, e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU



АПТ. 603.400



2 000000 001044



Подвесной поручень: веревочная лестница с тремя
металлическими перекладинами

Опора в кровать для инвалидов "Я МОГУ!"
металлическая, исполнение ОК-603.4

ТУ 32.50.22-008-91079148-2020
ПУ № РЗН 2021/14427 от 28.05.2021

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс. масса пользователя: 80 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г. Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195, e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU



14- Транспортная маркировка Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.4
МИ-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020

АРТ. 603.000



SN 2 2 / 6 0 3 . 0 0 0 - 5



Металлическое основание со стойкой для
Опоры в кровать для инвалидов "Я МОГУ!" металлическая,
исполнения: ОК-603.1, ОК-603.2, ОК-603.3, ОК-603.4, ОК-603.5


ТУ 32.50.22-008-91079148-2020
ПУ № РЗН 2021/14427 от 28.05.2021

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: 80 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195, e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU



АРТ. 603.500



Z 000000 001045

Подвесной поручень: веревочная лестница с тремя
перекладинами, оснащенными мягкими
противоскользящими накладками

Опора в кровать для инвалидов "Я МОГУ!"
металлическая, исполнение ОК-603.5

ТУ 32.50.22-008-91079148-2020
ПУ № РЗН 2021/14427 от 28.05.2021

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: 80 кг

Принадлежности: доп.перекладины - 4 шт.

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195, e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU




- 15- Транспортная маркировка Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» металлической, исполнение ОК-603.5 с принадлежностями-дополнительные перекладины-4 шт. МИ- Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



16- Транспортная маркировка Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» веревочной, исполнение ОК-604.1 МИ - Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



17- Транспортная маркировка Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» веревочной, исполнение ОК-604.2 МИ - Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020



- 18- Транспортная маркировка Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» веревочной, исполнение ОК-604.3 с принадлежностями-дополнительные перекладины-4 шт.
 МИ - Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

19, февраль 2023 г. листов


Директор ООО НПП «ДВМ»

Козырин И.В.

2023г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО НПП «ДВМ»
Козырин И.В.
«01» августа 2023 г.



**ШАБЛОНЫ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные
по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020

1-Шаблон индивидуальной маркировки медицинского изделия-Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020 на примере Опора в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» веревочная, исполнение ОК-604.2

АРТ. 604.2

  SN 2 2 / 6 0 4 . 2 - 1

Опора в кровать для инвалидов "Я МОГУ!" веревочная, исполнение ОК-604.2

ТУ 32.50.22-008-91079148-2020
ПУ № РЗН 2021/14427 от 28.05.2021

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: 120 кг

Дата выпуска:

 Производитель ООО НПП «ДВМ»
620135, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
тел: +7 (343) 3831195, e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

2-Шаблон транспортной маркировки медицинского изделия - Опоры в кровать для инвалидов «Я МОГУ!»: металлические, веревочные по ТУ 32.50.22-008-91079148-2020 на примере Опора в кровать для инвалидов «Я МОГУ!» веревочная, исполнение ОК-604.2

АРТ. 604.2

  SN 2 2 / 6 0 4 . 2 - 1

Опора в кровать для инвалидов "Я МОГУ!" веревочная, исполнение ОК-604.2

ТУ 32.50.22-008-91079148-2020
ПУ № РЗН 2021/14427 от 28.05.2021

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -50C до +300C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: 120 кг
Принадлежности: доп. перекладины- 4 шт.

Дата выпуска:

 Производитель ООО НПП «ДВМ»
620135, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
тел: +7 (343) 3831195, e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU




Примечание: на маркировках допускается изменение даты выдачи ПУ при внесении изменений в документы регистрационного досье в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью

2 (два) листов

Директор ООО НПП «ДВМ»
Козырин И.В.

«01» 08 2023г.