

УТВЕРЖДАЮ

Аладина Е.А.


Генеральный директор

ООО "ЗЕНИТ Р.С."





2021 г.

Фотографические изображения общего вида и образец этикетки на русском языке медицинского изделия «Установка стоматологическая STERN WEBER, в вариантах исполнения, с принадлежностями» производства CEFLA S.C Via Selice Provinciale 23/a - 40026 Imola (BO), Italy





Установка стоматологическая STERN WEBER, вариант исполнения S200 International

































































Шприц-пистолет воздушно-водяной стоматологический с фиброоптикой, изогнутый, при необходимости.
Шприц-пистолет воздушно-водяной стоматологический с фиброоптикой, прямой, при необходимости.

















Данные позиции одинаковы для всех вариантов исполнения

Стул для врача или ассистента стоматолога, варианты исполнения Т8, Т9, Т7 (слева направо)




Держатель подноса для инструментов, крепление на столик врача






Подносы для инструментов (не более 4 штук)




Держатель монитора, односоставной




Держатель монитора, двухсоставной




Держатели инструментов с технологий Side-Flex, 5 штук





Шнур апекслокатора с держателем файлов и электродом пациента




Модуль помпы перистальтической для ирригации



















Чехол защитный для кресла





Подушка для периодонтических манипуляций; Вариант для взрослых пациентов





Производитель: CEFLA S.C., Via Bicocca 14/C - 40026 Imola (BO), Italy, Италия

Установка стоматологическая STERN WEBER, вариант исполнения S200

комплект устройств для обеспечения персонала стоматологического кабинета всем необходимым для лечения зубов пациента. Установка позволяет использовать сжатый воздух, воду, электричество, проводить аспирацию, оснащена креслом для размещения пациента, столиками врача и ассистента, плевательницей, монитором и стоматологическим светильником.

Серийный номер и дата выпуска: см. на транспортной упаковке. Регистрационное удостоверение РЗН УУУУ/XXXX от год.месяц.день.

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Уполномоченный Представитель производителя в Российской Федерации:

ООО "Зенит Р.С."

Здание 3, владение 15, ул. Городок-17, пос. Большие Вяземы, Одинцовский р-н, 143051 Московская обл., РФ

Телефон: +7 (495)980-13-50, +7 (495)787-68-36



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 49 листо
Генеральный директор
ООО «ЗЕНИТ Р.С.»
Е.А. Аладина



УТВЕРЖДАЮ

Аладина Е.А.

Генеральный директор


ООО «ЦИРМИТ Р.С.»





« 19

2021 г.

**Дополнительные фотографические изображения и образцы маркировки
медицинского изделия «Установка стоматологическая STERN WEBER, в
вариантах исполнения, с принадлежностями»
производства CEFLA S.C Via Selice Provinciale 23/a - 40026 Imola (BO), Italy**











на всех фотографических изображениях присутствуют два турбинных наконечника. Турбинные наконечники не входят в комплект поставки изделия на территорию Российской Федерации. Могут быть подключены любые совместимые наконечники с коннектором типа MIDWEST.



















Образец маркировки, позволяющий однозначно идентифицировать вариант исполнения медицинского изделия




Данная маркировка расположена на основании кресла





На медицинское изделие нанесён в двух местах нанесён символ «Опасность сдавливания ноги»:



Места нанесения данного символа: кресло стоматологическое




Рядом с бачком системы очистки аспирационных канюль нанесена маркировка, перевод которой дан в инструкции.



На модуль помпы ирригационной нанесены следующие символы: «Внимание!» и «Опасность заземления. не приближать к частям»



На кронштейне, поддерживающем лампу, расположена маркировка лампы



Образец маркировки на русском языке

Производитель: CEFLA S.C., Via Bicocca 14/C - 40026 Imola (BO), Italy, Италия

Установка	стоматологическая	STERN	WEBER,	вариант	исполнения	S200	Continental
------------------	--------------------------	--------------	---------------	----------------	-------------------	-------------	--------------------

Изделие предназначено для оказания профессиональной стоматологической помощи, включая лечение заболеваний полости рта и зубов разной степени сложности, осуществление диагностики состояния зубов и полости рта, гигиенических процедур для предупреждения и профилактики заболеваний полости рта, послеоперационного контроля. Изделие предназначено для применения в следующих областях: гигиена полости рта, ортодонтия, консервативная стоматология и зубное протезирование, пародонтология, эндодонтология, имплантология, челюстно-лицевая хирургия.

Серийный номер и дата выпуска: см. на основной маркировке изделия.

Регистрационное удостоверение РЗН YYYY/XXXX от год.месяц.день.

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Уполномоченный Представитель производителя в Российской Федерации:

ООО "Зенит Р.С."

Здание 3, владение 15, ул. Городок-17, пос. Большие Вяземы, Одинцовский р-н, 143051 Московская обл., РФ

Телефон: +7 (495)980-13-50, +7 (495)787-68-36

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью _____
Генеральный директор
ООО «ЗЕНИТ Р.С.»
Е.А. Аладина

