



Общество с ограниченной ответственностью «Капсула Жизни»

ОГРН: 5177746217590; ИНН: 9729168030; КПП: 772901001,

119361, г. Москва, Б. Очаковская, д. 47А строение 1. +7 (495) 553-00-24

www.capsule-life.ru info@capsule-life.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЖ»



С.А. Прохоров

2021 г.


**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Камера гипербарическая O2 Health, в вариантах исполнения»**



Фотографическое изображение 1 – Камера гипербарическая O2 Health,, общий вид



Фотографическое изображение 2 – Корпус камеры гипербарической в защитном чехле, на опорных подушках, вариант исполнения «Камера гипербарическая O2 Health, модель ST701»






Фотографическое изображение 3 – Корпус камеры гипербарической в защитном чехле, на опорных подушках, вариант исполнения «Камера гипербарическая O2 Health, модель ST702»




Фотографическое изображение 4 – Корпус камеры гипербарической в защитном чехле, на опорных подушках, вариант исполнения «Камера гипербарическая O2 Health, модель ST801»




Фотографическое изображение 5 – Корпус камеры гипербарической в защитном чехле, на опорных подушках, вариант исполнения «Камера гипербарическая O2 Health, модель ST901»




Фотографическое изображение 6 – Компрессор, модель KY-01



Фотографическое изображение 7 – Компрессор, модель ВКУ-06



Фотографическое изображение 8 – Шнур питания компрессора



Фотографическое изображение 9 – Металлический каркас



Фотографическое изображение 10 – Самозажимные втулки для каркаса, с ключами



Фотографическое изображение 11 – Подушки опорные



Фотографическое изображение 12 – Матрас



Фотографическое изображение 13 – Манометр внешний (синий) до 40 кПа



Фотографическое изображение 14 – Манометр внешний (синий) до 60 кПа



Фотографическое изображение 15 – Манометр внешний (синий) до 100 кПа



Фотографическое изображение 16 – Манометр внутренний (чёрный) до – 40 кПа



Фотографическое изображение 17 – Манометр внутренний (чёрный) до – 60 кПа



Фотографическое изображение 18 – Манометр внутренний (чёрный) до – 100 кПа



Фотографическое изображение 19 – Рассеиватель



Фотографическое изображение 20 – Клапан рабочего давления 1,15 АТА



Фотографическое изображение 21 – Клапан рабочего давления 1,2 АТА



Фотографическое изображение 22 – Клапан рабочего давления 1,3 АТА



Фотографическое изображение 23 – Клапан рабочего давления 1,4 АТА



Фотографическое изображение 24 – Клапан рабочего давления 1,5 АТА



Фотографическое изображение 25 – Заглушка металлическая



Фотографическое изображение 26 – Переходник для дополнительного оборудования



Фотографическое изображение 27 – Шланг воздушный (прозрачный) из комплекта шлангов



Фотографическое изображение 28 – Шланг дополнительного оборудования (синий) из комплекта шлангов



Фотографическое изображение 29 – Комплект фильтров для компрессора



Фотографическое изображение 30 – Комплект ключей шестигранников



Фотографическое изображение 31 – Предохранители для компрессора



Фотографическое изображение 32 – Маркировка на корпусе камеры

Камера гипербарическая O2 Health

☐ ST701

☐ ST702

☐ ST801

☐ ST901

Рабочее давление:

Серийный номер:

Дата изготовления

РУ №

Производитель: Шанхайская Компания Медицинского Оборудования «Баобанг» Лтд, Китай

Дом 15, № 889 Гуйнань Роуд, район Сунцзян, Шанхай, Китай 201617

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «КАПСУЛА ЖИЗНИ»

Фотографическое изображение 33 – Маркировка защитного чехла камеры для потребителей РФ

Компрессор
для камеры гипербарической O2 Health
(ST701/ST702/ST801/ST901)
РУ № _____

Модель: _____
Напряжение питающей сети ($\pm 10\%$): _____
Частота питающей сети: _____
Потребляемая мощность, не более: _____
Производительность: _____
Серийный номер: _____
Год выпуска: _____

Производитель: Шанхайская Компания Медицинского Оборудования «Баобанг» Лтд, Китай
Дом 15, № 889 Гуйнань Роуд, район Сунцзян, Шанхай, Китай 201617
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «КАПСУЛА ЖИЗНИ»

Фотографическое изображение 34 – Маркировка компрессора для потребителей РФ



Фотографическое изображение 35 – Упаковка камеры



РУ № _____



Камера гипербарическая O₂ Health

Производитель:

Шанхайская Компания Медицинского Оборудования «Баобанг»
Лтд, Китай

Дом 15, № 889 Гуйнань Роуд, район Сунцзян, Шанхай, Китай
201617

Тел. +86 18017021617

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «КАПСУЛА ЖИЗНИ»

119361, г. Москва, Б. Очаковская, д. 47А корп 1, помещ. 19Е.

Тел.: + 7 (499) 553-00-24

E-mail info@capsule-life.ru

сайт: capsule-life.ru

☐ ST701

☐ ST702

☐ ST801

☐ ST901

Рабочее давление _____

Дата производства: _____/20__ г.



Хранить при:

температуре: от 0 до плюс 40 °C
влажности: от 30 до 85 %.

Фотографическое изображение 36 – Маркировка упаковки камеры для потребителей РФ



Фотографическое изображение 37 – Упаковка компрессора



РУ № _____



Компрессор

для камеры гипербарической O2 Health
(ST701/ST702/ST801/ST901)

Производитель:

Шанхайская Компания Медицинского Оборудования «Баобанг»
Лтд, Китай

Дом 15, № 889 Гуйнань Роуд, район Сунцзян, Шанхай, Китай
201617

Тел. +86 18017021617

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «КАПСУЛА ЖИЗНИ»

119361, г. Москва, Б. Очаковская, д. 47А корп 1, помещ. 19Е.

Тел.: + 7 (499) 553-00-24

E-mail info@capsule-life.ru

сайт: capsule-life.ru

☐ KY-01

☐ BKY-01

Производительность: _____ л/мин.

Дата производства: _____ /20 ____ г.

Хранить при:

температуре: от 0 до плюс 40 °C

влажности: от 30 до 85 %.

Фотографическое изображение 38 – Маркировка упаковки компрессора для потребителей РФ

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 39 (Тридцать девять) листов
Подпись Продров В.А. печать

