

Фотографические изображения

Реагенты в кассете для количественного определения такролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tacrolimus), варианты исполнения 100, 300 тестов

ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва
ул. Летниковская, дом 2, стр. 2
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Факс: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

Roche Diagnostics Rus LLC

2, Letnikovskaya street, bld.2
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 99
Fax: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

менты в кассете для количественного определения
такролимуса иммунохемилюминесцентным методом в
цельной крови человека для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Elecsys Tacrolimus, Elecsys and
cobas e analyzers/TCL), вариант исполнения 100 тестов

Tacrolimus

Elecsys and
cobas e analyzers

REF 05889057 190

CONTENT V₁₀₀

M	6.5 mL
R1	10 mL
R2	8 mL

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

IVD CE X_{24°C}

05889057190
<http://e-labdoc.roche.com>

cobas

TCL

Elecsys 1070

05889057

M	6.5 mL
R1	10 mL
R2	8 mL

4531

LOT 27016101

2018-10-31

X_{2-8°C}

IVD

0101

Roche

06875386001V3

Tacrolimus

Tacrolimus

REF 05889057



05889057190 V 3
<http://e-labdoc.roche.com>

English

Precautions and warnings
For in vitro diagnostic use.

Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.
Disposal of all waste material should be in accordance with local guidelines.
Safety data sheet available for professional user on request.

Avoid foam formation in all reagents and sample types (specimens, calibrators)

TCL

Elecsys

1070

05889057

M 6.5 mL

R1 10 mL

R2 8 mL

4531

LOT 27016101

 **2018-10-31**

 **2-8 °C**



IVD



0101



тенты в кассете для количественного определения такролимуса
мунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и
модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tacrolimus, cobas e analyzers/TCL), вариант
исполнения 300 тестов



Elecsys Tacrolimus

cobas e analyzers

REF 07251254190

CONTENT  300

COBAS, COBAS E and
ELECSYS are trademarks
of Roche.

R1	21.0 mL
R2	14.8 mL
M	12.4 mL



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

001

IVD **CE**  2-8 °C

 <http://e-labdoc.roche.com>



cobas®



TCL

REF 07251254190

GTIN
04015630940271



LOT 47308501

 2021-07-31

 2020-06-22

03



Elecsys Tacrolimus

REF 07251254190

For USA: **CONTENT**

- R1** Biotinylated monoclonal anti-tacrolimus-antibody (sheep) 15 µg/L
- R2** Tacrolimus-derivative labeled with ruthenium complex 4 µg/L
- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL



Rx only

001





Михайловская А.С.

«Рос
Диагностика
Рус»

по доверенности
от 04.02.2021

Всего пронумеровано
прошнуровано и
скреплено печатью
7 листа (ов)