


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

**Система инфузионная SFM[®],
производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH), Германия**




Основная часть Системы инфузионной SFM® с пластиковым шипом стандартной

На примере основной части, в составе:

- 1 – пластиковый шип
- 2 – капельница с фильтром
- 3 – трубка
- 4 – регулятор скорости потока роликового типа
- 5 – Y – порт
- 6 – порт для дополнительных инъекций
- 7 – коннектор типа Луер

Представлено изображение основной части системы в полной комплектации. Допускается отсутствие Y-порта и порта для дополнительных инъекций.

Могут быть капельница без фильтра, регулятор скорости потока барабанного типа и коннектор типа Луер-Лок вместо представленных на фотографическом изображении.



Основная часть Системы инфузионной SFM™ с пластиковым шипом светозащитной


На примере основной части, в составе:

1 – капельница без фильтра с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока барабанного типа, 4 – Y – порт, 5 – порт для дополнительных инъекций, 6 – коннектор типа Луер-Лок.

Представлено изображение основной части системы в полной комплектации. Допускается отсутствие Y-порта и порта для дополнительных инъекций.

Могут быть капельница с фильтром, регулятор скорости потока роликового типа и коннектор типа Луер вместо представленных на фотографическом изображении.

Основная часть в указанном составе может быть также стандартной (отличается от представленной на фото цветом).




Основная часть Системы инфузионной SFM[®] с металлическим шипом (две иглы) светозащитной

На примере основной части, в составе:

- 1 – металлический шип
- 2 – капельница без фильтра
- 3 – трубка
- 4 – регулятор скорости потока барабанного типа
- 5 – Y-порт
- 6 – порт для дополнительных инъекций
- 7 – коннектор типа Луер-Лок

Представлено изображение основной части системы в полной комплектации. Допускается отсутствие Y-порта и порта для дополнительных инъекций. Могут быть капельница с фильтром, регулятор скорости потока роликового типа и коннектор типа Луер вместо представленных на фотографическом



Составная часть – системы инфузионной SFМ® с металлическим шприцом (две иглы) стандартной
для применения в инфузионной системе, в составе:
системы инфузионной SFМ®

- 2 – капельница с фильтром
- 3 – трубка
- 4 – регулятор скорости потока роликового типа
- 5 – порт для дополнительных инъекций
- 6 – коннектор типа Луер

Допускается наличие Y-порта. Допускается отсутствие порта для дополнительных инъекций.

Могут быть капельница без фильтра, регулятор скорости потока барабанного типа и коннектор типа Луер-Лок вместо представленных на фотографическом изображении.


Основная часть Системы инфузионной SFM® двухходовой с двумя пластиковыми шипами с двумя воздушными клапанами светозащитной


На примере основной части, в составе:

1 – пластиковый шип с воздушным клапаном (2 шт.), 2 – капельница без фильтра, 3 – трубка, 4 – регулятор скорости потока роликового типа (3 шт.), 5 – Y-порт, 6 – порт для дополнительных инъекций, 7 – коннектор типа Луер-Лок

Представлено изображение основной части системы в полной комплектации. Допускается отсутствие Y-порта и порта для дополнительных инъекций.

Могут быть капельница с фильтром, регулятор скорости потока барабанного типа и коннектор типа Луер вместо представленных на фотографическом изображении.





Основная часть Системы инфузионной SFM® двухходовой с двумя пластиковыми шипами с двумя воздушными клапанами стандартной

На примере основной части, в составе:

1 – пластиковый шип с воздушным клапаном (2 шт.), 2 – капельница с фильтром, 3 – трубка, 4 – регулятор скорости потока роликового типа (3 шт.), 5 – Y-порт, 6 – порт для дополнительных инъекций, 7 – коннектор типа Луер

Представлено изображение основной части системы в полной комплектации. Допускается отсутствие Y-порта и порта для дополнительных инъекций.

Могут быть капельница без фильтра, регулятор скорости потока барабанного типа и коннектор типа Луер-Лок вместо представленных на фотографическом



Основная часть Системы инфузионной SFM® трехходовой с тремя пластиковыми шипами с тремя воздушными клапанами светозащитной

На примере основной части, в составе:

1 – пластиковый шип с воздушным клапаном (3 шт.), 2 – капельница без фильтра, 3 – трубка, 4 – регулятор скорости потока роликового типа (4 шт.), 5 – Y-порт, 6 – порт для дополнительных инъекций, 7 – коннектор типа Луер-Лок

Представлено изображение основной части системы в полной комплектации. Допускается отсутствие Y-порта и порта для дополнительных инъекций.

Могут быть капельница с фильтром, регулятор скорости потока барабанного типа и коннектор типа Луер вместо представленных на фотографическом изображении.

Основная часть в указанном составе может быть также стандартной (отличается от представленной на фото цветом)




Основная часть Системы инфузионной SFM® трехходовой с тремя пластиковыми шипами с тремя воздушными клапанами стандартной

На примере основной части, в составе:

1 – пластиковый шип с воздушным клапаном (3 шт.), 2 – капельница с фильтром, 3 – трубка, 4 – регулятор скорости потока роликового типа (4 шт.), 5 – Y-порт, 6 – порт для дополнительных инъекций, 7 – коннектор типа Луер

Представлено изображение основной части системы в полной комплектации. Допускается отсутствие Y-порта и порта для дополнительных инъекций.

Могут быть капельница без фильтра, регулятор скорости потока барабанного типа и коннектор типа Луер-Лок вместо представленных на фотографическом изображении. Основная часть в указанном составе может быть также светозащитной (отличается от представленной на фото цветом)



Основная часть Системы инфузионной SFM® четырехходовой с четырьмя пластиковыми шипами с четырьмя воздушными клапанами светозащитной


На примере основной части, в составе:

1 – пластиковый шип с воздушным клапаном (4 шт.), 2 – капельница без фильтра, 3 – трубка, 4 – регулятор скорости потока барабанного типа (5 шт.), 5 – Y-порт, 6 – порт для дополнительных инъекций, 7 – коннектор типа Луер

Представлено изображение основной части системы в полной комплектации. Допускается отсутствие Y-порта и порта для дополнительных инъекций.

Могут быть капельница с фильтром, регулятор скорости потока роликового типа и коннектор типа Луер-Лок вместо представленных на фотографическом изображении.

Основная часть в указанном составе может быть также стандартной (отличается от представленной на фото цветом)



Основная часть Системы инфузионной SFM[®] четырехходовой с четырьмя пластиковыми шипами с четырьмя воздушными клапанами стандартной


На примере основной части, в составе:

1 – пластиковый шип с воздушным клапаном (4 шт.), 2 – капельница с фильтром, 3 – трубка, 4 – регулятор скорости потока роликового типа (5 шт.), 5 – Y-порт, 6 – порт для дополнительных инъекций, 7 – коннектор типа Луер-Лок

Представлено изображение основной части системы в полной комплектации. Допускается отсутствие Y-порта и порта для дополнительных инъекций.

Могут быть капельница без фильтра, регулятор скорости потока барабанного типа и коннектор типа Луер вместо представленных на


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Основная часть в указанном составе может быть также светозащитной (отличается от представленной на фото цветом)



Металлический шип

(системы инфузионной SFM[®] с металлическим шипом (две иглы))


1 – металлический шип, 2 – защитный колпачок металлического шипа



Игла-бабочка (для систем инфузионных стандартных)
1 – игла-бабочка, 2 – защитный колпачок иглы-бабочки




Игла-бабочка (для систем инфузионных светозащитных)
1 – игла-бабочка, 2 – защитный колпачок иглы-бабочки



Игла инъекционная

1 – игла инъекционная, 2 – защитный колпачок иглы инъекционной



Фиксирующая повязка

Макет маркировки на русском языке
На примере Системы инфузионной SFM® с пластиковым шипом

 ПР 23-05 1 шт.	Система инфузионная SFM® с пластиковым шипом стандартная  Состав: Основная часть: капельница с фильтром с пластиковым шипом полужесткая, трубка, регулятор скорости потока роликового типа, коннектор типа Луер; Игла-бабочка, 0,45 мм х 19 мм; Игла инъекционная, 0,80 мм х 40,0 мм; Фиксирующая повязка, шириной 0,5 см, длиной 1 см. Стерильно внутри, аспирогенно, нетоксично. РУ № от , соответствует ГОСТ 25047-87 «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH) Адрес: Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия) Тел.: +49-30-639-78-825 Уполномоченный представитель: ЗАО НПО «ГАРАНТ» Россия, 129337, г. Москва ул. Красная Сосна, д. 30, стр.1 Тел.: +7-495-789-38-01 
	



А.А.А.А.