



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Дельрус»


Федотов И.В.
« 08 » февраля 2021 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 504 от 10.11.2020
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМИ
М В КУЛЯС

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Комбинезон медицинский защитный
по ТУ 32.50.50-003-16126594-2020, размер: 0, 1, 2, 3, 4, 5





ДЕЛЬРУС
www.delrus.ru



ООО «Дель-рус»
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, корп.1, оф.64

**Комбинезон медицинский защитный по ТУ 32.50.50-003-16126594-2020,
размер: 0, 1, 2, 3, 4, 5**

Предназначен для использования в качестве барьерного средства в целях предупреждения внешнего инфицирования человека при организации и проведении противоэпидемических мероприятий, для защиты от риска биологического заражения патогенными микроорганизмами персонала лабораторий и медицинских учреждений, врачебного и санитарного состава персонала.

Показания к применению: предупреждение внешнего инфицирования человека.

Противопоказания: наличие индивидуальной непереносимости компонентов, из которых изготовлены изделия.

Возможные побочные действия: возможно возникновение аллергической реакции при наличии индивидуальной непереносимости компонентов изготовления комбинезона. В случае возникновения раздражающей реакции следует прекратить использование изделия.

Меры предосторожности: не использовать комбинезон с повреждениями и значительными потерями в процессе применения.


Способ применения:

1. Достать комбинезон из потребительской упаковки.
2. Убедиться в его целостности.
3. Надеть.

4. Застегнуть молнию.

5. Ветрозащитную планку застегнуть двусторонним скотчем.

6. Надеть капюшон поверх индивидуального средства защиты органов дыхания.



09.2020

Срок годности:
3 года

№ партии 002



Не использовать при поврежденной упаковке

Размер: M

Количество: 1 шт.

ПУ № РЗН 2020/11180 от 08.07.2020

Номер упаковщика: SP

*С полной версией инструкции по применению Вы можете ознакомиться на сайте <https://www.delrus.ru/info/opendata/protective-coverage/>

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) л.

Генеральный директор
ООО «Дельрус»



И.В. Федотов



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 574 от 17.11.2020
РУКОВОДИТЕЛЬ ФОРМИ
М В КУЛЯС



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Дельрус»

Федотов И.В.

«08» февраля 2021 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 504 от 19.11.2020
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМ
М В КУЛЯС

Этикетка – краткая инструкция по применению
(макет)

**Комбинезон медицинский защитный по ТУ 32.50.50-003-16126594-2020,
размер: 0, 1, 2, 3, 4, 5**

Предназначен для использования в качестве барьерного средства в целях предупреждения внешнего инфицирования человека при организации и проведении противоэпидемических мероприятий, для защиты от риска биологического заражения патогенными микроорганизмами персонала лабораторий и медицинских учреждений, врачебного и санитарного состава персонала.

Показания к применению: предупреждение внешнего инфицирования человека.

Противопоказания: наличие индивидуальной непереносимости компонентов, из которых изготовлены изделия.

Возможные побочные действия: возможно возникновение аллергической реакции при наличии индивидуальной непереносимости компонентов изготовления комбинезона. В случае возникновения раздражающей реакции следует прекратить использование изделия.

Меры предосторожности: не использовать комбинезон с повреждениями и значительными потерями в процессе применения.

Способ применения:

1. Достать комбинезон из потребительской упаковки.
2. Убедиться в его целостности.
3. Надеть.
4. Застегнуть молнию.
5. Ветрозащитную планку застегнуть двусторонним скотчем.
6. Надеть капюшон поверх индивидуального средства защиты органов дыхания.

Срок годности:
3 года

№ партии _____



Не использовать при поврежденной упаковке

Размер: _____

Количество: 1 шт.

РУ № РЗН _____ от XX.XX.XXXX

Номер упаковщика: _____

*С полной версией инструкции по применению Вы можете ознакомиться на сайте <https://www.delirus.ru/info/opendata/protective-coverall/>

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (два) л.

Генеральный директор
ООО «Дельрус»

 И.В. Федотов



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 504 от 19.11.2020
РУКОВОДИТЕЛЕМ
М В КУЛАС