



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

**Система трансфузионная SFM[®],
производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH), Германия**




Основная часть Системы трансфузионной SFM®

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока роликового типа, 4 – коннектор типа Луер.
Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM®


1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока роликового типа, 4 – коннектор типа Луер-Лок.
Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM®


1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока барабанного типа, 4 – коннектор типа Луер

Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.




Основная часть Системы трансфузионной SFM®

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока барабанного типа, 4 – коннектор типа Луер-Лок.
Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.




Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока роликового типа, 4 – Y-порт, 5 – коннектор типа Луер.
Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.




Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока роликового типа, 4 – Y-порт, 5 – коннектор типа Луер-Лок.
Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока барабанного типа, 4 – Y-порт, 5 – коннектор типа Луер.
Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом


1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока барабанного типа, 4 – Y-порт, 5 – коннектор типа Луер-Лок. Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



1 – корпус насоса с портом для дополнительных инъекций; с иглой инъекционной (6) и защитным колпачком на иглу;

2 – трубка; 3 – регулятор скорости потока рывкового типа; 4 – порт для дополнительных инъекций;


5 – защитный колпачок на иглу; 6 – игла; 7 – защитный колпачок на корпус.



Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с портом для дополнительных инъекций

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока роликового типа, 4 – порт для дополнительных инъекций, 5 – коннектор типа Луер-Лок


Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с портом для дополнительных инъекций

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока барабанного типа, 4 – порт для дополнительных инъекций, 5 – коннектор типа Луер


Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с портом для дополнительных инъекций

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока барабанного типа, 4 – порт для дополнительных инъекций, 5 – коннектор типа Луер-Лок


Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока роликового типа, 4 – Y-порт, 5 – порт для дополнительных инъекций, 6 – коннектор типа Луер


Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций

1 – каплеуловитель с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока роликового типа, 4 – Y-порт, 5 – порт для дополнительных инъекций, 6 – коннектор типа Луер-Лок


Каплеуловитель большой и стандартный отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока барабанного типа, 4 – Y-порт, 5 – порт для дополнительных инъекций, 6 – коннектор типа Луер


Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Основная часть Системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций


1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом, 2 – трубка, 3 – регулятор скорости потока барабанного типа, 4 – Y-порт, 5 – порт для дополнительных инъекций, 6 – коннектор типа Луер-Лок

Капельница большая и стандартная отличаются только размерами.



Игла инъекционная

1 – игла инъекционная, 2 – защитный колпачок



Фиксирующая повязка

Макет маркировки на русском языке

	Система трансфузионная SFM® 
ПК 23-02	с портом для дополнительных инъекций
Артикул	Состав: Основная часть: капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая, трубка (диаметр внешний 2,4 мм, длина 1000 мм), регулятор скорости потока роликового типа, порт для дополнительных инъекций, коннектор типа Луер; Игла инъекционная, размер 1,20 мм х 40,0 мм, Фиксирующая повязка, размер 0,5 см х 1,0 см
LOT	Стерильно внутри, апирогенно, нетоксично.
Партия	РУ № от «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH) Адрес: Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия) Тел.: +49-30-639-78-825 Уполномоченный представитель: ЗАО НПО «ГАРАНТ» Россия, 129337, г. Москва ул. Красная Сосна, д. 30, стр.1 Тел.: +7-495-789-38-01
	
	

20 мс/с

