



**Фотографическое изображение общего вида
медицинского изделия**


Наименование медицинского изделия:
Система инфузионная рабочая НР-80 с принадлежностями

Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.


I. Состав:

1. Станция инфузионная рабочая НР-80, в составе

1.1 Блок станции инфузионной рабочей НР-80 на 4 слота




1.2 Кабель сетевой



1.3 Крышка станции инфузионной рабочей HP-80



1.4 Зажим для крепления к стойке



1.5 Встроенный Wi-Fi модуль (при необходимости)

1.6 Руководство по эксплуатации

Принадлежности

1. Устройство для вызова медсестры.




2. Сканер штрих-кода




2. Насос шприцевой HP-30, в составе


2.1 Основной блок HP-30




2.2 Сетевой кабель



2.3 Зажим для крепления к стойке



2.4 Рукоятка



2.5 Встроенный Wi-Fi модуль (при необходимости)

2.6 Встроенный аккумулятор литиевой

2.7 Блокирующее устройство



2.8 Ключ для блокирующего устройства




2.9 Руководство по эксплуатации

2.10 Краткое руководство пользователя

Принадлежности:

Контроллер PCA




3. Насос инфузионный HP-60, в составе


3.1 Основной блок HP-60



3.2 Сетевой кабель



3.3 Зажим для крепления к стойке




3.4 Рукоятка



- 3.5 Встроенный Wi-Fi модуль (при необходимости)
- 3.6 Встроенный аккумулятор литиевой;
- 3.7 Руководство по эксплуатации;
- 3.8 Краткое руководство пользователя;

Принадлежности:

Датчик капель



Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 19






УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МЕДТРЕЙД СПб»
П. С. Рогач
21.09.2021 г.

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система инфузионная рабочая НР-80 с принадлежностями»
Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

1. Маркировка изделия «Станции инфузионной рабочей HP-80 с принадлежностями»:

1.1 Маркировка производителя «Блока станции инфузионной рабочей HP-80 с принадлежностями»



Макет стикера для Российской Федерации «Блока станции инфузионной рабочей HP-80 с принадлежностями»

Блок станции инфузионная рабочей HP-80



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123 тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

1.2 Маркировка производителя «Крышка станции инфузионной рабочей HP-80»



Макет стикера для Российской Федерации «Крышка станции инфузионной рабочей HP-80»

Крышка станции инфузионной рабочей HP-80



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123 тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортере	
Срок службы	
Условия хранения	
NAME :	Наименование изделия
MODEL :	Модель изделия
POWER SUPPLY	Обозначение требований к источнику электропитания Диапазон входного напряжения, частота напряжения электропитания, максимальная входная мощность блока питания
POWER INPUT	Мощность
CLASSIFICATION :	Классификация
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании,

	почтовый адрес.
 0123	Знак соответствия CE и номер
	Осторожно! Обратитесь к руководству по эксплуатации. Указывает на необходимость для пользователя, ознакомиться с важной информацией инструкции по применению, такой как предупреждения и меры предосторожности, которые не могут по разным причинам, размещены на медицинском изделии
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации
	Наличие функции Wi-Fi

1.2 Маркировка принадлежности к станции инфузионной рабочей НР-80 с принадлежностями


Маркировка производителя «Устройство для вызова медсестры»



Макет стикера для Российской Федерации «Устройство для вызова медсестры»

Наименование: Устройство для вызова медсестры
Модель: MP-2 LOT см. на упаковке Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Маркировка производителя на упаковке «Устройство для вызова медсестры»



Макет стикера для Российской Федерации с переводом «Устройство для вызова медсестры»

Наименование: Устройство для вызова медсестры
Серийный номер: XXXX-XXXXX-XX
Дата производства: XXXX-XX-XX

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Серийный номер	
Дата производства	
MODEL	Модель изделия
LOT	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия

1.3 Маркировка на упаковке «Станция инфузионная рабочая HP-80 с принадлежностями»



Макет стикера для Российской Федерации «Станция инфузионная рабочая HP-80 с принадлежностями»

Станция инфузионная рабочей HP-80 с принадлежностями



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123

тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 20XX/XXXX от XX

20XX года.



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

Маркировка производителя на упаковке «Принадлежности к станции инфузионной рабочей HP-80 с принадлежностями»

NAME: HP Single Pump Accessories

P/N: 1299-00016-01

LOT: 20030188

QTY: 1



Макет стикера для Российской Федерации «Принадлежности к станции инфузионной рабочей HP-80 с принадлежностями»

Принадлежности к станции инфузионной рабочей HP-80



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong,

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123

тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортёре	
Срок службы	
Условия хранения	
NAME :	Наименование изделия

MODEL	Модель изделия
QUANTITY	Количество
P/N	Заводской номер
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
 0123	Знак соответствия CE и номер
	«Пределы температуры» Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки)
	«Хрупкое. Осторожно.» Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
	«Беречь от влаги» Необходимость защиты груза от воздействия влаги
	«Беречь от солнечных лучей» Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	«Вверх» Указывает правильное вертикальное положение груза
	«Диапазон влажности» Указывает диапазон влажности, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	«Ограничение атмосферного давления» Указывает значения атмосферного давления, в пределах которых медицинское изделие надежно сохраняется
	Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно штабелировать один на другой, где n-предельное количество ярусов

1.5 Упаковка «Станция инфузионная рабочая НР-80 с принадлежностями»

Блок станции инфузионной рабочей НР-80 помещается в полиэтиленовый пакет, затем в амортизирующий материал (вспененный полиэтилен) и укладывается в картонную коробку. Крышка станции инфузионной рабочей НР-80 помещается в полиэтиленовый пакет, затем в амортизирующий материал (вспененный полиэтилен) и укладывается в картонную коробку с принадлежностями к станции инфузионной рабочей.


Принадлежности (устройство для вызова медсестры) указываются в полиэтиленовый пакет и помещаются в транспортную картонную коробку вместе с крышкой станции инфузионной рабочей НР-80





2. Маркировка изделия «Насос шприцевой HP-30 с принадлежностями»

2.1 Маркировка производителя «Основной блок HP-30»



Макет стикера для Российской Федерации «Основной блок HP-30»

Основной блок HP-30



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123 тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

2.2 Маркировка производителя «Принадлежностей к насосу шприцевому HP-30 с принадлежностями»

Маркировка производителя «Контроллер PCA»

NAME: PCA controller
MODEL: PCA-HP01
LOT: 201910

Макет стикера для Российской Федерации «Контроллер PCA»

Наименование: Контролер PCA

Модель: PCA-HP01

LOT см. на упаковке

Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL
TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research
Building, No.5158 Shahe West Road, Xili,
Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Маркировка на упаковке «Контроллера PCA»

物料标识
物料名称: HP30PCA控制器
物料编码: 1202-00161-01
生产日期: 2019-10-26

Макет стикера для Российской Федерации с переводом «Контроллера PCA»

Наименование:

Контроллера PCA

Серийный номер: XXXX-XXXXX-XX

Дата производства: XXXX-XX-XX

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортёре	
Срок службы	
Условия хранения	
NAME :	Наименование изделия
MODEL :	Модель изделия
POWER SUPPLY	Обозначение требований к источнику электропитания Диапазон входного напряжения, частота напряжения электропитания, максимальная входная мощность блока питания
POWER INPUT	Мощность
CLASSIFICATION :	Классификация
	Тип рабочей части аппарата CF
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
CE 0123	Знак соответствия CE и номер
	Осторожно! Обратитесь к руководству по эксплуатации. Указывает на необходимость для пользователя, ознакомиться с важной информацией инструкции по применению, такой как предупреждения и меры предосторожности, которые не могут по разным причинам, размещены на медицинском изделии
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации
LOT	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия

2.3 Маркировка производителя на упаковке «Насос шприцевой HP-30, с принадлежностями»



Макет стикера для Российской Федерации «Насос шприцевой HP-30, с принадлежностями»

Насос шприцевой HP-30, с принадлежностями



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123 тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

2.4 Маркировка производителя на упаковке «Принадлежности к Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями»



Макет стикера для Российской Федерации «Принадлежности к Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями»

Принадлежности к Насос шприцевой НР-30 с принадлежностями



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123 тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.




: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортёре	
Срок службы	
Условия хранения	
NAME :	Наименование изделия
MODEL :	Модель изделия
QUANTITY :	Количество
P/N :	Заводской номер
SN :	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP :	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
CE 0123	Знак соответствия CE и номер

	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия
	«Пределы температуры» Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки)
	«Хрупкое. Осторожно.» Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
	«Беречь от влаги» Необходимость защиты груза от воздействия влаги
	«Беречь от солнечных лучей» Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	«Вверх» Указывает правильное вертикальное положение груза
	«Диапазон влажности» Указывает диапазон влажности, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	«Ограничение атмосферного давления» Указывает значения атмосферного давления, в пределах которых медицинское изделие надежно сохраняется
	Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно штабелировать один на другой, где n-предельное количество ярусов

2.5 Маркировка на транспортной упаковке «Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями»



Макет стикера на транспортную упаковку

Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями:



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123 тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 20XX/XXXX от XX
20XX года.



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортёре	
Срок службы	
Условия хранения	
№ регистрационного удостоверения	
NAME :	Наименование изделия
MODEL	Модель изделия
QUANTITY :	Количество
P/N	Заводской номер
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
CE 0123	Знак соответствия CE и номер
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
	«Пределы температуры» Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки)
	«Хрупкое. Осторожно.» Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
	«Беречь от влаги» Необходимость защиты груза от воздействия влаги
	«Беречь от солнечных лучей» Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	«Вверх» Указывает правильное вертикальное положение груза
	«Диапазон влажности» Указывает диапазон влажности, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	«Ограничение атмосферного давления» Указывает значения атмосферного давления, в пределах которых медицинское изделие надежно сохраняется
	Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно штабелировать один на другой, где n-предельное количество ярусов

2.6 Упаковка «Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями»


Основной блок НР-30 помещается в амортизирующий материал (вспененный полиэтилен) и укладывается в картонную коробку.

Принадлежности упаковываются в полиэтиленовый пакет и помещаются в картонную коробку. Коробка с основным блоком и коробка с принадлежностями упаковывается в картонный короб.



3. Маркировка изделия «Насос инфузионный Нр-60, с принадлежностями»

3.1 Маркировка производителя «Основной блок НР-60»



Макет стикера для Российской Федерации «Основной блок НР-60»

Основной блок НР-60



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123

тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.


Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.



3.2 Маркировка принадлежностей «Насос инфузионный HP-60, с принадлежностями»

Маркировка производителя «Датчик капель»



Макет стикера для Российской Федерации «Датчик капель»

Наименование: Датчик капель

Модель: DS-HP02

LOT см. на упаковке

Дата производства: см. на упаковке

Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортёре	
№ Регистрационного удостоверения	
Срок службы	
Условия хранения	
NAME :	Наименование изделия
MODEL	Модель изделия
POWER SUPPLY	Обозначение требований к источнику электропитания Диапазон входного напряжения, частота напряжения электропитания, максимальная входная мощность блока питания
POWER INPUT	Мощность
CLASSIFICATION :	Классификация
	Тип рабочей части аппарата CF
	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.

 0123	Знак соответствия СЕ и номер
	Осторожно! Обратитесь к руководству по эксплуатации. Указывает на необходимость для пользователя, ознакомиться с важной информацией инструкции по применению, такой как предупреждения и меры предосторожности, которые не могут по разным причинам, размещены на медицинском изделии
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации
	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия
	Наличие функции Wi-Fi

3.3 Маркировка на упаковке:

Маркировка производителя на упаковке «Насос инфузионный НР-60, с принадлежностями»



Макет стикера для Российской Федерации «Насос инфузионный НР-60, с принадлежностями»

Насос инфузионный НР-60, с принадлежностями



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123

тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

Маркировка производителя на упаковке «Принадлежности к Насос инфузионный НР-60, с принадлежностями»



Макет стикера для Российской Федерации «Принадлежности к Насос инфузионный НР-60, с принадлежностями»

Принадлежности к Насос шприцевой НР-60, с принадлежностями



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123

тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

Маркировка содержит:

Наименование изделия
Информация о производителе
Информация об импортёре
Срок службы
Условия хранения

NAME :	Наименование изделия
MODEL :	Модель изделия
QUANTITY :	Количество
P/N	Заводской номер
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
CE 0123	Знак соответствия CE и номер
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
LOT	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия
	«Пределы температуры» Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки)
	«Хрупкое. Осторожно.» Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
	«Беречь от влаги» Необходимость защиты груза от воздействия влаги
	«Беречь от солнечных лучей» Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	«Вверх» Указывает правильное вертикальное положение груза
	«Диапазон влажности» Указывает диапазон влажности, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	«Ограничение атмосферного давления» Указывает значения атмосферного давления, в пределах которых медицинское изделие надежно сохраняется
	Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно штабелировать один на другой, где n-предельное количество ярусов

3.4 Маркировка на транспортной упаковке «Насос инфузионный HP-60, с принадлежностями»



Макет стикера на транспортную упаковку

Насос инфузионный HP-60, с принадлежностями:



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD., PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123 тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 20XX/XXXX от XX
20XX года.



: см. на упаковке.




: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.


Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортере	
Срок службы	
Условия хранения	
№ регистрационного удостоверения	
NAME :	Наименование изделия
MODEL	Модель изделия
QUANTITY	Количество
P/N	Заводской номер
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
CE 0123	Знак соответствия CE и номер
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
	«Пределы температуры» Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки)
	«Хрупкое. Осторожно.» Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
	«Беречь от влаги» Необходимость защиты груза от воздействия влаги
	«Беречь от солнечных лучей» Не допускать воздействия солнечного света. Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	«Вверх» Указывает правильное вертикальное положение груза
	«Диапазон влажности» Указывает диапазон влажности, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	«Ограничение атмосферного давления» Указывает значения атмосферного давления, в пределах которых медицинское изделие надежно сохраняется
	Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно штабелировать один на другой, где n-предельное количество ярусов

3.5 Транспортная упаковка.

Основной блок НР-60 помещается в амортизирующий материал (вспененный полиэтилен) и укладывается в картонную коробку.

Принадлежности упаковываются в полиэтиленовый пакет и помещаются в картонную коробку. Коробка с основным блоком и коробка с принадлежностями упаковываются в картонный короб.





Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 22

