

**Фотографическое изображение**  
**Набора реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу**  
**SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в сыворотке (плазме) крови человека**  
**методом «захвата» иммуноферментного анализа**  
**«SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН»,**  
**ТУ 21.20.23-004-41390295-2020**

**Общий вид набора реагентов:**





Фото упаковки набора реагентов:





📍 ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

☎ 8-800-600-90-77

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

🌐 www.imbian.ru

⚙ Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

✉ info@imbian.ru

📞 WhatsApp: +73832093454

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

## SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН

Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в сыворотке (плазме) крови человека методом «захвата» иммуноферментного анализа «SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН»  
ТУ 21.20.23-004-41390295-2020»  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа) РУ № XXXX

Набор реагентов содержит:

|                                                              |       |                                                     |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1 Иммуносорбент                                              | 1 шт. | 9 Стоп-реагент                                      | 1 шт.  |
| 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец* | 1 шт. | 10 Планшет для предварительного разведения образцов | 1 шт.  |
| 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец* | 1 шт. | 11 Наконечники для дозаторов                        | 16 шт. |
| 4 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора              | 1 шт. | 12 Ванночки для реагентов                           | 2 шт.  |
| 5 РРО - раствор для разведения образцов                      | 1 шт. | 13 Пленка для заклеивания планшета                  | 2 шт.  |
| 6 РПРО - раствор для предварительного разведения образцов    | 1 шт. | 14 Инструкция по использованию набора               | 1 шт.  |
| 7 РК - раствор конъюгата                                     | 1 шт. | Для клинической лабораторной диагностики            |        |
| 8 ТМБ (x11) - концентрат ТМБ                                 |       |                                                     |        |

\*антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Марков А.А.

«25» ноября 2020 г.





## Образцы маркировки

**Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в сыворотке (плазме) крови человека методом «захвата» иммуноферментного анализа «SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН»,  
ТУ 21.20.23-004-41390295-2020**

### Внешняя маркировка набора реагентов «SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН»

**SARS-CoV-2  
IgM Screen-ИМБИАН**

Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в сыворотке (плазме) крови человека методом «захвата» иммуноферментного анализа «SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН»  
ТУ 21.20.23-004-41390295-2020»  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа) РУ № XXXX

**Набор реагентов содержит:**

|                                                              |       |                                                     |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1 Иммуносорбент                                              | 1 шт. | 9 Стоп-реагент                                      | 1 шт.  |
| 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец* | 1 шт. | 10 Планшет для предварительного разведения образцов | 1 шт.  |
| 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец* | 1 шт. | 11 Наконечники для дозаторов                        | 16 шт. |
| 4 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора              | 1 шт. | 12 Ванночки для реагентов                           | 2 шт.  |
| 5 РРО - раствор для разведения образцов                      | 1 шт. | 13 Пленка для заклеивания планшета                  | 2 шт.  |
| 6 РПРО - раствор для предварительного разведения образцов    | 1 шт. | 14 Инструкция по использованию набора               | 1 шт.  |
| 7 РК - раствор конъюгата                                     | 1 шт. | Для клинической лабораторной диагностики            |        |
| 8 ТМБ - раствор ТМБ                                          | 1 шт. |                                                     |        |

\*антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



📍 ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

☎ 8-800-600-90-77

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

🌐 [www.imbian.ru](http://www.imbian.ru)

🌱 Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

✉ [info@imbian.ru](mailto:info@imbian.ru)

📱 WhatsApp:  
+73832093454

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

### «SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН»

**LOT**    xxxxx  
**REF**    KE-001  
    xxxx-xx-xx  
    xxxx-xx-xx



**Внутренняя маркировка набора реагентов «SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН»**

**SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН** **Imbian**

**Иммуносорбент** ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными моноклональными антителами к IgM человека

LOT xxxxx XXXX-XX-XX

IVD

2°C

8°C

9 780201 370072

SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**PPO - 12.0 мл**

LOT xxxxx XXXX-XX-XX

IVD

2°C

8°C

9 780201 370072

SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**РПРО - 12.0 мл**

LOT xxxxx XXXX-XX-XX

IVD

2°C

8°C

9 780201 370126

SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**K(+)** - 1.0 мл  
(инактивирован)

LOT xxxxx XXXX-XX-XX

IVD

2°C

8°C

9 780201 370058

SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**PK - 13.0 мл**

LOT xxxxx XXXX-XX-XX

IVD

2°C

8°C

9 780201 370096

SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**K(-)** - 2.0 мл  
(инактивирован)

LOT xxxxx XXXX-XX-XX

IVD

2°C

8°C

9 780201 370034

SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**ТМБ - 13.0 мл**

LOT xxxxx XXXX-XX-XX

IVD

2°C

8°C

9 780201 370102

SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**ФСБ-Т(х26) - 30.0 мл**

LOT xxxxx XXXX-XX-XX

IVD

2°C

8°C

9 780201 370027

SARS-CoV-2 IgM Screen-ИМБИАН ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Стоп реагент - 13.0 мл**

LOT xxxxx XXXX-XX-XX

IVD

2°C

8°C

9 780201 370041

Генеральный директор «ИМБИАН ЛАБ»

«25» ноября 2020 г.



А.А. Марков

Протипуrowано, п  
и скреплено печат  
лист  
Генеральный дир  
ООО «ИМБИАН»  
Ос

