

Фотографические изображения


Имплантаты для транспедикулярной фиксации позвоночника Medyssey,
производства Medyssey Co., Ltd. (Медиссей Ко. Лтд.), Республика Корея

Директор

ООО «Наномедикал Групп»


Грек С.И.






Винт транспедикулярный моноаксиальный Piad, длина резьбы 20 мм, диаметр от 4.0 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Piad, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Piad, длина резьбы от 30 до 40 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 9.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Piad, длина резьбы от 45 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 9.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Piad, длина резьбы от 65 до 95 мм с шагом 5 мм, диаметр от 5.5 до 9.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Kora, длина резьбы 20 мм, диаметр от 4.0 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Kora, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Kora, длина резьбы от 30 до 40 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Kora, длина резьбы от 45 до 50 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Zenius, длина резьбы 20 мм, диаметр от 4.0 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Zenius, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный Zenius, длина от 30 до 55 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 9.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только маркировкой и размерами (внешний вид изделия идентичный)




Винт транспедикулярный полиаксиальный Priad, длина 20 мм, диаметр от 4.5 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Priad, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.5 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Priad, длина резьбы от 30 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 10.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Priad, длина резьбы от 65 до 100 мм с шагом 5 мм, диаметр от 5.5 до 10.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Kora, длина резьбы 20 мм, диаметр от 4.0 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Kora, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Kora, длина резьбы от 30 до 40 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Kora, длина резьбы от 45 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Kora, длина резьбы от 65 до 90 мм с шагом 5 мм, диаметр от 5.5 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Zenius, длина резьбы 20 мм, диаметр от 4.0 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Zenius, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Zenius, длина резьбы от 30 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 9.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный Zenius, длина резьбы от 65 до 85 мм с шагом 5 мм, диаметр от 5.0 до 9.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только маркировкой и размерами (внешний вид изделия идентичный)




Винт транспедикулярный моноосиальный канюлированный Iliad, длина резьбы от 35 до 50 мм с шагом 5 мм, диаметр от 5.5 до 7.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только размерами (внешний вид изделия идентичный)




Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный Iliad, длина резьбы от 40 до 50 мм с шагом 5 мм, диаметр 5.5 до 7.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только размерами (внешний вид изделия идентичный)




Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Iliad, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Iliad, длина резьбы от 25 до 40 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 7.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Iliad, длина резьбы от 45 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 7.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Kora, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Kora, длина резьбы от 30 до 40 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 7.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Kora, длина резьбы от 45 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 7.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Zenius, длина резьбы 20 мм, диаметр от 4.0 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Zenius, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Zenius, длина резьбы от 30 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 9.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный моноаксиальный редукционный Zenius, длина резьбы от 65 до 80 мм с шагом 5 мм, диаметр от 5.0 до 9.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только маркировкой и размерами (внешний вид изделия идентичный)




Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Iliad, длина резьбы 20 мм, диаметр от 4.0 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Iliad, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Iliad, длина резьбы от 30 до 40 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Iliad, длина резьбы от 45 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Iliad, длина резьбы от 65 до 90 мм с шагом 5 мм, диаметр от 5.5 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Kora, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.5 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Kora, длина резьбы от 30 до 50 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Zenius, длина резьбы 20 мм, диаметр от 4.0 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Zenius, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 7.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Zenius, длина резьбы от 30 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный Zenius, длина резьбы от 65 до 95 мм с шагом 5 мм, диаметр от 5.0 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только маркировкой и размерами (внешний вид изделия идентичный)




Винт транспедикулярный полиаксиальный с отверстием Piiad, длина резьбы от 35 до 40 мм с шагом 5 мм, диаметр от 6.0 до 8.0 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный с отверстием Koga, длина резьбы от 40 до 55 мм с шагом 5 мм, диаметр от 6.5 до 7.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный с отверстием Zenius, длина резьбы от 35 до 60 мм с шагом 5 мм, диаметр от 6.0 до 7.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только маркировкой и размерами (внешний вид изделия идентичный)




Винт транспедикулярный полиаксиальный длинный редукционный Zenius с удлиненной головкой, длина резьбы от 45 до 55 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный длинный редукционный Zenius с удлиненной головкой, длина резьбы 60 мм, диаметр от 6.5 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм
Винт транспедикулярный полиаксиальный длинный редукционный Zenius с удлиненной головкой, длина резьбы 65 мм, диаметр от 7.5 до 8.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только размерами (внешний вид изделия идентичный)




Винт транспедикулярный полиаксиальный длинный редукционный с отверстием Zenius, длина резьбы от 40 до 50 мм с шагом 5 мм, диаметр от 6.0 до 7.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только размерами (внешний вид изделия идентичный)



Винг транспедикулярный полиаксиальный поперечный Pliad, длина резьбы от 30 до 55 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 6.5 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только размерами (внешний вид изделия идентичный)



Винт транспедикулярный полиаксиальный горизонтальный Pliad, длина резьбы 20 мм, диаметр от 4.0 до 5.5 мм с шагом 0.5 мм

Винт транспедикулярный полиаксиальный горизонтальный Pliad, длина резьбы 25 мм, диаметр от 4.0 до 6.0 мм с шагом 0.5 мм

Винт транспедикулярный полиаксиальный горизонтальный Pliad, длина резьбы от 30 до 40 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.0 до 6.0 мм с шагом 0.5 мм

Винт транспедикулярный полиаксиальный горизонтальный Pliad, длина резьбы от 45 до 50 мм с шагом 5 мм, диаметр от 4.5 до 6.0 мм с шагом 0.5 мм

Отличаются только размерами (внешний вид изделия идентичный)



Винт фиксирующий, диаметр 10.0 мм
Винт фиксирующий Koga, диаметр 10.0 мм
Винт фиксирующий Zenius, диаметр 9.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)




Стержень прямой, длина от 35 до 115 мм с шагом 5 мм, диаметр 6.0 мм
Стержень прямой, длина от 120 до 290 мм с шагом 10 мм, диаметр 6.0 мм
Стержень прямой, длина от 300 до 500 мм с шагом 50 мм, диаметр 6.0 мм
Стержень прямой, длина от 40 до 115 мм с шагом 5 мм, диаметр 5.5 мм
Стержень прямой, длина от 120 до 190 мм с шагом 10 мм, диаметр 5.5 мм
Стержень прямой, длина от 200 до 220 мм с шагом 20 мм, диаметр 5.5 мм
Стержень прямой, длина от 250 до 270 мм с шагом 20 мм, диаметр 5.5 мм
Стержень прямой, длина от 300 до 500 мм с шагом 50 мм, диаметр 5.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)




Стержень изогнутый, длина от 35 до 200 мм с шагом 5 мм, диаметр 6.0 мм
Стержень изогнутый, длина от 35 до 150 мм с шагом 5 мм, диаметр 5.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)




Стержень изогнутый с одним шестигранным концом, длина от 40 до 115 мм с шагом 5 мм, диаметр 5.5 мм
Стержень изогнутый с одним шестигранным концом, длина от 120 до 190 мм с шагом 10 мм, диаметр 5.5 мм
Стержень изогнутый с одним шестигранным концом, длина от 200 до 300 мм с шагом 50 мм, диаметр 5.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Стержень со стоппером, длина 500 мм, диаметр 6.0 мм



Стержень Z-образный, длина: 120 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм, 180 мм, диаметр 6.0 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Стяжка поперечная, длина: 31 мм, 35-38 мм, 40-46 мм, 45-46 мм, 50-65 мм, 55-70 мм, 65-80 мм, 80-90 мм, для стержня диаметром 6.0 мм
Стяжка поперечная Zenius, длина: 25-26 мм, 30-31 мм, 35-41 мм, 40-49 мм, 45-49 мм, 50-65 мм, 55-70 мм, для стержня диаметром 5.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)




Крючок ламинарный, длина от 7 до 11 мм с шагом 2 мм, ширина от 5 до 7 мм с шагом 2 мм, для стержня диаметром 6.0 мм
Крючок ламинарный Koga, длина от 7 до 11 мм с шагом 2 мм, ширина от 5 до 9 мм с шагом 2 мм, для стержня диаметром 6.0 мм
Крючок ламинарный Zenius, длина от 7 до 11 мм с шагом 2 мм, ширина от 5 до 9 мм с шагом 2 мм, для стержня диаметром 5.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Крючок педикулярный, длина от 7 до 11 мм с шагом 2 мм, ширина от 5 до 7 мм с шагом 2 мм, для стержня диаметром 6.0 мм
Крючок педикулярный Koga, длина от 7 до 9 мм с шагом 2 мм, ширина от 5 до 7 мм с шагом 2 мм, для стержня диаметром 6.0 мм
Крючок педикулярный Zenius, длина от 7 до 11 мм с шагом 2 мм, ширина от 5 до 9 мм с шагом 2 мм, для стержня диаметром 5.5 мм


Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Крючок для установки на левый угол, для стержня диаметром 6.0 мм




Крючок для установки на правый угол, для стержня диаметром 6.0 мм



Коннектор подвздошный поперечный, длина: 14 мм, ширина: 6.35 мм, диаметр 6.35 мм
Коннектор подвздошный поперечный, длина: 14 мм, ширина: 5.5 мм, диаметр 5.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Коннектор подвздошный моноаксиальный, длина: 14 мм, ширина: 6.0 мм, диаметр 6.0 мм

Коннектор подвздошный моноаксиальный, длина: 14 мм, ширина: 5.5 мм, диаметр 5.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Коннектор подвздошный полиаксиальный, длина: 14 мм, ширина: 6.0 мм, диаметр 6.0 мм
Коннектор подвздошный полиаксиальный, длина: 14 мм, ширина: 5.5 мм, диаметр 5.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Коннектор одинарный, диаметр A 5.5 мм, диаметр B: 5.5 мм

Коннектор одинарный, диаметр A 6.0 мм, диаметр B: 6.0 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Коннектор двойной малый, диаметр A 5.5 мм, диаметр B: 5.5 мм

Коннектор двойной малый, диаметр A 6.0 мм, диаметр B: 6.0 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Коннектор двойной большой, диаметр А 5.5 мм, диаметр В: 5.5 мм


Коннектор двойной большой, диаметр А 6.0 мм, диаметр В: 6.0 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Коннектор типа «стержень-стержень», длина А от 10 до 14 мм с шагом 1 мм, диаметр В: 6.0 мм, диаметр С: 3.5 мм, 5.5 мм, 6.0 мм, 6.35, длина D 10.0 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)




Коннектор угловой типа «стержень-стержень», длина A от 10 до 12 мм с шагом 1 мм, диаметр B: 6.0 мм, диаметр C: 3.5 мм, 5.5 мм, 6.0 мм, 6.35 мм, длина D 6.0 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Коннектор крюковой типа «стержень-стержень», диаметр А: 5.5 мм, 6.0 мм, 6.35 мм диаметр В: 5.5 мм, 6.0 мм, 6.35 мм


Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



Коннектор одинарный длинный, длина 15 мм, диаметр D1 5.5 мм

Коннектор одинарный длинный, длина от 60 до 100 мм с шагом 20 мм, D1: 5.5 мм, D2: 5.5 мм

Отличаются только размерами и маркировкой (внешний вид изделия идентичный)



6 отсоединяемых ярлыков для приложения к документации пациента на примере «Винт транспедикулярный моноаксиальный Ilia, длина резьбы 20 мм, диаметр 4.0 мм» (Аналогично на все варианты исполнения)

Medyssey

Medyssey

Medyssey

제조품목허가번호 : 제허 04-768호

제조업허가번호 : 제 1968호

사용기한 : 해당사항 없음

멸균방법 : 사용전멸균/132도 이상 2기압에서 4분의 조건으로 스팀멸균할것

모델명 / REF : MO4020

제조번호 / LOT : 15i763

제품명 & 규격 : 추간체고정재

Product name & Spec. / Mono axial screw 4.0x20mm
Nombre de Producto

포장단위 : 1ea/Pack

Packing Unit / Contenido : una pieza

Mat. of manufacture : Titanium Alloy

제조일자 : 2016-06-23
Fecha de Fabricacion



N/A
EXP. DATE



THIS IMPLANT IS NOT STERILE
See the operating instructions for detailed precautions.
See Package Insert for detailed sterilization instructions.
See Package Insert for labeling limitations.
Medical device law restricts the sale of this device by, or on the order of, a physician



CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A)
Restricts to Sale by Order of a Physician

본 제품은 일회용 의료기기임 (재사용금지) LB-KO-CJ2 (R.0)

15i763

Medyssey



제조원
Manufacturer

주 메디세이

충청북도 제천시 한방엑스포로 129(왕암동)

Tel : +82-43-716-1014 Website : www.medyssey.com

Medyssey Co., Ltd.

129, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do,
27116, Republic of Korea

Tel : +82-43-716-1014 Website : www.medyssey.com

Medyssey

Medyssey

Medyssey

Маркировка упаковки на примере «Винт транспедикулярный моноаксиальный Iliad, длина резьбы 20 мм, диаметр 4,0 мм» (Аналогично на все варианты исполнения)



USE NO HOOK
KEEP DRY



Medyssey

Medyssey Co., Ltd.

Headquarter

129, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, 27116, Republic of Korea

TEL : +82 (0)43 716 1014 FAX : +82 (0)43 716 1015

Маркировка транспортной упаковки

Всего пронумеровано, сшито и
скреплено печатью 36 листов
Директор ООО «НаноМедикал Групп»
Грек С.И.

