


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**


**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-HBs Калибраторы (Alinity i Anti-HBs Calibrators)»**







Alinity i
Anti-HBs Calibrators



NAME

Alinity i Anti-HBs Calibrators (also referred to as Anti-HBs Cals)

INTENDED USE

The Alinity i Anti-HBs Calibrators are for the calibration of the Alinity i analyzer when used for the quantitative determination of antibody to HBsAg in human serum and plasma.


- The human-sourced material used in the calibration is nonreactive for anti-HBs, HBsAg, HIV-1 RNA or HIV-1 Ag, anti-HIV-1/HIV-2, and anti-HCV.
- The human-sourced material used in the calibration is reactive for anti-HBs and nonreactive for HBsAg, HIV-1 RNA or HIV-1 Ag, anti-HIV-1/HIV-2, and anti-HCV.

The following warnings and precautions apply to: 01444FN00 - 01444FN05

Фотографическое изображение МИ ИВД Анти-HBs Калибраторы (Alinity i Anti-HBs Calibrators), флаконы



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
2 листов



Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-HBs Калибраторы (Alinity i Anti-HBs Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации

REF

07P8901

IVD

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Анти-НВs Калибраторы (Alinity i Anti-HBs Calibrators)»

В составе: Калибратор А (Alinity i Anti-HBs CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор В (Alinity i Anti-HBs CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор С (Alinity i Anti-HBs CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор D (Alinity i Anti-HBs CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор Е (Alinity i Anti-HBs CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор F (Alinity i Anti-HBs CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin, Business Park Sligo, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin, Business Park Sligo, Ireland / Страна происхождения: Ирландия/ РУ № _____ / от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
 ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
 Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия Анти-НВs Калибраторы (Alinity i Anti-HBs Calibrators)

G72067R03

LOT
 Exp
 REF
 IFU
www.abbottdiagnostics.com/IFU

2°C
 8°C

CAL A	CAL B	CAL C	CAL D	CAL E	CAL F
1 x 3.0 mL	1 x 3.0 mL	1 x 3.0 mL	1 x 3.0 mL	1 x 3.0 mL	1 x 3.0 mL
10	10	50	100	500	1000

CONC

CONTAINS AZOXY

Alinity i Anti-HBs Calibrators

Abbott

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-917 17 12

0123


Anti-HBs Cals

2°C 8°C

PRODUCT OF IRELAND

Маркировка компонентов медицинского изделия


- Калибратор А (Alinity i Anti-HBs CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл



- Калибратор В (Alinity i Anti-HBs CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл



- Калибратор С (Alinity i Anti-HBs CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл




- Калибратор D (Alinity i Anti-HBs CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл



Alinity i
 Anti-HBs
CAL D

07P89D
 3.0 mL
 100 mIU/mL
 G70559R01






CONTAINS: AZIDE 


ABBOTT  Exp.

- Калибратор E (Alinity i Anti-HBs CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл



Alinity i
 Anti-HBs
CAL E

07P89E
 3.0 mL
 500 mIU/mL
 G70560R01






CONTAINS: AZIDE 

ABBOTT  Exp.

- Калибратор F (Alinity i Anti-HBs CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл



Alinity i
 Anti-HBs
CAL F

07P89F
 3.0 mL
 1000 mIU/mL
 G70561R01






CONTAINS: AZIDE 

ABBOTT  Exp.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

