




Фото 1. Повязки маzewые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-52708501-2002, на примере

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

исполнения. Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» с мазью «Левомеколь», размером 5х7,5 см



Фото 2. Повязки мазевые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-52708501-2002, на примере исполнения: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» с мазью «Левосин», размером 10х10 см



Фото 3. Повязки мазевые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-52708501-2002, на примере исполнения: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» антимикробная с мазью гидроксиметилхиноксалиндиоксида 5%, размером 10х10 см




Фото 4. Повязки мазовые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-52708501-2002, на примере исполнения: Повязка мазовая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» с мазью «Левометил»,

Все за...

Показания к применению: для лечения ран различного генеза в I фазе течения раневого процесса (открытые флегмоны, инфицированные обширные раны, флегмонозная рожа, карбункулы, трофические язвы с некротическими налетами и фибрином), гнойных и гранулирующих ран, инфицированных осадков, ожогов, поверхностных инфицированных раневых дефектов мягких тканей; для антимикробной защиты ран; для дополнительной фиксации дермальных трансплантатов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.
Побочные действия: местные реакции, окolorаневой дерматит, зуд в месте применения. При появлении побочных эффектов следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

Состав: сетка трикотажная полиэфирная, воск пчелиный, мазь левометил.
Условия хранения: повязки должны соответствовать - 1(П) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

Условия транспортирования: по условиям хранения 1(П) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

Утилизация: в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для класса Б опасности.

ПУ № ФСР 2008/01923 от 16.03.2015г.


Способ применения: 1. вскрыть упаковку и достать повязку. 2. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц. 3. Снять с повязки одну защитную пленку. 4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность. 5. Снять вторую защитную пленку, накрыть повязку стерильной марлевой салфеткой и зафиксировать повязку бинтом или пластырем фиксирующим «Ролепласт». Периодичность смены повязки зависит от состояния раны. Лечение одной повязкой свыше 3-х суток (без смены) проводится строго под наблюдением медицинского специалиста. При ежедневном использовании повязку не применять более 30 суток.

Повязка не предназначена для повторного применения. Применять по назначению врача. Отпускается без рецепта врача.

Повязки мазевые атравматические с восковым покрытием, стерильные
«Воскопран» по ТУ 9393-003-52708501-2002
Исполнение: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием,
стерильная, «Воскопран» с мазью «Левометил».



Произведено по заказу: ООО «Биотехфарм»
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Перевозочные Материалы»
Россия, 141351, МО, С.Посадский р-н, д. Жуки, д.2А.
Телефон: +7(495) 984-58-79
Отдел продаж: телефон: +7(495) 780-92-38
www.voskopran.ru Наш интернет-магазин: www.sterila.ru



4 607021 270823

СДЕЛАНО В РОССИИ

Воскопран

**повязка мазевая
атравматическая**

для местного лечения ран и ожогов

с мазью левометил

10 x 10 см

1 штука

STERILE R

ПУ № ФСР 2008/01923 от 16.03.2015г.

Способ применения: 1. вскрыть упаковку и достать повязку. 2. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц. 3. Снять с повязки одну защитную пленку. 4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность. 5. Снять вторую защитную пленку, накрыть

Все зафиксировано.

Показания к применению: для лечения ран различного генеза в I фазе течения раневого процесса (открытые флегмоны, инфицированные обширные раны, флегмонозная рожа, карбункулы, трофические язвы с некротическими налетами и фибрином), гнойных и гранулирующих ран, инфицированных осадков, ожогов, поверхностных инфицированных раневых дефектов мягких тканей; для антимикробной защиты ран; для дополнительной фиксации дермальных трансплантатов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.
Побочные действия: местные реакции, окolorаневой дерматит, зуд в месте применения. При появлении побочных эффектов следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

Состав: сетка трикотажная полиэфирная, воск пчелиный, мазь левометил.
Условия хранения: повязки должны соответствовать - 1(П) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

Условия транспортирования: по условиям хранения 1(П) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

Утилизация: в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для класса Б опасности.

ПУ № ФСР 2008/01923 от 16.03.2015г.

Способ применения: 1. вскрыть упаковку и достать повязку. 2. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц. 3. Снять с повязки одну защитную пленку. 4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность. 5. Снять вторую защитную пленку, накрыть

sterile - стерильно - sterile - стерильно - sterile - стерильно - sterile - стерильно

Дата изготовления 03.07.19
Серия № 030719M
Использовать до 07.2022

Фото 5. Повязки мазевые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-52708501-2002, на примере исполнения: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» с мазью «Левометил», размером 10x10 см индивидуальная упаковка из комбинированного материала





Фото 6. Повязки мазевые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-52708501-2002, на примере исполнения: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» с мазью «Левомеколь», размером 10x10 см




Фото 7. Повязки мазовые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-52708501-2002, на примере исполнения: Повязка мазовая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» с мазью «Левомеколь», размером 10x10 см групповая





Фото 8. Повязки мазевые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-52708501-2002, на примере исполнения: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» с мазью «Левомеколь», размером 10x10 см

Сшито и заверено печатью 8
(восемь) лист об

Организация: ООО «НПМ»
Должность: Исполнит. директор
Ф.И.С. Быков А.Ю.



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «НПМ»



Быков А.Ю.

«12»

декабря 2020г.

Проект этикеток

медицинского изделия:

**Повязки мазовые атравматические с восковым покрытием,
стерильные, «Воскопран»**

ТУ 9393-003-52708501-2002

2020

Макет этикетки индивидуальной упаковки

Все заживёт.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Воскопран®

**повязка мазевая
атравматическая**

для местного лечения ран и ожогов

с мазью ЛЕВОМЕКОЛЬ

10 x 10 см

1 штука

STERILE R

Показания к применению: для лечения ран различного генеза в I фазе течения раневого процесса (вскрытые флегмоны, инфицированные обширные раны, флегмонозная рожа, карбункулы, трофические язвы с некротическими налетами и фибрином), гнойных и гранулирующих ран, инфицированных осадин, ожогов, поверхностных инфицированных раневых дефектов мягких тканей; для антимикробной защиты ран; для дополнительной фиксации дермальных трансплантатов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

Побочные действия: местные реакции, окolorаневой дерматит, зуд в месте применения. При появлении побочных эффектов следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

Состав: сетка трикотажная полиэфирная, воск пчелиный, мазь левомеколь.

Условия хранения: повязки должны соответствовать - 1(Л) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

Условия транспортирования: по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

Утилизация: в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для класса Б опасности.

ПУ № ФСР 2008/01923 от XXXXXX г.

Способ применения: 1. вскрыть упаковку и достать повязку. 2. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц. 3. Снять с повязки одну защитную пленку. 4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность. 5. Снять вторую защитную пленку, накрыть повязку стерильной марлевой салфеткой и зафиксировать повязку бинтом или пластырем фиксирующим «Ролепласт». Периодичность смены повязки зависит от состояния раны. Лечение одной повязкой свыше 3-х суток (без смены) проводится строго под наблюдением медицинского специалиста. При ежедневном использовании повязку не применять более 30 суток.


Повязка не предназначена для повторного применения. Применять по назначению врача. Отпускается без рецепта врача.

Повязки мазевые атраматические с восковым покрытием, стерильные «Воскопран» по ТУ 9393-003-52708501-2002

Исполнение: Повязка мазевая атраматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» с мазью «Левомеколь».




Произведено по заказу: ООО «Биотекфарм»
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Перевозочные Материалы»
Россия, 141251, МО, г. Сергиев Посад, д. Жуки, д.2а
Телефон: +7(495) 584-58-79
Отдел продаж: телефон: +7(495) 790-02-36
www.voskopran.ru Наб интернет-магазин: www.stoprana.ru



sterile - стерильно

00.00.00
000000
00.0000



Все зафиксировано

СДЕЛАНО В РОССИИ

Воскопран®

**повязка мазевая
атравматическая**

для местного лечения ран и ожогов

с мазью ЛЕВОМЕКОЛЬ

10 x 10 см

1 штука

STERILE R

ПУ № ФСР 2008/01923 от XXXXXX г.

Показания к применению: для лечения ран различного генеза в I фазе течения раневого процесса (вскрытые флегмоны, инфицированные обширные раны, флегмонозная рожа, карбункулы, трофические язвы с некротическими налетами и фибрином), гнойных и гранулирующих ран, инфицированных осадин, ожогов, поверхностных инфицированных раневых дефектов мягких тканей; для антимикробной защиты ран; для дополнительной фиксации дермальных трансплантатов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

Побочные действия: местные реакции, ополораневой дерматит, зуд в месте применения. При появлении побочных эффектов следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

Состав: сетка трикотажная полиэфирная, воск пчелиный, мазь Левомеколь.

Условия хранения: повязки должны соответствовать - 1(Л) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

Условия транспортирования: по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

Утилизация: в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для класса Б опасности.

Способ применения: 1. вскрыть упаковку и достать повязку. 2. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц. 3. Снять с повязки одну защитную пленку. 4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность. 5. Снять вторую защитную пленку, накрыть повязку стерильной марлевой салфеткой и зафиксировать повязку бинтом или пластырем фиксирующим «Ролепласт». Периодичность смены повязки зависит от состояния раны. Лечение одной повязкой свыше 3-х суток (без смены) проводится строго под наблюдением медицинского специалиста. При ежедневном использовании повязку не применять более 30 суток.

Повязка не предназначена для повторного применения. Применять по назначению врача. Отпускается без рецепта врача.

Повязки мазевые атравматические с восковым покрытием, стерильные «Воскопран» по ТУ 9393-003-52708501-2002

Исполнение: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная, «Воскопран» с мазью «Левомеколь».




Произведено по заказу: ООО «Биофарм»
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Перевязочные Материалы»
Россия, 141351, МО, г. Сергиев Посад, д. Жучки, д.2а
Телефон: +7(495) 994-58-79
Отдел продаж: телефон: +7(495) 780-60-36
www.voskopran.ru Наш интернет-магазин: www.stoprana.ru





sterile - стерильно

00.00.00
000000
00.0000



Макет этикетки групповой упаковки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1. Снять упаковку и достать повязку. 2. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц. 3. Снять с повязки одну защитную пленку. 4. Аккуратно положить повязку на раневую поверхность. 5. Снять вторую защитную пленку, накрыть повязку стерильной марлевой салфеткой и зафиксировать повязку бинтом или пластырем фиксирующим «Ролепласт».

Периодичность смены повязки зависит от состояния раны. Лечение одной повязкой свыше 3-х суток (без смены) проводится строго под наблюдением медицинского специалиста. При ежедневном использовании повязку не применять более 30 суток.

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА. ПОВЯЗКА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: для лечения ран различного генеза в I фазе течения раневого процесса (открытые флегмоны, инфицированные обширные раны, флегмонозная рожа, к арбункулы, трофические язвы с некротическими налетами и фибрином), гнойных и гранулирующих ран, инфицированных ссадин, ожогов, поверхностных инфицированных раневых дефектов мягких тканей; для антимикробной защиты ран; для дополнительной фиксации дермальных трансплантатов.

Повязки мазевые атравматические с восковым покрытием, стерильные, «Воскопран» по ТУ 9393-003-52708501-2002

Исполнение: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная,

«Воскопран» с мазью «Левомеколь».

РУ № ФСР 2008/01923 от 00.00.00

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: местные реакции, ополосневой дерматит, зуд в месте применения. При появлении побочных эффектов следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

СОСТАВ: сетка трикотажная полиэфирная, воск пчелиный, мазь левомеколь.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: повязки должны соответствовать - 1(П) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: по условиям хранения 1(П) ГОСТ 15150 - 69 (от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

УТИЛИЗАЦИЯ: в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для класса Б опасности.

10x10 см

10 штук

STERILE

Произведено по заказу: ООО «Биотекфарм»
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Перевязочные Материалы»
Россия, 141351, МО, г. Сергиев Посад, д. Жучки, д. 2И
Телефон: +7 (495) 984-55-79

Отдел продаж: телефон: +7(495) 730-92-36
www.voskopran.ru Наш интернет-магазин: www.biotekfarmlab.ru



1070212710971



00 00 00
LOT 000000
00 00 00

СТЕРИЛЬНО

10 x 10 см

10 штук

Повязка мазевая
атравматическая

Воскопран®

с мазью ЛЕВОМЕКОЛЬ

Все заживёт!

СДЕЛАНО В РОССИИ

СТЕРИЛЬНО

Повязка мазевая
атравматическая
для местного лечения
ран и ожогов

Воскопран®

с мазью ЛЕВОМЕКОЛЬ

10 x 10 см

10 штук



4 607021 271097

СВОЙСТВА ПОВЯЗКИ:

- не прилипает к поверхности раны
- структура повязки обеспечивает хороший газообмен в ране
- не вызывает болевых ощущений при перевязках
- хорошо моделируется
- проста в использовании



Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Перевязочные Материалы»
Россия, 141351, МО, г. Сергиев Посад, д. Жучки, д. 2И
Телефон: +7(495) 984-55-79
Отдел продаж: телефон: +7(495) 730-92-36
www.voskopran.ru Наш интернет-магазин: www.biotekfarmlab.ru

Макет этикетки-вкладыша в групповую упаковку

STERILE R

Повязки мазевые атравматические с восковым покрытием, стерильные,
«Воскопран» по ТУ 9393-003-52708501-2002

Исполнение: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием, стерильная,
«Воскопран» с мазью «Левомеколь»

РУ № ФСР 2008/01923 от XXXXXX

Размер 10x10см

Количество штук 10

Назначение: для местного лечения ран, ожогов

Способ применения: 1. Вскрыть упаковку и достать повязку.

2. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц.

3. Снять с повязки одну защитную пленку.

4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность.

5. Снять вторую защитную пленку, накрыть стерильной марлевой салфеткой и зафиксировать повязку бинтом или пластырем фиксирующим «Ролепласт»

Состав: сетка трикотажная полиэфирная, воск пчелиный, мазь левомеколь

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

Побочные эффекты: местные реакции, околораневой дерматит, зуд в месте применения. При появлении побочных эффектов следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

Условия хранения: повязки должны соответствовать - 1(Л) ГОСТ 15150 – 69 (от +5 °С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150 – 69 (от +5 °С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для класса Б опасности.

Беречь изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Не применять повторно.

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Интернет-магазин: www.stoprana.ru

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Жучки, д.2и. Тел: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36. www.voscopran.ru

Дата изготовления 00.00.00
Серия № 00000000
Использовать до 00.0000



«Все заживет®»

Макет этикетки на короб (ящик) при наличии групповой упаковки

STERILE	R
---------	---

**Повязки мазовые атравматические с восковым покрытием, стерильные,
«Воскопран» по ТУ 9393-003-52708501-2002**

**Исполнение: Повязка мазевая атравматическая с восковым покрытием,
стерильная, «Воскопран» с мазью «Левомеколь»**

ПУ № ФСР 2008/01923 от XXXXXX

Размер 10 x10см

Количество групповых упаковок	20
Количество штук в групповой упаковке	30
Кол-во штук в ящике	600

Дата изготовления	00.00.00
Серия №	000000000
Использовать до	00.0000

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Интернет-магазин: www.stoprana.ru

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые
Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., г. Сергиев
Посад д. Жучки, д.2и. Тел: +7(495)984-58-79

Условия хранения: повязки должны соответствовать - 1(Л) ГОСТ 15150 – 69
(от +5 °С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150 – 69
(от +5 °С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для класса Б
опасности.

Беречь изделие от прямых солнечных лучей. Не применять повторно.

«Беречь от влаги» ГОСТ 14192-96

«Все заживет®»

Макет этикетки на короб (ящик) без групповой упаковки.

STERILE R

**Повязки мазовые атравматические с восковым покрытием, стерильные,
«Воскопран» по ТУ 9393-003-52708501-2002**

**Исполнение: Повязка мазовая атравматическая с восковым покрытием,
стерильная, «Воскопран» с мазью «Левомеколь»**

РУ ФСР 2008/01923 от XXXXXX

Размер **10 x10см**
Кол-во штук в ящике **600**

Дата изготовления **00.00.00**
Серия № **000000000**
Использовать до **00.0000**

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Интернет-магазин: www.stoprana.ru

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые
Перевозочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., г. Сергиев
Посад, д. Жучки, д.2и. Тел: +7(495)984-58-79

Условия хранения: повязки должны соответствовать - 1(Л) ГОСТ 15150 – 69
(от +5 °С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150 – 69
(от +5 °С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для класса Б
опасности.

Беречь изделие от прямых солнечных лучей. Не применять повторно.

«Беречь от влаги» ГОСТ 14192-96

«Все заживет®»

Сшито и заверено печатью 7
(силь) лист об

Организация: ООО «НПМ»
Должность: Исполнит. директор
ФИО: Быков А.Ю.

