

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО НПП «МедИнж»

А.С. Евдокимов

« 24 » 10 2024 г.




Дополнение к фотографическому изображению медицинского изделия:

«Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки


по МЛЦК.942511.024 ТУ»,

производства ЗАО НПП «МедИнж»

2024 год



Общий вид медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ



Общий вид медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ

Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по
МЛЦК.942511.024 ТУ

штуки Кор. №

**Сопроводительные
документы здесь!**

Получатель

Отправитель

ЗАО НПП «МедИнж»
440004, Россия, г.Пенза,
ул.Центральная, д.1
тел./факс (8412)38-09-68

Вариант маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ»



Вариант маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ»

Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ

Инструкция по применению

Рег. уд. № _____ от _____

МедИнж
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Рег. уд. № _____
Стент Инвенто-Карбон 2,0/14
на системе доставки "SPAS"
16.11.0002
2026-11

МедИнж
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Рег. уд. № _____
Стент Инвенто-Карбон 2,0/14
на системе доставки "SPAS"
16.11.0002
2026-11

МедИнж
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Рег. уд. № _____
Стент Инвенто-Карбон 2,0/14
на системе доставки "SPAS"
16.11.0002
2026-11

НОМЕР ПАРТИИ/ЛОТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ

МедИнж
Стент Инвенто-Карбон 2,0/14
на системе доставки "SPAS"
16.11.0002
2026-11

Карта идентификации пациента

Кардиоцентр, его адрес: _____

Ф.И.О. хирурга: _____

Ф.И.О. пациента: _____

пол: муж ☐ жен ☐ домашний адрес: _____

Диагноз основной: _____

Дата имплантации: _____

Позиция имплантации: _____

Операция: ☐ экстренная ☐ плановая

Первичное стентирование: ☐ да ☐ нет

Повторное стентирование: ☐ да ☐ нет

Предилатация: ☐ да ☐ нет

Постдилатация: ☐ да ☐ нет

Интраоперационные осложнения: _____

Непосредственный результат: _____

Назначенная терапия: _____


Ф.И.О. отправителя, телефон: _____

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 448004, Россия, с. Палза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-43; Факс: (8412) 36-09-48; E-mail: medeng@yura.ru; www.medeng.ru

Внешний вид инструкции по применению, карты идентификации пациента и идентификационной наклейки

**Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью**





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ЗАО НПП «МедИнж»

А.С. Евдокимов

2024 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия:
«Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки
по МЛЦК.942511.024 ТУ»,
производства ЗАО НПП «МедИнж»

Версия 1.1

2024 год


Соло



МедИнж

Стент Соло 2,0/8 на системе доставки «SPAS»

2,0 мм	8 мм	0,014" / 0,36 мм	5F / 1,67 мм
ДИАМЕТР СТЕНТА	← ДЛИНА СТЕНТА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Давление, атм. / x 10 ² , кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 (Номинал)	2,00
10	2,13
11	2,20
12	2,25
13	2,30
14	2,35
15	2,40
16 (Максимум)	2,47



2023-11

2028-11

LOT 16.11-0001

ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

STERILE EO




Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по
МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____

НЕТОКСИЧНО



МедИнж

5,0 мм	48 мм	0,014" / 0,36 мм	5F / 1,67 мм
ДИАМЕТР СТЕНТА	← ДЛИНА СТЕНТА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Давление, АТМ / $\times 10^3$ кПа	Диаметр стента $\pm 10\%$, мм
9 (Номинал)	5,00
10	5,04
11	5,08
12	5,12
13 (Максимум)	5,16

LOT 11.11-0017

2028-11

2023-11

ЗАО НПФ «МедИнс», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 83-47-63; Факс: (8412) 39-09-68;
E-mail: meding@suru.ru; www.meding.ru

Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по
МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____

НЕТОКСИЧНО


Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Стент коронарный Соло 5,0/48 на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ

Соло-Карбон

МедИнж

Стент Соло-Карбон 4,5/14
на системе доставки «SPAS»

4,5 MM	14 MM	0,014" / 0,36 MM	5F / 1,67 MM
ДИАМЕТР СТЕНТА	← ДЛИНА СТЕНТА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Давление, АТМ / x 10 ² кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 (Номинал)	4,50
10	4,55
11	4,59
12	4,63
13 (Максимум)	4,67



2023-11

2028-11

LOT 16.11-0026

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@surg.ru; www.medeng.ru

STERILE EO



Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по
МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____

НЕТОКСИЧНО

Соло-Карбон




МедИнж

Стент Соло-Карбон 2,25/36 на системе доставки

2,25 MM	36 MM	0,014" / 0,36 mm	5F / 1,67 mm
ДИАМЕТР СТЕНТА	← ДЛИНА СТЕНТА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

Давление, АТМ / x 10 ⁵ кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 (Номинал)	2,25
10	2,29
11	2,36
12	2,43
13	2,49
14	2,55
15	2,60
16 (Максимум)	2,65




2023-11

2028-11

LOT 16.11-0013

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, в/л 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sula.ru; www.medeng.ru

STERILE EO



Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по
МЛЦК.942511.024 ТУ

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____

НЕТОКСИЧНО

Открывать
здесь


Инвенто



МедИнж

Стент Инвенто 3,5/42
на системе доставки «SPAS»
содержит лекарственное средство сиролимус

3,5 мм	42 мм	0,014" / 0,36 мм	5F / 1,67 мм
ДИАМЕТР СТЕНТА	← ДЛИНА СТЕНТА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Давление, АТМ / x 10 ² кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 (Номинал)	3,50
10	3,63
11	3,70
12	3,76
13	3,81
14	3,86
15	3,91
16 (Максимум)	3,96

2023-11

2026-11


LOT 16.11-0006

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

STERILE EO



Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по
МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____



НЕТОКСИЧНО

Открывать
здесь

Инвенто




МедИнж

**Стент Инвенто 2,5/10
на системе доставки**

содержит лекарственное средство сиролимус

2,5 мм	10 мм	0,014" / 0,36 мм	5F / 1,67 мм
ДИАМЕТР СТЕНТА	← ДЛИНА СТЕНТА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Давление, АТМ / x 10 ² кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 (Номинал)	2,50
10	2,54
11	2,59
12	2,64
13	2,68
14	2,71
15	2,75
16 (Максимум)	2,78


2023-11

2026-11

LOT 16.11-0009

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/н 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sur.ru; www.medeng.ru

STERILE EO



Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по
МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____

НЕТОКСИЧНО

Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Стент коронарный Соло-Карбон 2,5/10 на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ

Открывать
здесь


Инвенто-Карбон



МедИнж

Стент Инвенто-Карбон 2,0/14
на системе доставки «SPAS»
содержит лекарственное средство сиролимус

2,0 мм	14 мм	0,014" / 0,36 мм	5F / 1,67 мм
ДИАМЕТР СТЕНТА	← ДЛИНА СТЕНТА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



2023-11

2026-11

LOT 16.11-0002


Давление, атм. / x 10 ² , кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 (Номинал)	2,00
10	2,13
11	2,20
12	2,25
13	2,30
14	2,35
15	2,40
16 (Максимум)	2,47

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

STERILE EO



Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по
МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____



НЕТОКСИЧНО


Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Стент коронарный Инвенто-Карбон 2,0/14 на системе доставки «SPAS» по МЛЦК.942511.024 ТУ

Открывать
здесь

Инвенто-Карбон МедИнж

Стент Инвенто-Карбон 4,0/43
на системе доставки
содержит лекарственное средство сиролimus

4,0 мм	43 мм	0,014" / 0,36 мм	5F / 1,67 мм
ДИАМЕТР СТЕНТА	← ДЛИНА СТЕНТА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Давление, АТМ / x 10 ² кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 (Номинал)	4,00
10	4,13
11	4,21
12	4,29
13	4,35
14	4,40
15	4,45
16 (Максимум)	4,52


 2023-11

 2026-11

LOT 16.11-0012

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

STERILE EO



Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по
МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____

НЕТОКСИЧНО



**Стент коронарный
СОЛО 2,0/8
на системе доставки «SPAS»**

2,0 мм ДИАМЕТР	8 мм ДЛИНА
0,014" / 0,36 мм ПРОВОДНИК Ø МАКС.	5F / 1,67 мм ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

рентгеноконтрастные маркеры

Ø 2,0 мм 8 мм 0,014" / 0,36 мм

эффективная длина – 1400 мм

Комплектация изделия:
 Стент на системе доставки (1 шт.)
 Инструкция по применению (1 шт.)
 Карта идентификации пациента (1 шт.)
 Идентификационная наклейка (3 шт.)

LOT 16.11-0001 **2023-11** / **2028-11**

Давление, Диаметр стента
 ATM / x 10³ кПа ± 10 %, мм

9 номинал	2,00
10	2,13
11	2,20
12	2,25
13	2,30
14	2,35
15	2,40
16 максимум	2,47

STERILE **EO** **НЕТОКСИЧНО**

ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия,
 г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
 Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
 E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru
 Стент коронарный баллонорасширяемый
 на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
 Регистрационное удостоверение
 No _____ от _____

МедИнж

SPAS

5,0 мм

ДИАМЕТР СТЕНТА

48 мм

ДЛИНА СТЕНТА

СТЕНТ КОРОНАРНЫЙ

СОЛО

НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ

5,0 мм 48 мм
ДИАМЕТР ДЛИНА

СОЛО

LOT
11.11-0017

2023-11
2028-11

МедИнж


Стент коронарный
СОЛО 5,0/48
на системе доставки

5,0 мм
ДИАМЕТР

48 мм
ДЛИНА

0,014" / 0,36 мм
ПРОВОДНИК Ø МАКС.


5F / 1,67 мм
ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Комплектация изделия:
Стент на системе доставки (1 шт.)
Инструкция по применению (1 шт.)
Карта идентификации пациента (1 шт.)
Идентификационная наклейка (3 шт.)

LOT
11.11-0017

2023-11
2028-11



Давление, ATM / x 10 ² кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 номинал	5,00
10	5,04
11	5,08
12	5,12
13 максимум	5,16

STERILE EO НЕТОКСИЧНО

ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия,
г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____




МедИнж






Стент коронарный
СОЛО-КАРБОН 4,5/14
на системе доставки «SPAS»

4,5 мм ДИАМЕТР	14 мм ДЛИНА
0,014" / 0,36 мм ПРОВОДНИК Ø МАКС.	5F / 1,67 мм ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Комплектация изделия:
Стент на системе доставки (1 шт.)
Инструкция по применению (1 шт.)
Карта идентификации пациента (1 шт.)
Идентификационная наклейка (3 шт.)

LOT 2023-11
16.11-0026 2028-11



Давление, ATM / x 10 ⁵ кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 номинал	4,50
10	4,55
11	4,59
12	4,63
13 максимум	4,67

ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия,
г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____



МедИнж

SPAS

ДИАМЕТР СТЕНТА

ДЛИНА СТЕНТА

СТЕНТ КОРОНАРНЫЙ

СОЛО-КАРБОН

НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ

2,25 мм 36 мм
ДИАМЕТР ДЛИНА

СОЛО-КАРБОН

LOT
16.11-0013

2023-11
2028-11

 **МедИнж**

Стент коронарный
СОЛО-КАРБОН 2,25/36
на системе доставки


2,25 мм
ДИАМЕТР

36 мм
длина

0,014" / 0,36 мм
ПРОВОДНИК Ø МАКС.

5F / 1,67 мм
ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

рентгеноконтрастные маркеры



Комплектация изделия:
Стент на системе доставки (1 шт.)
Инструкция по применению (1 шт.)
Карта идентификации пациента (1 шт.)
Идентификационная наклейка (3 шт.)

LOT
16.11-0013

2023-11
2028-11



~80%



5°C

1

40°C

STERILE EO НЕТОКСИЧНО

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия,
г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____

Давление, Диаметр стента
АТМ / $\times 10^3$ кПа $\pm 10\%$, мм

9	номинал	2,25
10		2,29
11		2,36
12		2,43
13		2,49
14		2,55
15		2,60
16	максимум	2,65



Медик





Стент коронарный
ИНВЕНТО 3,5/42
на системе доставки «SPAS»
содержит лекарственное средство сиролимус

3,5 MM ДИАМЕТР	42 MM ДЛИНА
0,014" / 0,36 MM ПРОВОДНИК Ø МАКС.	5F / 1,67 MM ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

рентгеноконтрастные маркеры

эффективная длина – 1400 мм

Комплектация изделия:
Стент на системе доставки (1 шт.)
Инструкция по применению (1 шт.)
Карта идентификации пациента (1 шт.)
Идентификационная наклейка (3 шт.)

LOT 2023-11
16.11-0006 2026-11

STERILE EO НЕТОКСИЧНО

Давление, Диаметр стента
ATM / x 10³ кПа ± 10 %, мм

9 номинал	3,50
10	3,63
11	3,70
12	3,76
13	3,81
14	3,86
15	3,91
16 максимум	3,96

80%
0%
40°C
5°C

ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия,
г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
No _____ от _____



Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ

2,5 мм

ДИАМЕТР СТЕНТА

10 мм

ДЛИНА СТЕНТА

СТЕНТ КОРОНАРНЫЙ

ИНВЕНТО

НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ
содержит лекарственное средство сиролимус

2,5 мм
ДИАМЕТР

10 мм
ДЛИНА

ИНВЕНТО

LOT
16.11-0009

2023-11
2026-11

МедИнж


Стент коронарный
ИНВЕНТО 2,5/10
на системе доставки
содержит лекарственное средство сиролимус

2,5 мм
ДИАМЕТР

10 мм
ДЛИНА

0,014" / 0,36 мм
ПРОВОДНИК Ø МАКС.


5F / 1,67 мм
ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Комплектация изделия:
Стент на системе доставки (1 шт.)
Инструкция по применению (1 шт.)
Карта идентификации пациента (1 шт.)
Идентификационная наклейка (3 шт.)

LOT
16.11-0009

2023-11
2026-11



Давление, ATM / x 10 ³ кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 номинал	2,50
10	2,54
11	2,59
12	2,64
13	2,68
14	2,71
15	2,75
16 максимум	2,78

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия,
г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____



МедИнж



2,0 мм

ДИАМЕТР СТЕНТА

14 мм

ДЛИНА СТЕНТА

ИНВЕНТО-КАРБОН

НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ «SPAS»
содержит лекарственное средство сиролимус

SPAS

2,0 мм
ДИАМЕТР

14 мм
ДЛИНА

ИНВЕНТО-КАРБОН

LOT
16.11-0002

2023-11
2026-11

МедИнж


Стент коронарный
ИНВЕНТО-КАРБОН 2,0/14
на системе доставки «SPAS»
содержит лекарственное средство сиролимус

2,0 мм
ДИАМЕТР

14 мм
ДЛИНА

0,014" / 0,36 мм
ПРОВОДНИК Ø МАКС.

5F / 1,67 мм
ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Комплектация изделия:
Стент на системе доставки (1 шт.)
Инструкция по применению (1 шт.)
Карта идентификации пациента (1 шт.)
Идентификационная наклейка (3 шт.)

LOT
16.11-0002

2023-11
2026-11



Давление, ATM / x 10 ³ кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 номинал	2,00
10	2,13
11	2,20
12	2,25
13	2,30
14	2,35
15	2,40
16 максимум	2,47

ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия,
г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sur.ru; www.medeng.ru
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____



МедИнж



SPAS

4,0 мм

ДИАМЕТР СТЕНТА

43 мм

ДЛИНА СТЕНТА

ИНВЕНТО-КАРБОН

НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ
содержит лекарственное средство сиролимус

4,0 мм 43 мм ИНВЕНТО-КАРБОН

ДИАМЕТР

ДЛИНА

LOT

16.11-0012



2023-11



2026-11



МедИнж

Сtent коронарный
ИНВЕНТО-КАРБОН 4,0/43
на системе доставки
содержит лекарственное средство сиролимус


4,0 мм
ДИАМЕТР

43 мм
ДЛИНА

0,014" / 0,36 мм
ПРОВОДНИК Ø МАКС.

5F / 1,67 мм
ПРОВОД. КАТЕТЕР Ø МИН.

рентгеноконтрастные маркеры



Комплектация изделия:

Стент на системе доставки (1 шт.)
Инструкция по применению (1 шт.)
Карта идентификации пациента (1 шт.)
Идентификационная наклейка (3 шт.)

LOT

16.11-0012



2023-11



2026-11



80%
0%
40°C
5°C



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО


Давление, ATM / x 10 ⁵ кПа	Диаметр стента ± 10 %, мм
9 номинал	4,00
10	4,13
11	4,21
12	4,29
13	4,35
14	4,40
15	4,45
16 максимум	4,52

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия,
г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru
Стент коронарный баллонорасширяемый
на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ
Регистрационное удостоверение
No _____ от _____



МедИнж






Устройство точного позиционирования
коронарных стентов «SPAS»

Стент

Общий вид медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ



Общий вид медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ

Трубка
транспортировочная

Диаметр баллона $\times 10^3$, мм	Диаметр стента с баллоном $\times 10^3$, мм
6	1,80
7	1,89
8	1,98
9 (Номинал)	2,00
10	2,13
11	2,20
12	2,25
13	2,30
14	2,35
15	2,40
16 (Максимум)	2,47

Ярлык


Клипсы

Общий вид медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ в спиральном контейнере

Блистерный контейнер

Давление, атм. $\times 10^2$, кПа	Длина стента с допусками $\pm 10\%$, мм
6	1,64
7	2,52
8	2,62
9 (Номинал)	2,75
10	2,80
11	2,87
12	2,94
13	2,99
14	3,04
15	3,08
16 (Максимум)	3,12

Трубка
транспортная



Общий вид медицинского изделия Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки по МЛЦК.942511.024 ТУ в спиральном контейнере

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

23 листа

