

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия
для диагностики in vitro

«Анализатор автоматический Across Auto System Octo-M для иммуногематологических исследований
методом колоночной агглютинации in vitro

производства

Dia Pro Tibbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (Диа Про Тибби Урюнлер Сан. Ве Тик. А.С.), Турция

Утверждено:

Полное имя: Мокеев Д.В.

Должность: Генеральный директор ООО «Адвенсум»

Название компании: ООО «Адвенсум»

Подпись:

Дата:

Печать:

Анализатор автоматический Across Auto System Octo-M для иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации in vitro

Состав:

1. Анализатор автоматический Across Auto System Octo-M для иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации in vitro – 1 шт.
2. Панель ящика лицевая – 1 шт.
3. Крышка верхняя – 1 шт.
4. Модуль считывателя – 1 шт.
5. Модуль инкубатора – 1 шт.
6. Модуль центрифуги – 1 шт.
7. Станция раскапывания – 1 шт.
8. Модуль отсека загрузки образцов и реагентов – 1 шт.
9. Модуль отработанных гелевых карт – 1 шт.
10. Система охлаждения – 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 10.1. Кожух охлаждающий штатива для реагентов – 1 шт.
 - 10.2. Насос охлаждения – 1 шт.
 - 10.3. Трубка насоса охлаждения - 2 шт.
 - 10.4. Кабель насоса охлаждения – 1 шт.
11. Модуль весов двойной – 1 шт., в составе:
 - 11.1. Модуль весов двойной – 1 шт.
 - 11.2. Кабель модуля весов двойного – 1 шт.
12. Модуль весов одинарный – 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 12.1. Модуль весов одинарный – 1 шт.
 - 12.2. Кабель модуля весов одинарного – 1 шт.
13. Кронштейн для монитора – 1 шт.
14. Кронштейн для столика клавиатуры – 1 шт.
15. Держатель столика клавиатуры – 1 шт.
16. Столик клавиатуры – 1 шт.
17. Штатив для пробирок – не более 8 шт.
18. Штатив для реагентов с мешалкой – не более 2 шт.
19. Плата PCI CAN – 1 шт.
20. Канистра для системного раствора с крышкой – не более 2 шт.
21. Канистра для отходов с крышкой – 1 шт.
22. Кабель шины CAN, тип 1 – 1 шт.
23. Кабель шины CAN, тип 2 – 1 шт.
24. Кабель USB с фиксатором – 2 шт.
25. Кабель питания анализатора – 1 шт.
26. Трубка для промывки – не более 2 шт.
27. Трубка для отходов – 1 шт.
28. Раствор промывающий (Across Wash O) (500 мл) – не более 60 бутылок (при необходимости).
29. Планшет для разведения (по 50 шт./уп.) – не более 20 уп. (при необходимости).
30. Рукоятка дверцы – 2 шт.
31. Болты крепежные – не более 40 шт.
32. USB ключ программного обеспечения – 1 шт.
33. Программное обеспечение Across Auto System Octo-M (компакт-диск) – 1 шт.
34. Отчет о контроле качества – 1 шт.
35. Стол – 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 35.1. Стол – 1 шт.
 - 35.2. Полка боковая для принтера – 1 шт.
 - 35.3. Полка боковая для канистр – 1 шт.
 - 35.4. Болты крепежные для полок - 8 шт.
 - 35.5. Ключ от выдвижного ящика – 2 шт. (при необходимости).

- 35.6. Вентилятор охлаждающий – 1 шт. (при необходимости).
- 35.7. Блок питания вентилятора охлаждающего – 1 шт. (при необходимости).
- 36. Флакон (100 мл) – 6 шт. (при необходимости).
- 37. Кабель USB – 3 шт. (при необходимости).
- 38. Предохранитель 3,15 А 250 В (по 5 шт./уп.) – 1 уп. (при необходимости).
- 39. Рукоятка транспортировочная – 8 шт. (при необходимости).
- 40. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

1. Анализатор автоматический Across Auto System Octo-M для иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации *in vitro* – 1 шт.

Внешний вид Анализатора Across Octo-M в полной комплектации



1. Анализатор автоматический Across Auto System Octo-M для иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации *in vitro* – 1 шт.

Внешний вид Анализатора Across Octo-M в полной комплектации



1. Анализатор автоматический Across Auto System Octo-M для иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации in vitro – 1 шт.

Внешний вид Анализатора Across Octo-M в полной комплектации



2. Панель ящика лицевая – 1 шт., до вскрытия упаковки.




2. Панель ящика лицевая – 1 шт., после вскрытия упаковки.




3. Крышка верхняя – 1 шт.




4. Модуль считывателя – 1 шт.




5. Модуль инкубатора – 1 шт., после вскрытия упаковки.




5. Модуль инкубатора – 1 шт.




6. Модуль центрифуги – 1 шт., после вскрытия упаковки.




6. Модуль центрифуги – 1 шт.



7. Станция раскапывания – 1 шт., до вскрытия упаковки.




7. Станция раскапывания – 1 шт., до вскрытия упаковки.




7. Станция раскапывания – 1 шт., после вскрытия упаковки.




7. Станция раскапывания – 1 шт.




8. Модуль загрузки образцов и реагентов – 1 шт., после вскрытия упаковки.



8. Модуль загрузки образцов и реагентов – 1 шт.



9. Модуль отработанных гелевых карт – 1 шт., до вскрытия упаковки.




9. Модуль отработанных гелевых карт – 1 шт., до вскрытия упаковки.




9. Модуль отработанных гелевых карт – 1 шт., после вскрытия упаковки.




9. Модуль отработанных гелевых карт – 1 шт.




10. Система охлаждения – 1 шт. (при необходимости), в составе:
10.1. Кожух охлаждающий штатива для реагентов – 1 шт.




10.2. Насос охлаждения – 1 шт.




10.3. Трубка насоса охлаждения - 2 шт.




10.4. Кабель насоса охлаждения – 1 шт.



11. Модуль весов двойной – 1 шт., в составе:
11.1. Модуль весов двойной – 1 шт.




11.2. Кабель модуля весов двойного – 1 шт.



12. Модуль весов одинарный – 1 шт. (при необходимости), в составе:
12.1. Модуль весов одинарный – 1 шт.



12.2. Кабель модуля весов одинарного – 1 шт.




13. Кронштейн для монитора – 1 шт.




14. Кронштейн для столика клавиатуры – 1 шт.




15. Держатель столика клавиатуры – 1 шт.




16. Столик клавиатуры – 1 шт.




17. Штатив для пробирок – не более 8 шт., после вскрытия упаковки




17. Штатив для пробирок – не более 8 шт.



18. Штатив для реагентов с мешалкой – не более 2 шт.



19. Плата PCI CAN – 1 шт.




20. Канистра для промывочного раствора с крышкой – не более 2 шт.




21. Канистра для отходов с крышкой – 1 шт.




22. Кабель шины CAN, тип 1 – 1 шт.




23. Кабель шины CAN, тип 2 – 1 шт.




24. Кабель USB с фиксатором – 2 шт.




25. Кабель питания анализатора – 1 шт.




26. Трубка для промывки – не более 2 шт.




27. Трубка для отходов – 1 шт.




28. Раствор промывающий (Across Wash O) (500 мл) – не более 60 бутылок (при необходимости).




29. Планшет для разведения – не более 20 уп. (по 50 шт./уп.) (при необходимости).




30. Рукоятка дверцы – 2 шт.




31. Болты крепежные – не более 40 шт.




31. Болты крепежные – не более 40 шт.




32. USB ключ программного обеспечения – 1 шт.



33. Программное обеспечение Across Auto System Octo-M (компакт-диск) – 1 шт., после вскрытия упаковки.




33. Программное обеспечение Across Auto System Octo-M (компакт-диск).



34. Отчет о контроле качества – 1 шт.

Across Auto System Final QC Report



Type: OCTO-M

Serial Number: OM-96-1084

Date: 26.09.2018

Signature: [Handwritten Signature]


Date: 04.12.2018

Signature: [Handwritten Signature]


Date: 04.12.2018

35. Стол – 1 шт. (при необходимости), в составе:


35.1. Стол – 1 шт.



35.2. Полка боковая для принтера – 1 шт.



35.3. Полка боковая для канистр – 1 шт.




35.4. Болты крепежные для полок - 8 шт.




35.5. Ключ от выдвижного ящика – 2 шт. (при необходимости).




35.6. Вентилятор охлаждающий – 1 шт. (при необходимости), до вскрытия упаковки.



35.6. Вентилятор охлаждающий – 1 шт. (при необходимости).




35.7. Блок питания вентилятора охлаждающего – 1 шт. (при необходимости).



36. Флакон (100 мл) – 6 шт. (при необходимости).




37. Кабель USB – 3 шт. (при необходимости).



38. Предохранитель 3,15 А 250 В – 1 уп. (по 5 шт./уп.) (при необходимости).



39. Рукоятка транспортировочная – 8 шт. (при необходимости).



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 69 (шестидесяти девяти) л.

Генеральный директор
ООО «Адвенсум»

Д.В. Мокеев

