



ООО «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Повязка стерильная одноразовая Meripitel® на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac®

Генеральный директор
ООО «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Клейменова И.А.

М.П.





Mölnlycke®

Mepitel®

Soft silicone wound contact layer



Safetac
TECHNOLOGY

en Soft silicone wound contact layer
de Weiche Wundkontaktauflage aus Silikon
fr Pansement interface siliconé
es Capa de contacto con la lesión de suave silicona
nl Zachte siliconen wondcontactlaag
sv Sårkontaktlager med mjuk silikon
it Medicazione di contatto in silicone morbida
fi Pehmeä silikoninen haavan kontaktipinta
pt Camada de contacto com a ferida em silicone macio
da Sårkontaktlag af blødt silikone
el Μολκό στρώμα επαφής τραύματος από σιλίκον
pl Miękka silikonowa warstwa kontaktowa
cs Měkké silikonové kontaktní krytí na rány
hu Lágy szilikon sebfedő réteg

no Sårkontaktlag med mykt silikon
sl Plast iz mehkega silikona na stični strani z rano
bg Мек силиконов слой в контакт с раната
ro Strat de contact cu plaga din silicon moale
sk Vrstva na kontaktné krytie z mäkkého silikónu
tr Yumuşak silikon yara temas tabakası
lt Tiesiogiai ant žaizdos dedamas minkšto silikono tvarstis
lv Mīksta silikona brūces kontaktpārsējs
et Pehme silikooniga kaetud haavavõrk
ru Мягкая силиконовая накладка, контактирующая с раневой поверхностью
hr Kontaktni sloj za ranu od mekog silikona
sr Meka silikonska obloga za rane
is Mjúkt snertilag úr silikoni
ar طبقة السيليكون الملساء الملامسة للجرح

STERILE EO



CE 2797

Manufacturer

Mölnlycke Health Care AB
 Gamlestadvägen 3C, Box 13080
 SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com

The Mölnlycke trademark, name and logo are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies

U.S.A 1-800-882-4582
 Canada 1-800-494-5134

Made in Finland

REF 290510

LOT 20103211

2023-02-28



(01)07323190178841 7
 (17)230228
 (10)20103211



10pcs

MD

1238



Mölnlycke®

Mepitel®

5 x 7.5cm / 2 x 3in

Manufacturer

 Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden



LOT 20103211
2023-02-28
REF 290510



(01)07310792905104
(17)230228
(10)20103211
25589

MD



STERILE EO



2797



7 310792 905104






Рис. 6. Повязка стерильная одноразовая Mepitel® на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac®, типоразмер 5 x 7,5 см

Повязка стерильная одноразовая Meripel® на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac®.
Типоразмер: См. упаковку.

Представитель производителя в РФ: ООО "ЦЕНТР КОСМЕТИКИ СИСТЕМ ЗАРАБОТОК", 127473, город Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2, телефон/факс: 2/30.33/232, Тел.: +7 (499) 361-24-14, +7 (926) 257-99-85.
Производитель: «Mölnlycke Health Care AB», Швеция, Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 Göteborg, Sweden, Сделано в Финляндии.

Регистрационное удостоверение: _____
Годен до: См. упаковку.
Номер партии: См. упаковку.
Кол-во штук: См. упаковку.

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до +30°C, относительной влажности до 75%.

Условия транспортировки:

- кратковременно (до 5 часов) при температуре от -35°C до 63°C, относительной влажности 75%;
- длительно - при температуре от 0°C до 35°C, относительной влажности до 75%.

Инструкцию по применению см. на сайте <https://www.molnlycke.ru>

Дата изготовления: зашифрована в номере LOT, см. инструкцию по применению.

НЕТОКСИЧНО WC-MPL-RU-02-nec.2

CS Mäkké silikonové kontaktní krytí na rány

HU Lágy szilikon sebfező réteg

STERILE EO



CE 2797

Manufacturer

Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080
SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com

The Mölnlycke trademark, name and logo are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies

U.S.A 1-800-882-4582

Canada 1-800-494-5134

Made in Finland

no Sårkontaktlag med mykt silikon

sl Plast iz mehkega silikona na stični strani z rano

bg Мек силиконов слой в контакт с раната

ro Strat de contact cu plaga din silicon moale

sk Vrstva na kontaktné krytie z mäkkého silikónu

tr Yumuşak silikon yara temas tabakası

lt Tiesiogiai ant žaizdos dedamas minkšto silikono tvarstis

lv Mīksta silikona brūces kontaktpārsējs

et Pehme silikooniga kaetud haavavõrk

ru Мягкая силиконовая накладка, контактирующая с раневой поверхностью

hr Kontaktni sloj za ranu od mekog silikona

sr Meka silikonska obloga za rane

is Mjúkt snertilag úr silíkon

ar طبقة السيليكون الملساء الملامسة للجرح

REF 290510

LOT 20103211

2023-02-28



(01)07323190178841

(17)230228

(10)20103211



323190178841

10pcs

MD

1235

Рис. 7. Повязка стерильная одноразовая Meripel® на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac®, типоразмер 5 x 7,5 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вторичная (потребительская) упаковка с русскоязычным стикером.


Mölnlycke®
Mepitel®

5 x 7.5cm / 2 x 3in

Manufacturer

 **Mölnlycke Health Care AB**
 Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

Повязка стерильная одноразовая Mepitel® на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac®.
 Типоразмер: См. упаковку.

Представитель производителя в РФ ООО
 "ЦЕНТР ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМ
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ", 127475, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эл.почта: info@csz.ru
 Тел.: +7 (499) 381-24-14, +7 (926) 287-66-66.
 Производитель: «Mölnlycke Health Care AB», Швеция.
 Mölnlycke Health Care AB Box 13080,
 Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 Göteborg, Sweden.
 Сделано в Финляндии.

Регистрационное удостоверение:
 Годен до: См. упаковку.
 Номер партии: См. упаковку.
 Кол-во штук: См. упаковку.

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до +30°C, относительной влажности до 75%.

Условия транспортировки:
 - кратковременно (до 5 часов) при температуре от -35°C до 63°C, относительной влажности 75%.
 - длительно - при температуре от 0°C до 35°C, относительной влажности до 75%.

Инструкцию по применению см. на сайте <http://www.molnlycke.ru>

Дата изготовления, зашифрована в номере LOT см. инструкцию по применению.

НЕТОКСИЧНО WC-Mp4-RU-02-nv.2



