

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия
для диагностики in vitro

«Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»
производства

Dia Pro Tıbbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (Диа Про Тибби Урюнлер Сан. Ве Тик. А.С.), Турция

Утверждено:

Полное имя: Мокеев Д.В.

Должность: Генеральный директор ООО «Адвенсум»

Название компании: ООО «Адвенсум»

Подпись:

Дата:

Печать:







Вторичная упаковка медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Общий вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Компонент медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro». Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» (4 флакона x 10 мл в уп.) – 1 уп.



Компонент медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации *in vitro*». Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» (4 флакона x 10 мл в уп.) – 1 уп.



Компонент медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4P» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro». Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4P» (4 флакона x 10 мл в уп.) – 1 уп.



Компонент медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro». Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» (4 флакона x 10 мл в уп.) – 1 уп.

Ad ve Soyad / Name and Surname
 Doğum Tarihi / Date of Birth
 İstem Yapılan Birim / Hospital-Service
 Tarih / Date

Across Cell Screen 4 / Across Cell Screen 4P

ABO / Rh

Direkt Coombs / DAT

Yorum / Comment

ANTİJEN TABLOSU / ANTIGEN TABLE

ANTİJEN TABLOSU / ANTIGEN TABLE																													
Verici Donor	Rh Fenotipi Rh Phenotype	Rh						Kell				Duffy		Kidd		Lewis		P	MNS				Luth.		Özel Antijenler Special Antigens	Sonuçlar Test Results			
		D	C	E	c	e	C ^u	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b		IAT	Enz	4°C	
1	19-0423	R ₁ R ₁	+	+	0	0	+	0	+	0	+	+	0	+	+	0	+	+	0	+	+	+	+	0	+	1			
2	19-0424	R ₂ R ₂	+	0	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	+	0	+	+	+	+	0	+	+	0	+	2			
3	19-0425	R ₁ *R ₁	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	+	+	0	+	+	0	+	+	+	0	+	+	+	3			
4	19-0426	rr	0	0	0	+	+	0	+	0	0	+	0	+	+	0	0	+	+	+	0	+	0	0	+	4			
Otokontrol Autocontrol																									Otokontrol Autocontrol				

Eğer kırmızı kan hücreleri proteolitik enzim ile işlem görmüş ise (Across Cell Screen 4P), boyalı sütunlarda bulunan antijenlerin reaksiyonları zayıflamış veya yıkılmış olabilir.
 If the red blood cells are treated with proteolytic enzymes (Across Cell Screen 4P), the shaded columns indicate antigens whose reactivity is weakened or destroyed.

nt : Test edilmedi / Not tested

w : Zayıf / Weak

LOT 0000520 / 0000720
 2020.03.16

CE 0123

Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez / Head Office : Barbaros Mah. Tophanelioğlu Cad. Işık Apt. No:70 / 1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Fabrika / Factory : İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Biv. No:25 / 1 Gebze / Kocaeli / Türkiye

www.diapro.com.tr

Doküman No / Document No : ANTJ-DP-KK-00005

Rev. No / Rev. No: 02

Yayın Tarihi / Release Date : 19.06.2018

Компонент медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro». Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» (4 флакона x 10 мл уп.) – 1 уп.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
медицинского изделия
для диагностики in vitro**

**«Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»
производства**

Dia Pro Tibbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (Диа Про Тибби Урюнлер Сан. Ве Тик. А.С.), Турция

Компонент медицинского изделия «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro». Инструкция по применению (в комплекте с набором и на официальном сайте производителя)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 9
(960-716) л.

Генеральный директор
ООО «Адвенсум»

Д.В. Мокеев

