



**Система маммографическая
рентгеновская цифровая
ОМИКРОН
по ТУ 9442-005-91526802-2015 с
принадлежностями
Исполнение 1**





1.1 Штатив С-образный маммографический MAMMO-GRAPH, ITALRAY S.r.l., Италия





ООО РенМедПром
 127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-06

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
 РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

**ШТАТИВ С - ОБРАЗНЫЙ
 МАММОГРАФИЧЕСКИЙ**

ИЗДЕЛИЕ
 № РМП **05-032-18**

 $\sim 230\text{ В} \pm 10\%$ $50 \pm 1\text{ Гц}$ $4,6\text{ кВА}$
 ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **11 2018**

italray
 Via del Parlamento Europeo 30
 59018 Scandicci (Firenze) ITALY
 Tel. +39 055 7225511
 Fax +39 055 7225612

MAMMO — GRAPH

$\sim$ 220/230/240Vac 50/60Hz 4,6kVA continuous operation
 with intermittent load

SN 1MG057/C2

 2018


CE 0434



ET191-02

1.2 Педаль управления компрессией, ITALRAY S.r.l., Италия





1.3 Рентгеновский излучатель С 339V с рентгеновской трубкой XM 12, I.A.E. SpA, Италия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
С РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКОЙ

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-032-18**

 40кВ, постоянная фильтрация 0.5 мм Вв при 40кВ

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **11.2018**



I.A.E. SpA
Via Filzi, 53
CORMANO (MI) - ITALY

CE 0051

SN

60X139



XM12



0.1 IEC 60336

10000rpm

40 kV



0.3 IEC 60336



06 - 2020 MADE IN ITALY



I.A.E. SpA
Via Filzi, 53
CORMANO (MI) - ITALY

CE 0051

M698X



C339 V

0.5 mm Be

kVp 49



06 2020 MADE IN ITALY



114983

Complies with
AAMI ES60601-1
CSA C22.2 No. 60601-1

CAUTION

Restricted this device to sale by or on an order of
owner of the tube-assembly. This product conforms
to radiation Standards of 21 CFR subchapter J.

D24

24" Full


59.9 cm


1.4 Приемник рентгеновский цифровой: Плоскопанельный цифровой детектор
МАММО1012F 24x30 см, iRay Technology (Shanghai) Ltd, Китай





1.5 Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта: Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант, «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария или Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта: Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





 **РенМедПром**

 **РенМедПром**

127522, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел: (495) 510-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

**АРМ ЛАБОРАНТ
ОСНОВНОЙ БЛОК AWS**

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-032-18**

 $\sim 230\text{ В} \pm 10\%$ 50Гц 220 ВА
ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **11.2018**



ООО РенМедПром

127322, Москва, Рюминская, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТЕГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

**АРМ ЛАБОРАНТ
ЖК МОНИТОР**

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП

05-032-18

АДАС


TV 9442-005-91526802-2015

16BA

Дата выпуска

11.2018

1.6.3 Защитное устройство для оператора, ITALRAY S.r.l., Италия



1.7 Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога: Аппаратно-программный комплекс АРМ Врач, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

АРМ ВРАЧ

СИСТЕМНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК NL

ИЗДЕЛИЕ

№ РМП

05-056-19




~ 230 В ± 10% 50 Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска

09.2019



 **РенМедПром**

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

**АРМ ВРАЧ
ЖК МОНИТОР**

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП

05-056-19



~ 230 В±10% 50Гц 16ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска

09.2019



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ВРАЧ

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 $\sim 230\text{ В} \pm 10\%$ 50Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**

2.1 Автоматизированное рабочее место файл сервер: Аппаратно-программный комплекс АРМ файл сервер, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ФАЙЛ СЕРВЕР

СИСТЕМНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК NL

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 **230 В±10% 50Гц 220 ВА**

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

**АРМ ФАЙЛ СЕРВЕР
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ**

**ИЗДЕЛИЕ
№ РМП 05-056-19**

⚠ ⚡ Ⓢ ~ 230 В±10% 50Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска 09.2019

Всего прошито
и скреплено печатью
27 (двадцать семь) листов
Генеральный директор
ООО «РЕНМЕДПРОМ»
Кудренко О.В.



26.02.2021

Поступ. в банк плат.

26.02.2021

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 196

26.02.2021

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Сорок тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7715864650

КПП 771501001

Сумма

40000-00

Общество с ограниченной ответственностью
"РЕНМЕДПРОМ"

Сч. №

40702810702200002389

Платательщик

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва

БИК

044525593

Сч. №

30101810200000000593

Банк плательщика

Межрегиональное операционное УФК г Москва

БИК

024501901

Сч. №

40102810045370000002

Банк получателя

ИНН 7710537160

КПП 770901001

Сч. №

03100643000000019500

МОУ ФК (Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения л/сч 04951000600)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

06010807200010039110

45381000

0

0

0

0

Гос.пошлина за проведение эксперт.качества,эффект.и безопасн.мед.изделия Система маммограф.
рентген. цифр. ОМИКРОН ТУ9442-005-91526802-2015 с приналд.при внесении изменений в документы,
содерж.в рег.досье мед.изд

Назначение платежа

Подписи

М.П.



Отметки банка

АО «АЛЬФА-БАНК»

Дополнительный офис "Пятницкая" АО "АЛЬФА-БАНК"

119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.40, стр.1

К/сч 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО

БИК 044525593 ИНН 7728168971

ПРИНЯТО

26.02.2021

Документ передан в электронном виде

26.02.2021

Поступ. в банк плат.

26.02.2021

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 197

26.02.2021

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7715864650	КПП 771501001	Сумма	1500-00		
Общество с ограниченной ответственностью "РЕНМЕДПРОМ"		Сч. №	40702810702200002389		
Платательщик АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593		
Банк плательщика Межрегиональное операционное УФК г Москва		Сч. №	30101810200000000593		
Банк получателя ИНН 7710537160 КПП 770901001		БИК	024501901		
МОУ ФК (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения л/сч 04951000600)		Сч. №	40102810045370000002		
Получатель 06010807200010039110 45381000 0 0 0 0 0		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
Государственная пошлина за внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие Система маммографическая рентгеновская цифровая ОМИКРОН по ТУ 9442-005-91526802-2015 с принадлежностями					

Назначение платежа

Подписи



Отметки банка

АО «АЛЬФА-БАНК»

Дополнительный офис "Пятницкая" АО "АЛЬФА-БАНК"
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1
К/сч 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525593 ИНН 7728168971

ПРИНЯТО

26.02.2021

Документ передан в электронном виде

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РЕНМЕДПРОМ»

О.В. Кудренко

«30» 10 2020 г.



Сведения о нормативной документации

**Система маммографическая рентгеновская цифровая
ОМИКРОН по ТУ 9442-005-91526802-2015
с принадлежностями**

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Инв. № дуб.	Подпись и дата

2020

Наименование медицинского изделия:

Система маммографическая рентгеновская цифровая ОМИКРОН по ТУ 9442-005-91526802-2015 с принадлежностями

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНМЕДПРОМ»

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНМЕДПРОМ» Россия, 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп.3; E-Mail: info@renmedprom.ru; Тел/факс: +7 (495) 984-63-12

Уполномоченный представитель производителя:**Сведения о нормативной документации на медицинское изделие:**

Разработка и производство Система маммографическая рентгеновская цифровая ОМИКРОН по ТУ 9442-005-91526802-2015 с принадлежностями имеет сертифицированную систему качества и осуществляется на основании лицензии по производству и техническому обслуживанию медицинской техники:

Подтверждается следующими документами:

- Лицензия № ФС-99-04-004633 от 14 июля 2017 г. на деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;
- Лицензия № 77.99.15.002.Л.000095.04.12 от 27.04.2012 г. на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения, выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №71.ТЦ.04.000.М.000207.04.19 от 16.04.2019 г., действительное до 17.04.2024 г., выданное Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;
- Нормативный документ Система маммографическая рентгеновская цифровая ОМИКРОН с принадлежностями. Технические условия ТУ 9442-005-91526802-2015 срок действия: бессрочно.
- Руководства по эксплуатации: № СМР-005-001 РЭ. Исполнение 1, № СМР-005-002 РЭ. Исполнение 2, № СМР-005-003 РЭ. Исполнение 3, № СМР-005-004 РЭ. Исполнение 4.

1. Система маммографическая рентгеновская цифровая ОМИКРОН по ТУ 9442-005-91526802-2015 с принадлежностями соответствует национальным стандартам РФ на продукцию:

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.	Инв. № дуб.
Подпись и дата	Подпись и дата

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010,
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013,
ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014,
ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2013,
ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014,
ГОСТ Р МЭК 62304-2013,
ГОСТ Р МЭК 62220-1-2-2010,
ГОСТ Р МЭК 62366-2013,
ГОСТ Р 50444-92.

Подтверждается следующими документами:

- Акт оценки результатов технических испытаний медицинского изделия № 2020-501.1 от 07.12.2020 г., выполненный ИЛ АО «НИИМТ», Москва (№ РОСС RU.0001.517966).
- Программа технических испытаний № 2020-501.1 ПМ от 20.11.2020 г. разработанная ИЛ АО «НИИМТ», Москва (№ РОСС RU.0001.517966).
- Протокол технических испытаний № 2020-501.1 от 07.12.2020 г., выполненный ИЛ АО «НИИМТ», Москва (№ РОСС RU.0001.517966).
- Протокол испытаний на электромагнитную совместимость № 2020-501.1.206 от 07.12.2020 г., выполненный ИЛ АО «НИИМТ», Москва (№ РОСС RU.0001.517966).

б)

ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ ISO 10993-18-2011, «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», МЗ СССР, 1987; МУ 1.1.037-95 Биотестирование продукции из полимерных и других материалов. ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность», ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Подтверждается следующими документами:

Заключения с № 3119.015Р по № 3127.015Р от 26 июня 2015. Испытательная лаборатория «Испытательный Лабораторный Центр ФГБУН НИИ ФХМ

Изна. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Изна № дуб.	Подпись и дата

ФМБА России», аккредитация № РОСС RU.0001.21ИМ33 от 5 сентября 2012 г.

Классификационные сведения по Приказу Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2012 №4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

191110

Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая

Описание кода:

Комплект изделий, предназначенных для генерации рентгеновских изображений груди с использованием цифровых технологий получения и отображения изображений. Используется для оптимизации способности пользователя визуально оценивать анатомию и функционирование кровеносных и лимфатических сосудов груди. Часто называется цифровой маммографической системой (DMS) и используется для скрининга рака молочной железы и во время процедур биопсии (для размещения, например, маркеров для биопсии или стереотаксической биопсии). Разработан для получения двумерных (2-D) рентгеновских изображений, однако может включать программное обеспечение для обработки нескольких изображений и создания трехмерного (3-D) изображения/модели (томографическая реконструкция, томосинтез).


Класс потенциального риска применения медицинского изделия, установлен в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, пункт 4.9.1 Приказа МЗ РФ от 06.06.2012 №4н. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

26

Комплект документов на Система маммографическая рентгеновская цифровая ОМИКРОН по ТУ 9442-005-91526802-2015 с принадлежностями для регистрации подготовлен в соответствии с правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416), пунктами 9 (Заявление о регистрации) и 10 (комплект документов).

Всего прошито
и скреплено печатью
4 (четыре) листов
Генеральный директор
ООО «РЕНМЕДПРОМ»
Кудренко О.В

**Система маммографическая
рентгеновская цифровая
ОМИКРОН
по ТУ 9442-005-91526802-2015 с
принадлежностями
Исполнение 4**







ВНИМАНИЕ!


Высокое напряжение!
Высокая мощность!
Ввод питания.

Не снимайте защитный кожух
ранее, чем через 5 минут
после отключения питания.



1.1 Штатив С-образный маммографический MAMMO-GRAPH, ITALRAY S.r.l., Италия







127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

ШТАТИВ КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ
МАММОГРАФИЧЕСКИЙ

ИЗДЕЛИЕ № РМП **05-056-19**

 $\sim 230 \text{ В} \pm 10\%$ $50 \pm 1 \text{ Гц}$ $4,6 \text{ кВА}$

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09 2019**



MEDRAY
Digital Radiology

Vasil Levski 85 Str., district Vrabnitsa,
Sofia-1261, BULGARIA
www.medray.bg
+359 2 444 12 12
+359 2 444 19 19



MAMMO - R DR

220/230/240Vac 50/60Hz 4,6kVA

MR-005/0122-01

$\sim$
REF

PN

1929104785

SN

M20-242-127497825

 2020




1.2 Пульт управления рентгеновского питающего устройства штатива
кольцеобразного маммографического MAMMO-R DR, «Медрей» ООД (MEDRAY
LTD), Болгария








1.3 Педаль управления компрессией, LINAK (Линак), Дания или Китай





1.4. Педаль управления штативом, LINAK (Линак), Дания или Китай







1.5. Рентгеновский излучатель С 339V с рентгеновской трубкой XM 12, «I.A.E. SpA», Италия



1.6 Приемник рентгеновский цифровой: Плоскопанельный цифровой детектор
FLAT DR 24x30 см, производства «Медрей» ООД (MEDRAY LTD) Болгария



1.7 Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта: Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант, «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария
или Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта: Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия







 **РенМедПром**

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

**АРМ ЛАБОРАНТ
ЖК МОНИТОР**


ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-032-18**

 ~ 230 В±10% 50Гц 16ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **11.2018**

1.8.3 Защитное устройство для оператора, «Медрей» ООД (MEDRAY LTD)
Болгария



DR MEDRAY
Digital Radiology

Total Lead 0.35 mm Digital Radiology
Model: DR-035-01
www.medray.com
P.O. Box 1212
P.O. Box 1212

x-ray protection screen
0.3 mm Pb
IR-074-023-01

REF
SN M19-058-80655778

CE 2019

ООО РенМедПром
127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

ИЗДЕЛИЕ № РМП **05-056-19**

0,3мм Pb

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**

ОМИКРОН

1.9 Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога: Аппаратно-программный комплекс АРМ Врач, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

АРМ ВРАЧ

СИСТЕМНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК NL

**ИЗДЕЛИЕ
№ РМП**

05-056-19



~ 230 В ± 10% 50 Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска

09.2019



 **РенМедПром**

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

**АРМ ВРАЧ
ЖК МОНИТОР**

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП

05-056-19



~ 230 В±10% 50Гц 16ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска

09.2019



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ВРАЧ

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 $\sim 230 \text{ В} \pm 10\%$ 50Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**

2.1 Автоматизированное рабочее место файл сервер: Аппаратно-программный комплекс АРМ файл сервер, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ФАЙЛ СЕРВЕР

СИСТЕМНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК NL

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 $\sim 230 \text{ В} \pm 10\%$ 50Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**

 **РенМедПром**

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

**АРМ ФАЙЛ СЕРВЕР
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ**

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 $\sim 230\text{ В} \pm 10\%$ 50Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

**ПЛАСТИНА ДЛЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ**

**ИЗДЕЛИЕ
№ РМП 05-056-19**

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска 09.2019

2.3 Пластина для геометрического увеличения и компрессионная пластина для геометрического увеличения, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

**КОМПРЕССИОННАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ**

**ИЗДЕЛИЕ
№ РМП 05-056-19**

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска 09.2019

2.4 Пластина для геометрического увеличения и компрессионная пластина для прицельных снимков, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

КОМПРЕССИОННАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ
ПРИЦЕЛЬНЫХ СНИМКОВ

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**


ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**


Всего прошито
и скреплено печатью
33 (тридцать три) листов
Генеральный директор
ООО «РЕНМЕДПРОМ»
Кудренко О.В.




**Система маммографическая
рентгеновская цифровая
ОМИКРОН
по ТУ 9442-005-91526802-2015 с
принадлежностями
Исполнение 3**



1.1 Штатив С-образный маммографический MAMMO-GRAPH, ITALRAY S.r.l., Италия







127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

ШТАТИВ КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ
МАММОГРАФИЧЕСКИЙ

ИЗДЕЛИЕ № РМП **05-056-19**

 ~ 230 В ± 10% | 50 ± 1 Гц | 4,6 кВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09 2019**



MEDRAY

Digital Radiology

Vasil Levski 85 Str., district Vrabnitsa,
Sofia-1261, BULGARIA
www.medray.bg
+359 2 444 12 12
+359 2 444 19 19



MAMMO - R DR

220/230/240Vac 50/60Hz 4,6kVA

~
REF

MR-005/0122-01

PN

1929104785

SN


M20-242-127497825



2020




1.2 Пульт управления рентгеновского питающего устройства штатива
кольцеобразного маммографического MAMMO-R DR, «Медрей» ООД (MEDRAY
LTD), Болгария









1.3 Педаль управления компрессией, LINAK (Линак), Дания или Китай






1.4. Педаль управления штативом, LINAK (Линак), Дания или Китай






1.5. Рентгеновский излучатель С 339V с рентгеновской трубкой XM 12, «I.A.E. SpA», Италия





1.6 Приемник рентгеновский цифровой: Плоскопанельный цифровой детектор
МАММО1012F 24х30 см, iRay Technology (Shanghai) Ltd, Китай





1.7 Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта: Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант, «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария
или Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта: Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия







 **РенМедПром**

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

**АРМ ЛАБОРАНТ
ЖК МОНИТОР**

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-032-18**

 ~ 230 В ± 10% | 50 Гц | 16 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **11.2018**

1.8.3 Защитное устройство для оператора, «Медрей» ООД (MEDRAY LTD)
Болгария





MEDRAY
Digital Radiology

Model: S-Lincoln 03, 3m, digital radiography
Serial: 1201, plus, 1201-01
Manufacturer: Medray
+86 21 444 1212
+86 21 444 1212



x-ray protection screen

0.3 mm Pb

IR-074-023-01

REF

SN

M19-058-80655778



2019



ООО РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

ИЗДЕЛИЕ № РМП **05-056-19**



0,3мм Pb

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**

ОМИКРОН

1.9 Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога: Аппаратно-программный комплекс АРМ Врач, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ВРАЧ

СИСТЕМНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК NL

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП

05-056-19



~ 230 В ± 10% | 50 Гц | 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска

09.2019



ООО РенМедПром
127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ВРАЧ
ЖК МОНИТОР

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

$\pm \Delta$ $\sim 230 \text{ В} \pm 10\%$ 50Гц 16ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ **ОМИКРОН**

АРМ ВРАЧ

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 $\sim 230 \text{ В} \pm 10\%$ 50Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**

2.1 Автоматизированное рабочее место файл сервер: Аппаратно-программный комплекс АРМ файл сервер, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ФАЙЛ СЕРВЕР

СИСТЕМНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК NL

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 **~ 230 В±10% 50Гц 220 ВА**

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ФАЙЛ СЕРВЕР
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП 05-056-19

⚡ ⚠ Ⓢ ~ 230 В±10% 50Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска 09.2019



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**


**ПЛАСТИНА ДЛЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ**

**ИЗДЕЛИЕ
№ РМП 05-056-19**

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска 09.2019

2.3 Пластина для геометрического увеличения и компрессионная пластина для геометрического увеличения, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

**КОМПРЕССИОННАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ**

**ИЗДЕЛИЕ
№ РМП 05-056-19**

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска 09.2019

2.4 Пластина для геометрического увеличения и компрессионная пластина для прицельных снимков, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

КОМПРЕССИОННАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ
ПРИЦЕЛЬНЫХ СНИМКОВ

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**


ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**

Всего прошито
и скреплено печатью
34 (тридцать) листов
Генеральный директор
ООО «РЕНМЕДПРОМ»
Кудренко О.В.




**Система маммографическая
рентгеновская цифровая
ОМИКРОН
по ТУ 9442-005-91526802-2015 с
принадлежностями
Исполнение 2**



1.1 Штатив С-образный маммографический MAMMO-GRAPH, ITALRAY S.r.l., Италия





ООО РенМедПром
 127322 Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-06

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
 РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

**ШТАТИВ С - ОБРАЗНЫЙ
 МАММОГРАФИЧЕСКИЙ**

ИЗДЕЛИЕ
 № РМП **05-032-18**

 $\sim 230\text{ В} \pm 10\%$ $50 \pm 1\text{ Гц}$ $4,6\text{ кВА}$
 ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **11 2018**

italray

Via del Parlamento Europeo 9/D
 50018 Scandicci (Firenze) ITALY
 Tel. +39 055 7228511
 Fax +39 055 7228612

MAMMO — GRAPH

$\sim$ 220/230/240Vac 50/60Hz 4,6kVA continuous operation
 with intermittent load

SN 1MG057/C2


 2018


CE 0434




ET191-02

1.2 Педаль управления компрессией, ITALRAY S.r.l., Италия





1.3 Рентгеновский излучатель С 339V с рентгеновской трубкой ХМ 12, I.A.E. SpA, Италия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
С РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКОЙ

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-032-18**

 40кВ, постоянная фильтрация 0,5 мм Be при 40кВ

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **11.2018**



I.A.E. SpA
Via Filzi, 53
CORMANO (MI) - ITALY

CE 0051

SN 60X139

XM12

0.1 IEC 60336

10000rpm

40 kV

0.3 IEC 60336

06 - 2020 MADE IN ITALY



I.A.E. SpA
Via Filzi, 53
CORMANO (MI) - ITALY

CE 0051

M698X

C339 V

0.5 mm Be

kVp 49

06 2020 MADE IN ITALY




E114983

Complies with
AAMI ES60601-1
CSA C22.2 No. 60601-1


CAUTION


Restricted this device to sale by or on an order of
the tube-assembly. This product conforms
to the radiation Standards of 21 CFR subchapter J.


1.4 Приемник рентгеновский цифровой: Плоскопанельный цифровой детектор FLAT DR 24x30 см, производства «Медрей» ООД (MEDRAY LTD) Болгария



1.5 Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта: Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант, «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария
или Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта: Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия









 **РенМедПром**

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

**АРМ ЛАБОРАНТ
ЖК МОНИТОР**


ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-032-18**

 ~ 230 В ± 10% 50 Гц 16 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **11.2018**

1.6.3 Защитное устройство для оператора, ITALRAY S.r.l., Италия



1.7 Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога: Аппаратно-программный комплекс АРМ Врач, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ВРАЧ

СИСТЕМНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК NL

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП

05-056-19



~ 230 В ± 10% 50 Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска

09.2019



 **РенМедПром**

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

**АРМ ВРАЧ
ЖК МОНИТОР**

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 ~ 230 В ± 10% 50 Гц 16 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015
Дата выпуска **09.2019**



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ВРАЧ

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 ~ 230 В±10% 50Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**

2.1 Автоматизированное рабочее место файл сервер: Аппаратно-программный комплекс АРМ файл сервер, ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН

АРМ ФАЙЛ СЕРВЕР

СИСТЕМНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК NL

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП **05-056-19**

 ~ 230 В ± 10% | 50 Гц | 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска **09.2019**

 **РенМедПром**

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ ЦИФРОВАЯ ОМИКРОН**

**АРМ ФАЙЛ СЕРВЕР
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ**

**ИЗДЕЛИЕ
№ РМП 05-056-19**

 $\sim 230 \text{ В} \pm 10\%$ 50Гц 220 ВА

ТУ 9442-005-91526802-2015

Дата выпуска 09.2019

Всего прошито
и скреплено печатью
26 (двадцать шесть) листов
Генеральный директор
ООО «РЕНМЕДПРОМ»
Кудренко О.В

