



Общество с ограниченной ответственностью "ИмДи-спектр"
630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р.п. Кольцово, 2а
Тел./факс: (383) 336 76 23, 336 51 08, e-mail: imdi@ngs.ru

ИмДи-Токсо –IgM

Набор реagens для иммуноферментного выявления
антител класса М к *Toxoplasma gondii*

СОСТАВ:

Иммуносорбент

К+ - контрольный положительный образец, инактивированный

К- - контрольный отрицательный образец, инактивированный

Кг - конъюгат

РБР-С - буферный раствор для разведения сывороток

РБР-К - буферный раствор для разведения конъюгата

ФСБ-Т(концентратх25) - 25-кратный концентрат фосфатно – солевого буферного раствора

БРС - буферный раствор для субстрата

ТМБ - хромоген: тетраметилбензидин

Стоп – реагент

- 1 шт.

- 1 фл., 1,3 мл

- 1 фл., 1,5 мл

- 1 фл., 0,75 мл

- 1 фл., 11,0 мл

- 1 фл., 13,0 мл

- 1 фл., 26,0 мл

- 1 фл., 13,0 мл

- 1 фл., 0,7 мл

- 1 фл. 6,0 мл

Количество определений 12 x 8

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ



Директор ООО "ИмДи-спектр"

Т.А. А.А. Кривенчук

14.06.2012.



Общество с ограниченной ответственностью "ИмДи-спектр"
630059, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, в.п. Колыново, 2а
Тел./факс: (383) 336 76 23, 336 51 08, e-mail: imdi@ngs.ru

ИмДи-Токсо-IgM

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
антител класса М к *Toxoplasma gondii*

СОСТАВ:

Иммуносорбент	- 1 шт.
К+ - контрольный положительный образец, инактивированный	- 1 фла., 1,3 мл
К- - контрольный отрицательный образец, инактивированный	- 1 фла., 1,3 мл
Кг - конъюгат	- 1 фла., 0,75 мл
РВР-С - буферный раствор для разведения сыворотки	- 1 фла., 11,0 мл
РВР-К - буферный раствор для разведения конъюгата	- 1 фла., 13,0 мл
ФС-Б-Т(концентратх25) - 25-кратный концентрат фосфата - солевого буферного раствора	- 1 фла., 26,0 мл
БРС - буферный раствор для субстрата	- 1 фла., 13,0 мл
ГМК - хромоген тетраметилбензидин	- 1 фла., 0,7 мл
Стар - реагент	- 1 фла., 6,0 мл
Количество определений	12 x В

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
АНТИТЕЛ КЛАССА М К *Toxoplasma gondii*



Директор ООО "ИмДи-спектр"

[Signature]

Н. А. Красенчук

24.06.2014г.

D-2517

Серия	17
Дата изготовления	18.03.2014г
Годен до:	18.03.2015г

ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
И САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ



Директор

ООО "Инда-спектр"

[Signature]

Н.А. Кривенчук
24.06.2014г.

Регистрационный № _____

Лицензия _____ до _____

Хранить в недоступном для детей месте
При температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!

ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
И САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ



Директор

ООО «Имди-спектр»

И. Л. Кривенчук

24.06.2012.