

IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ) [REF] ВИ 12-35.1

ТУ 21.20.23-098-9456873-5-2021

Набор реагентов для иммуноферментного
определения суммарных антител

IgG/IgM/IgA к вирусу
SARS-CoV-2(COVID-19) в сыворотке (плазме) крови
человека

«IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)»
Состав набора:

только для in vitro диагностики

LOT серия:
004


Дата выпуска:
2020-08

Годен до:
2022-08

АО "Витал Девелопмент
Корпорейшн", Россия 194356
Санкт-Петербург, Дорога в
Каменку, д.56, лит А
тел: (812) 702-10-86

- | | |
|---|--------|
| 1. Микропланшет | 1 упак |
| 2. Отрицательный контроль(К-) | 1 фл. |
| 3. Положительный контроль(К+) | 1 фл. |
| 4. Конъюгат | 1 фл. |
| 5. Буфер А | 1 фл. |
| 6. Буфер П | 1 фл. |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 9. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 10. Плёнка для заклеивания микропланшета | 2 шт. |
| 11. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 12. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт. |





IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ) [REF] ВИ 12-35.2

РУ №
ТУ 21.20.23-098-94568-735-2021

Набор реагентов для иммуноферментного
определения суммарных антител

IgG/IgM/IgA к вирусу

SARS-CoV-2(COVID-19) в сыворотке (плазме) крови
человека

«IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)»

Состав набора:

LOT

серия:
004



Дата выпуска:
2020-08




Годен до:
2022-08

АО "Витал Девелопмент
Корпорейшн", Россия 194356
Санкт-Петербург, Дорога в
Каменку, д.56, лит А
тел:(812)702-10-86

- | | |
|---|--------|
| 1. Микропланшет | 1 упак |
| 2. Отрицательный контроль (К-) | 1 фл. |
| 3. Положительный контроль №1(K1+) | 2 фл. |
| 4. Положительный контроль №2(K2+) | 1 фл. |
| 5. Конъюгат | 1 фл. |
| 6. Буфер А | 1 фл. |
| 7. Буфер Г | 1 фл. |
| 8. Раствор ТМБ | 1 шт. |
| 9. Стоп-реагент | 2 шт. |
| 10. Пакет закрывающийся | 2 шт. |
| 11. Плёнка для заклеивания микропланшета | 16 шт |
| 12. Ванночки для внесения реагентов | |
| 13. Одноразовые наконечники для дозаторов | |





Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 4 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г.Плехов



2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ ТАРЫ

**Набор реагентов для иммуноферментного определения
Суммарных антител IgG/IgM/IgA к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19)
в сыворотке (плазме) крови человека
«IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)»
ТУ 21.20.23-096-94568735-2021**

IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)
Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных
антител IgG/IgM/IgA к вирусу
SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке (плазме) крови человека
ТУ 21.20.23-096-94568735-2021

LOT Серия XXXX

 Годен до YYYY-XX

Наборов в коробке: XX шт.

Масса нетто набора: XX г.

Масса нетто: XX г.

Масса брутто: XX г.

 **АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,**
Дорога в Каменку, дом 56, литера А

 **+2-8°C**



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 2 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ) REF ВИ 12-35.1

РУ №
ТУ 21.20.23-098-94568735-2021

Набор реагентов для иммуноферментного
определения суммарных антител

IgG/IgM/IgA к вирусу
SARS-CoV-2(COVID-19) в сыворотке (плазме) крови
человека

«IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)»
Состав набора:

LOT

серия:
004



Дата выпуска:
2020-08



Годен до:
2022-08

АО "Витал Девелопмент
Корпорейшн", Россия 194356
Санкт-Петербург, Дорога в
Каменку, д.56, лит А
тел.: (812) 702-10-86

- | | |
|---|--------|
| 1. Микропланшет | 1 упак |
| 2. Отрицательный контроль(К-) | 1 фл. |
| 3. Положительный контроль(К+) | 1 фл. |
| 4. Конъюгат | 1 фл. |
| 5. Буфер А | 1 фл. |
| 6. Буфер П | 1 фл. |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 9. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 10. Плёнка для заклеивания микропланшета | 2 шт. |
| 11. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 12. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт |



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Микропланшет
с иммобилизованным
SARS-CoV-2

IVD
LOT 004

Готов к использованию
Годен до: 2022-08



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Конъюгат

IVD
LOT 004

14 мл
Готов к использованию
Годен до: 2022-08



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Буфер А

IVD
LOT 004

18 мл
Готов к использованию
Годен до: 2022-08



Раствор ТМБ

14 мл

IVD Готов к использованию
LOT 024

Годен до: 2022-08



Стоп-реагент

14 мл

IVD Готов к использованию
LOT 046

Годен до: 2022-08



Буфер П

Буфер для промывки(20X)
только для in vitro диагностики

IVD 50 мл

Развести в 20 раз

LOT 041

Годен до:
2022-08



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Положительный контроль(К+)

LOT 004 1 мл IVD

Годен до: 2022-08 Готов к использованию
Антител к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствует



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Отрицательный контроль(К-)

LOT 004 1 мл IVD

Годен до: 2022-08 Готов к использованию
Антител к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствует



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН ДИРЕКТОР
А.Г. ПЛЕХОВ



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ) REF ВИ 12-35.2

РУ №

ТУ 21.20.25-098-94568735-2021

Набор реагентов для иммуноферментного
определения суммарных антител

IgG/IgM/IgA к вирусу

SARS-CoV-2(COVID-19) в сыворотке (плазме) крови
человека

«IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)»

Состав набора:

только для in vitro диагностики

LOT серия:
004

Дата выпуска:
2020-08

Годен до:
2022-08

АО "Витал Девелопмент
Корпорэйшн", Россия 194356
Санкт-Петербург, Дорога в
Каменку, д.56, лит А
тел:(812)702-10-86

1. Микропланшет 1 упак
2. Отрицательный контроль(К-) 1 фл.
3. Положительный контроль №1(K1+) 2 фл.
4. Положительный контроль №2(K2+) 1 фл.
5. Конъюгат 1 фл.
6. Буфер А 1 фл.
7. Буфер П 1 фл.
8. Раствор ТМБ 1 фл.
9. Стоп-реагент 1 шт.
10. Пакет закрывающийся 2 шт.
11. Плёнка для заклеивания микропланшета 2 шт.
12. Ванночки для внесения реагентов 16 шт
13. Одноразовые наконечники для дозаторов



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Микропланшет
с иммобилизованным
SARS-CoV-2

IVD Готов к использованию
LOT 004
Годен до: 2022-08



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Конъюгат

IVD Готов к использованию
LOT 004
Годен до: 2022-08



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Буфер А

IVD Готов к использованию
LOT 004
Годен до: 2022-08



Раствор ТМБ

14 мл

IVD Готов к использованию
LOT 024
Годен до: 2022-08



Стоп-реагент

14 мл

IVD Готов к использованию
LOT 046
Годен до: 2022-08



Буфер П

Буфер для промывки(20X)
только для in vitro диагностики

IVD 50 мл
Развести в 20 раз

LOT 041
Годен до: 2022-08



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Положительный контроль №1(K1+)

LOT 004 1 мл
Годен до: 2022-08 Готов к использованию



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Положительный контроль №2(K2+)

LOT 004 1 мл
Годен до: 2022-08 Готов к использованию



IgG/IgM/IgA-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)

Отрицательный контроль(К-)

LOT 004 1 мл
Годен до: 2022-08 Готов к использованию



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

