


Общий вид потребительской упаковки набора реагентов «ДНК-Ткань-М»





ООО «ТестГен»
432072, РФ, г. Ульяновск
44-й проезд Инженерный, дом. 9, офис 13
+7 499 705 03 75
info@testgen.ru / www.testgen.ru

Вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-50» на 50 выделений

Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека
из фиксированных в формалине и заключенных в
парафин тканей «ДНК-Ткань-М»
по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019

вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-50» на 50 выделений

Состав набора:

 202301-07

 2023-01

 2024-01

 50

 15-25°C

 IVD

Лизирующий раствор	1 флакон, 10 мл
Буфер для связывания ДНК	1 флакон, 15 мл
Раствор для промывки №1	1 флакон, 25 мл
Раствор для промывки №2	1 флакон, 15 мл
Раствор для разведения	
протенназы К	1 флакон, 2,5 мл
Протенназа К	1 флакон, 50 мг
Элюент	1 флакон, 5 мл
Магнитные частицы, МЧ	1 пробирка, 600 мкл

РУ № РЗН 2021/14273 от 06.05.2021

Только для in vitro диагностики


Только для профессионального применения

NOTE 9
AD CAMERA









REDNOTE 9
AI QUAD CAMERA

**Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека
из фиксированных в формалине и заключенных в
парафин тканей «ДНК-Ткань-М»
по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019**

вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений

Состав набора:

	202301-08	Лизирующий раствор	1 флакон, 20 мл
	2023-01	Буфер для связывания ДНК	1 флакон, 30 мл
	2024-01	Раствор для промывки №1	1 флакон, 50 мл
	100	Раствор для промывки №2	2 флакона, по 15 мл
	15-25°C	Раствор для разведения протеиназы К	1 флакон, 5 мл
		Протеиназа К	1 флакон, 100 мг
		Элюент	1 флакон, 10 мл
		Магнитные частицы, МЧ	1 пробирка, 1200 мкл

ПУ № РЗН 2021/14273 от 08.05.2021
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения








TE-9
CAMERA





Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека
из фиксированных в формалине и заключенных в
парафин тканей «ДНК-Ткань-М»
по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019

**Вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений
с магнитным штативом**

Состав набора:

Лизирующий раствор	1 флакон, 20 мл
Буфер для связывания ДНК	1 флакон, 30 мл
Раствор для промывки №1	1 флакон, 50 мл
Раствор для промывки №2	2 флакона, по 15 мл
Протеиназа К	1 флакон, 5 мл
Элюент	1 флакон, 100 мл
Магнитные частицы, МЧ	1 флакон, 10 мл
Магнитный штатив	1 пробирка, 1200 мкл
	1 шт.

LOT 202301-09
2023-01
2024-01
100
15-25°C
iVD


РУ № РЗН 2021/14273 от 06.05.2021
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения



NOTE 9
D CAMERA








REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA









Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(*двадцать две*) листов
Должность: руководитель отдела сертификации
(по Доверенности №95/ от 30.12.2022 г.)

Халипова Л.М. *Л.М.*






"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель отдела сертификации
ООО "ТестГен"
Халилова Л.М.
31 января 2023 г.
М. П.



«Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека из фиксированных в формалине и заключенных в парафин тканей "ДНК-Ткань-М" по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019»
(ПУ № РЗН 2021/14273 от 06.05.2021)

Макет этикеток первичной упаковки

Вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-50» на 50 выделений
Размер 45x70 мм



Размер 43x25 мм



Макет этикетки на крышке пробирки
Размер 9x5 мм


Макет этикетки на пробирке
Размер 9x25 мм

МЧ

«ДНК-Ткань-М-50»
Магнитные частицы
600 мкл
Лот: ГТГТММ-ХХ



Вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений
Размер 45x70 мм

 "ДНК-Ткань-М-100" IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений  Буфер для связывания ДНК 30 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХ Срок годности: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С Перед применением перемешать!	 "ДНК-Ткань-М-100" IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений Лизирующий раствор 20 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Срок годности: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С Перед применением перемешать!
 "ДНК-Ткань-М-100" IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений  Раствор для промывки №1 50 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Годен до: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С; Дата разведения: _____ Срок годности после разведения - 6 мес. Перед применением добавить 25 мл этилового спирта (95%)!	 "ДНК-Ткань-М-100" IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений Раствор для промывки №2 15 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Годен до: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С; Дата разведения: _____ Срок годности после разведения - 6 мес. Перед применением добавить 60 мл этилового спирта (95%)!

Размер 43x25 мм


 «ДНК-Ткань-М-100» IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений Раствор для разведения протеиназы К 5 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Срок годности: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С	 «ДНК-Ткань-М-100» IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений  Протеиназа К 100 мг Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Срок годности: ГТТГ-ММ; Условия хранения: не выше - 18 °С Дата разведения: _____ Срок годности после разведения - 6 мес. Перед применением добавить раствор для разведения!	 «ДНК-Ткань-М-100» IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений Элюент 10 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Срок годности: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С
---	---	---

Макет этикетки на крышке пробирки
Размер 9x5 мм

Макет этикетки на пробирке
Размер 9x25 мм

МЧ

«ДНК-Ткань-М-100»
Магнитные частицы
1200 мкл
Лот: ГТТГММ-ХХ



Вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом
Размер 45x70

"ДНК-Ткань-М-100" IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом ! Буфер для связывания ДНК 30 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХ Срок годности: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С Перед применением перемешать!	"ДНК-Ткань-М-100" IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом Лизирующий раствор 20 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Срок годности: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С Перед применением перемешать!	"ДНК-Ткань-М-100" IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом ! Раствор для промывки №1 50 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Годен до: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С; Дата разведения: _____ Срок годности после разведения - 6 мес. Перед применением добавить 25 мл этилового спирта (95%)!
"ДНК-Ткань-М-100" IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом Раствор для промывки №2 15 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Годен до: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С; Дата разведения: _____ Срок годности после разведения - 6 мес. Перед применением добавить 60 мл этилового спирта (95%)!		

Размер 43x25

«ДНК-Ткань-М-100» IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом Раствор для разведения протеиназы К 5 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Срок годности: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С	«ДНК-Ткань-М-100» IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом ! ⚠ Протеиназа К 100 мг Перед применением добавить раствор для разведения! Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Срок годности: ГТТГ-ММ; Условия хранения: не выше -18 °С Дата разведения: _____ Срок годности после разведения - 6 мес.	«ДНК-Ткань-М-100» IVD вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом Элюент 10 мл Номер серии (лот): ГТТГММ-ХХХ Срок годности: ГТТГ-ММ Условия хранения: 15-25 °С
--	--	--

**Макет этикетки на
крышке пробирки**
Размер 9x5 мм

Макет этикетки на пробирке
Размер 9x25 мм

МЧ

«ДНК-Ткань-М-100»
Магнитные частицы
1200 мкл
Лот: ГТТГММ-ХХ



Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

Вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-50» на 50 выделений

Размер 80x80

Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека из фиксированных в формалине и заключенных в парафин тканей "ДНК-Ткань-М" по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019

вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-50» на 50 выделений

LOT	ГТТГММ-XXX	Состав набора:
	ГТТГ-ММ	Лизирующий раствор 1 флакон, 10 мл
	ГТТГ-ММ	Буфер для связывания ДНК 1 флакон, 15 мл
	50	Раствор для промывки №1 1 флакон, 25 мл
	15-25 °C	Раствор для промывки №2 1 флакон, 15 мл
		Раствор для разведения протеиназы К 1 флакон, 2,5 мл
		Протеиназа К 1 флакон, 50 мг
		Элюент 1 флакон, 5 мл
		Магнитные частицы, МЧ 1 пробирка, 600 мкл

ПУ № РЗН 2021/14273 от 06.05.2021
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

Вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений

Размер 80x80

Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека из фиксированных в формалине и заключенных в парафин тканей "ДНК-Ткань-М" по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019

вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений

LOT	ГТТГММ-XXX	Состав набора:
	ГТТГ-ММ	Лизирующий раствор 1 флакон, 20 мл
	ГТТГ-ММ	Буфер для связывания ДНК 1 флакон, 30 мл
	100	Раствор для промывки №1 1 флакон, 50 мл
	15-25 °C	Раствор для промывки №2 2 флакона, по 15 мл
		Раствор для разведения протеиназы К 1 флакон, 5 мл
		Протеиназа К 1 флакон, 100 мг
		Элюент 1 флакон, 10 мл
		Магнитные частицы, МЧ 1 пробирка, 1200 мкл

ПУ № РЗН 2021/14273 от 06.05.2021
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

Вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом

Размер 80x80


Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека
из фиксированных в формалине и заключенных в
парафин тканей "ДНК-Ткань-М"
по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019

вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений
с магнитным штативом

LOT	ПТГТММ-XXX	Состав набора:	
	ПТГТ-ММ	Лизирующий раствор	1 флакон, 20 мл
		Буфер для связывания ДНК	1 флакон, 30 мл
	ПТГТ-ММ	Раствор для промывки №1	1 флакон, 50 мл
		Раствор для промывки №2	2 флакона, по 15 мл
	100	Раствор для разведения протеиназы К	1 флакон, 5 мл
		Протеиназа К	1 флакон, 100 мг
		Элюент	1 флакон, 10 мл
		Магнитные частицы, МЧ	1 пробирка, 1200 мкл
	15-25 °C	Магнитный штатив	1 шт.
			

РУ № РЗН 2021/14273 от 06.05.2021
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

Макет вторичной (потребительской) упаковки
Информация, нанесенная типографическим методом



Макет этикетки транспортной тары



Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека из фиксированных в формалине и заключенных в парафин тканей «ДНК-Ткань-М» по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019, вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-50» на 50 выделений

Наименование и адрес производителя	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, дом 9, офис 13
Срок годности набора реагентов	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления набора реагентов	год _____ месяц _____
Условия хранения и транспортировки	Хранение. Набор реагентов «ДНК-Ткань-М» в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах поставщика в сухих проветриваемых помещениях. Набор реагентов хранить при комнатной температуре 15-25 °С и относительной влажности воздуха до 90%. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. <u>Протеиназу К следует хранить при температуре не выше -18 °С.</u> Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование. Транспортировать набор реагентов «ДНК-Ткань-М» следует в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор реагентов транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха до 90%. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению набора реагентов находится внутри транспортной тары
Номер серии (лот)	_____
Предупреждения и меры предосторожности в отношении набора реагентов	 
Число единиц набора реагентов в транспортной таре	
Масса нетто/брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,35 кг

**Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека из
фиксированных в формалине и заключенных в парафин тканей
«ДНК-Ткань-М» по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019,
вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений**

Наименование и адрес производителя	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, дом 9, офис 13
Срок годности набора реагентов	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления набора реагентов	год _____ месяц _____
Условия хранения и транспортировки	Хранение. Набор реагентов «ДНК-Ткань-М» в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах поставщика в сухих проветриваемых помещениях. Набор реагентов хранить при комнатной температуре 15-25 °С и относительной влажности воздуха до 90%. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. <u>Протеиназу К следует хранить при температуре не выше -18 °С.</u> Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование. Транспортировать набор реагентов «ДНК-Ткань-М» следует в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор реагентов транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха до 90%. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению набора реагентов находится внутри транспортной тары
Номер серии (лот)	_____
Предупреждения и меры предосторожности в отношении набора реагентов	 
Число единиц набора реагентов в транспортной таре	
Масса нетто/брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,7 кг

Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека из фиксированных в формалине и заключенных в парафин тканей «ДНК-Ткань-М» по ТУ 21.20.23-012-97638376-2019, вариант исполнения «ДНК-Ткань-М-100» на 100 выделений с магнитным штативом

Наименование и адрес производителя	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, дом 9, офис 13
Срок годности набора реагентов	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления набора реагентов	год _____ месяц _____
Условия хранения и транспортировки	Хранение. Набор реагентов «ДНК-Ткань-М» в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах поставщика в сухих проветриваемых помещениях. Набор реагентов хранить при комнатной температуре 15-25 °С и относительной влажности воздуха до 90%. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. <u>Протеиназу К следует хранить при температуре не выше -18 °С.</u> Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование. Транспортировать набор реагентов «ДНК-Ткань-М» следует в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор реагентов транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха до 90%. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению набора реагентов находится внутри транспортной тары
Номер серии (лот)	
Предупреждения и меры предосторожности в отношении набора реагентов	 
Число единиц набора реагентов в транспортной таре	
Масса нетто/брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,75 кг

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа
Должность: руководитель отдела сертификации
(по доверенности №95/01 от 30.12.2022 г.)

Халилова Л.М.

