

ПОДТВЕРЖДАЮ
Супервайзер по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»
Кривенкова К.В.

3 сентября 2018 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:
Линза интраокулярная акриловая однокомпонентная TECNIS® в
системе доставки TECNIS iTes, в различных вариантах исполнения

2018

PCB00
+34.0 D

TECNIS 1-Piece IOL
TECNIS iTec® Preloaded
Delivery System

Johnson & Johnson VISION

2023-05-11

SN 1234568888



PCB00

REF PCB0000340

TECNIS®
1-Piece IOL

DIOPTER: +34.0 D
SUGGESTED "A" CONSTANT:
 Optical Biometry..... **119.3**
 Ultrasound Biometry..... **118.8**
OVERALL DIAMETER (ϕ_T): 13 mm
OPTIC DIAMETER (ϕ_O): 6 mm
USE BY (YYYY-MM-DD): 2023-05-11
SERIAL NUMBER (SN): **1234568888**
MANUFACTURED ON (YYYY-MM-DD): 2018-05-11



One-piece aspheric posterior chamber biconvex IOL,
acrylic with UV absorber, in delivery system

Product of USA



Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place,
Santa Ana, CA 92705 USA

Production site:
AMO Puerto Rico Manufacturing Inc.,
Anasco PR 00610

CE
0344



{01} 02345678912345(17) 230511(11) 180511(21) 1234568888

Z353143 Rev. 01 518

Фото 2 - Линза интраокулярная акриловая однокомпонентная TECNIS® PCB00




Фото 3 – Линза интраокулярная акриловая однокомпонентная TECNIS® PCB00
в системе доставки TECNIS iTec – система доставки




Фото 4 – Линза интраокулярная акриловая однокомпонентная TECNIS® OptiBlue PCB00V
в системе доставки TECNIS iTec – система доставки



Линза интраокулярная акриловая однокомпонентная TECNIS® в системе доставки TECNIS iTec: PCB00

Номер и дата PY: [Number / Date RC]

Назначение: Линза предназначена для визуальной коррекции зрения при афакции у взрослых пациентов, у которых пораженный катарактой хрусталик удален посредством экстракапсулярной экстракции катаракты. Это устройство помещается в капсулярный мешок.



Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. («Джонсон & Джонсон» Сергизал Вижн, Инк.),
1700 East St. Andrew Pl., Santa Ana, California 92705, United States

Уполномоченный
представитель
производителя в РФ:

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Место производства:
Production Site:

[Puerto Rico (USA)] Пуэрто-Рико (США)



Diopter

Диоптрия:

Suggested "A" constant:

Поправочный коэффициент («А»-
константа):

Optical biometry

Оптическая биометрия

Ultrasound biometry

Ультразвук

Overall diameter ($\varnothing_T$):

Общий диаметр ($\varnothing_T$):

Optic diameter ($\varnothing_B$):

Оптический диаметр ($\varnothing_B$):

Use by (YYYY-MM-DD):

Срок годности (TTTT-MM-DD):

Serial number (SN):

Серийный номер (bT):

Manufactured on (YYYY-MM-DD)

Дата производства (TTTT-MM-DD):

ИОЛ однокомпонентная асферическая двояковыпуклая имплантируемая в заднюю камеру: Акрил с ковалентно связанным поглотителем УФ излучения, в системе доставки

STERILE EO



Стерилизовано
этиленоксидом.
Повторное использование
запрещено



Не подлежит повторной
стерилизации



См. инструкции по
применению



Верхний предел температуры



Не использовать, если
упаковка повреждена



Хранить вдали от солнечных
лучей

RxOnly

Для продажи только врачам

Алипогенно
Нетоксично

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 7 листа(ов).

Должность супервайзер по
регистрации

ФИО Кривенкова К.В.

(подпись)

М.П. Джонсон

« 3 » сентября 20 18 года