



ПОДТВЕРЖДАЮ

Супервайзер по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Кривенкова К.В.

2018 г.

**Линза интраокулярная акриловая мультифокальная торическая
однокомпонентная TECNIS®, модели: ZMT 150, ZMT 225, ZMT 300, ZMT 400**

2018

Production Order:
900008071984

Label printed on:
Wednesday, 18 April, 2018
12:01:19

Number of reprint labels: 1

ZMT225
+20.0D^{+4D}SE
2.25D CYL

TECNIS[®]
Multifocal Toric IOL

Johnson & Johnson vision
2022-04-18
SN 8607641804



ZMT225
TORIC (2.25D CYL) MULTIFOCAL (+4D ADD)

REF ZMT225I200

TECNIS[®]
Multifocal Toric IOL

DIOPTER: +20.0D +4D ADDSE 2.25D CYL

SUGGESTED "A" CONSTANT:

Optical Biometry 119.3

Ultrasound Biometry 118.8

OVERALL DIAMETER ($\varnothing_T$): 13 mm

OPTIC DIAMETER ($\varnothing_B$): 6 mm

USE BY (YYYY-MM-DD): 2022-04-18

SERIAL NUMBER (SN): 8607641804

MANUFACTURED ON (YYYY-MM-DD): 2018-04-18


One piece posterior chamber biconvex IOL:

Acrylic aspheric/diffractive multifocal 2.25D cylinder optic with UV absorber.

PRODUCT OF THE NETHERLANDS

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place,
Santa Ana, CA 92705 USA.

Production site:
AMO Groningen BV, van Swietenlaan 5,
9728 NX Groningen, The Netherlands



CE
0344

Reprint label
Order: 900008071984
Quantity: 1
Date: 18-04-2018, 12:01:19
8607641804



(01)06060474543195(17)220418(11)180418(21)8607641804

Z363461 Rev. A Revision Date: 04/2018





Линза интраокулярная акриловая мультифокальная торическая однокомпонентная TECNIS®, модели: ZMT 150

Номер и дата РУ: [Number / Date RC]

Назначение: Линза предназначена для визуальной коррекции зрения при афакии у взрослых пациентов, у которых пораженный катарактой хрусталик удален посредством экстракапсулярной экстракции катаракты. Это устройство помещается в капсулярный мешок.



Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. («Джонсон & Джонсон» Сергезикал Вижн, Инк.),
1700 East St. Andrew Pl., Santa Ana, California 92705, United States

Уполномоченный
представитель
производителя в РФ:

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Место производства:

Production Site: [The Netherlands] Нидерланды

Diopter

Диоптрия:

Suggested "A" constant:

Поправочный коэффициент («А»-
константа):

Optical biometry:

Оптическая биометрия

Ultrasound biometry:

Ультразвук

Overall diameter ($\varnothing_T$):

Общий диаметр ($\varnothing_T$):

Optic diameter ($\varnothing_B$):

Оптический диаметр ($\varnothing_B$):

Use by  (YYYY-MM-DD):

Срок годности  (TTTT-MM-DD):

Serial number (SN):

Серийный номер (bIT):

Manufactured on  (YYYY-MM-DD)

Дата производства  (TTTT-MM-DD):

ИОЛ однокомпонентная двояковыпуклая имплантируемая в заднюю камеру:
акриловая асферическая / дифракционная мультифокальная оптика с
ковалентно связанным поглотителем УФ излучения

STERILE EO



Стерилизовано
этиленоксидом.
Повторное использование
запрещено



Не подлежит повторной
стерилизации



См. инструкции по
применению



Верхний предел температуры



Не использовать, если
упаковка повреждена



Хранить вдали от солнечных
лучей

RxOnly

Для продажи только врачам

Апирогенно
Нетоксично

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 6 листа(ов).

Должность супервайзер по

ФИО Кравченко К.В.

[подпись]

(подпись)

М.П. & «Джонсон» 20 18 года

