

Фотографическое изображение медицинского изделия с этикеткой на русском языке

Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 Общий в кассете (VITROS Anti-SARS-CoV-2 Total Reagent Pack) для иммунодиагностического определения общих антител к коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS (VITROS ECI/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600), лот 0300

619 9922

Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 Общий в кассете (VITROS Anti-SARS-CoV-2 Total Reagent Pack) для иммунодиагностического определения общих антител к коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600), лот 0300

Назначение: Для диагностики in vitro и профессионального лабораторного использования.

Предназначен для качественного иммунодиагностического определения общих антител (включая IgG, IgA и IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции в человеческой сыворотке или плазме (K2 EDTA) пациентов, у которых работники здравоохранения заподозрили инфекцию COVID-19 в качестве вспомогательного средства диагностики коронавируса SARS-CoV-2, на анализаторах серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600).

Производственная площадка: Ortho-Clinical Diagnostics, Felindre Meadows, Pencoed, Bridgend, CF35 5PZ, United Kingdom (Великобритания)

Регистрационное удостоверение в РФ:

№ _____

Уполномоченная организация на территории РФ:
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», РФ, 143026, МО,
г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100,
стр. 9

Версия 1

619 9922

Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 Общий в кассете (VITROS Anti-SARS-CoV-2 Total Reagent Pack) для иммунодиагностического определения общих антител к коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600), лот 0300

Назначение: Для диагностики *in vitro* и профессионального лабораторного использования

Предназначен для качественного иммунодиагностического определения общих антител (включая IgG, IgA и IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции в человеческой сыворотке или плазме (K2 EDTA) пациентов, у которых работники здравоохранения заподозрили инфекцию COVID-19 в качестве вспомогательного средства диагностики коронавируса SARS-CoV-2, на анализаторах серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600).

Производственная площадка: Ortho-Clinical Diagnostics, Felindre Meadows, Pencoed, Bridgend, CF35 5PZ, United Kingdom (Великобритания)

Регистрационное удостоверение в РФ:

№ _____
Уполномоченная организация на территории РФ
ООО «Орто-Клиникал Диагностика», РФ, 143026, МО,
г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом 100,
стр. 9

Версия 1

КОПИЯ ВЕРНА
ВСЕГО 3 листа

« 4 » Апреля 2021 г.

Генеральный Директор
ООО «Орто-Клиникал Диагностика»

Сергеенко В.К.