

Фотографические изображения

Медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения β -гидроксibuтирата в сыворотке или плазме человека методом ферментного спектрофотометрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β -Hydroxybutyrate Kit (β -HB))

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

М.П.

ПО ДОЗЕРЕНДИТУ ОТ 20.08.2017

Силкин

О.В.

Чэнь Син



β -HB

β -Hydroxybutyrate Kit

(Enzymatic Colorimetric Method)

Набор для определения β -гидроксибутирата
(энзиматический колориметрический метод)

Kit de β -Hidroxibutirato

(Método Colorimétrico Enzimático)

Kit de β -hidroxibutirato

(Método colorimétrico enzimático)

Kit per β -idrossibutirato

(Metodo enzimatico colorimetrico)

β -Hidroksibótrat Kiti

(Enzimatik Kolorimetrik Yöntemi)

R1: 2x8 mL+ R2: 2x4 mL +Cal: 1x1 mL

REF DHB0302

P/N : 105-006184-00

LOT 146520001



IVD



2021-02-13





2°C 8°C
(protect from light)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



β -HB

β -Hydroxybutyrate Kit

(Enzymatic Colorimetric Method)

Набор для определения β -гидроксибутирата
(энзиматический колориметрический метод)

Kit de β -Hidroxi butirato

(Método Colorimétrico Enzimático)

Kit de β -hidroxi butirato

(Método colorimétrico enzimático)

Kit per β -idrossi butirato

(Metodo enzimatico colorimetrico)

β -Hidroksibótrat Kiti

(Enzimatik Kolorimetrik Yöntemi)

R1: 1 x 40 mL + R2: 1 x 12 mL + Cal: 1x1 mL

REF DHB0303

P/N : 105-004513-00

LOT 146520001



IVD



2021-02-13

2°C - 8°C
(protect from light)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

β -HB

β -Hydroxybutyrate Kit

(Enzymatic Colorimetric Method)

Набор для определения β -гидроксибутирата
(энзиматический колориметрический метод)

Kit de β -Hidroxibutirato

(Método Colorimétrico Enzimático)

Kit de β -hidroxibutirato

(Método colorimétrico enzimático)

Kit per β -idrossibutirato

(Metodo enzimatico colorimetrico)

β -Hidroksibótrat Kiti


(Enzimatik Kolorimetrik Yöntemi)

R1: 1 x 60 mL + R2: 1x 17 mL + Cal: 1x 1 mL

REF DHB0304

P/N : 105-004514-00

LOT 146520002



2021-02-13




2°C - 8°C
(protect from light)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany





ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 20.08.20Г
СИЛКИН О.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«Миндрей Медикал Рус»



Сисоева

2021г.

Доверенности от 11.05.21г
Сисоева Н.В.

Дополнительные фотографические изображения

На Медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения β -гидроксибутирата в сыворотке или плазме человека методом ферментного спектрофотометрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β -Hydroxybutyrate Kit (β -HB))

For In Vitro Diagnostic Use

DHB0302

P/N: 105-006184-00



Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Набор реагентов для количественного определения β -гидроксibuтирата в сыворотке или плазме человека методом ферментного спектрофотометрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β -Hydroxybutyrate Kit (β -HB)):

Вариант исполнения DHB0302:

- реагент R1, 8 мл - 2 шт.;
- реагент R2, 4 мл - 2 шт.;
- калибратор β -HB (β -HB Calibrator), 1 мл - 1 шт.;
- лист значений параметров лота калибратора;- инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Код партии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Для применения с анализаторами моделей: BS-120, BS-200E, BS-230, BS-240, BS-240Pro

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), КНР

Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39, info.ru@mindray.com

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Этикетка для поставок в РФ на «Набор реагентов для количественного определения β -гидроксibuтирата в сыворотке или плазме человека методом ферментного спектрофотометрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β -Hydroxybutyrate Kit (β -HB)), вариант исполнения DHB0302»

For In Vitro Diagnostic Use

DHB0303

ref: 105-004513-00



Наименование изделия на этикетке считать приоритетным

Набор реагентов для количественного определения β -гидроксibuтирата в сыворотке или плазме человека методом ферментного спектрофотометрического анализа на анализаторах биохимических серий BS (β -Hydroxybutyrate Kit (β -HB)):

Вариант исполнения DHB0303:

- реагент R1, 40 мл - 1 шт.;
- реагент R2, 12 мл - 1 шт.;
- калибратор β -HB (β -HB Calibrator), 1 мл - 1 шт.;
- лист значений параметров лота калибратора; - инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Код партии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Для применения с анализаторами моделей: BS-380, BS-400, BS-480, BS-600

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), КНР

Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39, info.ru@mindray.com

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Этикетка для поставок в РФ на «Набор реагентов для количественного определения β -гидроксibuтирата в сыворотке или плазме человека методом ферментного спектрофотометрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β -Hydroxybutyrate Kit (β -HB)), вариант исполнения DHB0303»

For In Vitro Diagnostic Use

DHB0304

P/N: 105-004514-00



Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Набор реагентов для количественного определения β -гидроксibuтирата в сыворотке или плазме человека методом ферментного спектрофотометрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β -Hydroxybutyrate Kit (β -HB)):

Вариант исполнения DHB0304:

- реагент R1, 60 мл - 1 шт.;
- реагент R2, 17 мл - 1 шт.;
- калибратор β -HB (β -HB Calibrator), 1 мл - 1 шт.;
- лист значений параметров лота калибратора;- инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Код партии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Для применения с анализаторами моделей: BS-800, BS-800M1, BS-800M2

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), КНР

Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057

Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39, info.ru@mindray.com

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Этикетка для поставок в РФ на «Набор реагентов для количественного определения β -гидроксibuтирата в сыворотке или плазме человека методом ферментного спектрофотометрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β -Hydroxybutyrate Kit (β -HB)), вариант исполнения DHB0304»

Сысоев

по доверенности от 11.05.2016 г. № 11-05-2016
СЫСоев Н.В. печать 4 листов

