

**Фотографические изображения
Аппарат лазерный хирургический Тm+1470**





Рисунок 2. Основной блок аппарата лазерного хирургического Tm+1470.



Рисунок 3. Ключ, Заглушка лампы предупреждения / дверного прерывателя, Трубка для заправки блока охлаждения, Воронка для заправки блока охлаждения.





Рисунок 5. Очки защитные для пациента



Рисунок 6. Очки защитные для врача




Рисунок 7. Разъем кабеля сетевого соединительного






Рисунок 9. Держатель световода.



Рисунок 10. Набор для резки и зачистки световодов




Рисунок 11. Световод многожильный R IR-Q 200



Рисунок 12. Световод многообразный R IR-Q 400




Рисунок 13. Световод многообразный R IR-Q 600



Рисунок 14. Световод многоцветный R IR-Q 800




Рисунок 15. Световод многоцветный R IR-Q 1000

Bare Fiber R IR-Q XXXX

REF

XXXX

Item No:



828-0600-000
(01)04066784000477
(11)XXXXXX
(21)00000000X

Asclepion

Laser Technologies

Stecker/ connector:	free standard SMA	Numerische Apertur/ numerical aperture:	0,22	Faserlänge/ fiber length:	3,00 m
Wellenlänge/ wave length:	800-2100 nm	Kerndurchmesser/ core diameter:	200µm	Minimale Biegeradius/ minimum bend radius:	24 mm
STERILE EO					
nur zur zehnmaligen Verwendung – Gebrauchsanweisung beachten approved to be used up to ten (10) times – observe user manual nur zur kurzzeitigen Anwendung gemäß EN ISO 10993 nicht für Einsatzfälle die nach MDD 93/42/EEC zu Klasse III gehören only for short term use according to EN ISO 10993-1 not for applications class III according to MDD 93/42/EEC					
YYYY-MM-DD		YYYY-MM-DD		Asclepion Laser Technologies GmbH Brüsseler Straße 10 07747 Jena, Germany Phone: +49 3841 7700 100 www.aclepion.com	
LOT XXXXXXXXX					
0123					

Рисунок 16. Маркировка световода многоцветного R IR-Q

Световод многоцветный R IR-Q XXXX
Asclepion Laser Technologies GmbH, Germany.
Brüsseler Straße 10, D - 07747 Jena, Germany/
Брюсселер Штрассе 10, D - 07747 ЙЕНА, Германия
Регистрационное удостоверение №
Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной
ответственностью "Лазерс Медика"
117403, г. Москва, ул. Булатниковская 1-5-11
Тел.: +7(499) 682-67-87
e-mail: info@lasersmedica.ru

Рисунок 17. Проект маркировки световода многоцветного R IR-Q на русском языке





Рисунок 18. Стекло защитное



JENA SURGICAL
LASER AT YOUR SIDE



Аппарат лазерный хирургический
MultiPulse Tm+1470
Asclepion Laser Technologies GmbH, Germany.
Brüsseler Straße 10, D - 07747 Jena, Germany/
Брюсселер Штрассе 10, D - 07747 ЙЕНА, Германия

Регистрационное удостоверение №

Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной
ответственностью "Лазерс Медика"

117403, г. Москва, ул. Булатниковская 1-5-11

Тел.: +7(499) 682-67-87

e-mail: info@lasersmedica.ru

Рисунок 20. Макет маркировки на русском языке

