


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибратор для обеспечения правильности качественного определения
антител к антигену «е» вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-НВе Калибратор (Alinity i Anti-HBe Calibrator)»**





Alinity i Anti-HBe Calibrator

Created August 2016.

NAME

Alinity i Anti-HBe Calibrator (also referred to as Anti-HBe Cal)

INTENDED USE

The Alinity i Anti-HBe Calibrator is for the calibration of the Alinity i Anti-HBe reagent used for the quantitative detection of antibody to hepatitis B e antigen (anti-HBe) in human serum and plasma. For additional information refer to the Alinity i Anti-HBe reagent package insert and the Alinity i Anti-HBe reagent Operations Manual.



PREPARATION FOR USE


- This product is liquid ready-to-use.
- This product may be used immediately after removal from 2 to 8°C storage.
- Please to use, store by specific instruction (5 to 10 times).

STORAGE

- Do not use past expiration date.

Storage	Maximum Storage Time	Additional Storage Instructions

en
Anti-HBe
01P6301
C71183R02
87P630



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5

листов

«Эбботт Лабораториз»
limited liability company
Abbott Laboratories

Подпись

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибратор для обеспечения правильности качественного
определения антител к антигену «е» вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-НВе Калибратор (Alinity i Anti-HBe Calibrator)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации

		07P6301		
---	---	---------	---	---

Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител к антигену «е» вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i


«Анти-НВе Калибратор (Alinity i Anti-HBe Calibrator)»

В составе: Калибратор 1 (Alinity i Anti-HBe CAL1) – 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Страна происхождения: Германия / РУ № _____ / _____ от _____. / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
 ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
 Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия Анти-НВе Калибратор (Alinity i Anti-HBe Calibrator)

670245R03	    07P6301 www.abbottdiagnostics.com/IFU	
		
		
Alinity i Anti-HBe Calibrator		
		
 Abbott GmbH & Co. KG Max-Planck-Ring 2 65205 Wiesbaden Germany +49-6122-580	  0123	Anti-HBe Cal 
		

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Калибратор 1 (Alinity i Anti-HBe CAL1)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 листов

