

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения антигена «е» вируса
гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HBeAg Количественный Контрольные материалы
(Alinity i HBeAg Quantitative Controls)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации

RU

REF

09P1010

IVD

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения антигена «е» вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i


«HBeAg Количественный Контрольные материалы (Alinity i HBeAg Quantitative Controls)».

В составе: Контроль L (Alinity i HBeAg Quant Control L) - 1 флакон х 8,0 мл; Контроль M (Alinity i HBeAg Quant Control M) - 1 флакон х 8,0 мл; Контроль H (Alinity i HBeAg Quant Control H) - 1 флакон х 8,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Страна происхождения: Германия / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
 ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
 Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Маркировка медицинского изделия HBeAg Количественный Контрольные материалы (Alinity i HBeAg Quantitative Controls)

670280703




Alinity i HBeAg Quantitative Controls



HBeAg Quant Ctrls

		CONC PEI U/mL IU/mL	RANGE PEI U/mL IU/mL
CONTROL L	1 x 8.0 mL	1.30	0.78 - 1.82
CONTROL M	1 x 8.0 mL	100.00	60.00 - 140.00
CONTROL H	1 x 8.0 mL	480.00	288.00 - 672.00

CONTAINS: AZ80E




Abbott GmbH & Co. KG
 Max-Planck-Ring 2
 65205 Wiesbaden
 Germany
 +49-6122-580




PRODUCT OF GERMANY

HBeAg Quant Ctrls



Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль L (Alinity i HBeAg Quant Control L)



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT


Alinity i
HBeAg Quant
CONTROL L



CN

09P10X
8.0 mL
1.30 PEI U/mL
G70287R01

- Контроль M (Alinity i HBeAg Quant Control M)



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT


Alinity i
HBeAg Quant
CONTROL M



CN

09P10Y
8.0 mL
100.00 PEI U/mL
G70288R01

- Контроль H (Alinity i HBeAg Quant Control H)



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity i
HBeAg Quant
CONTROL H



CN


09P10Z
8.0 mL
480.00 PEI U/mL
G70289R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью




**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения антигена «е» вируса
гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HBeAg Количественный Контрольные материалы
(Alinity i HBeAg Quantitative Controls)»**





Фотографическое изображение МИ ИВД HBeAg Количественный Контрольные материалы (Alinity i HBeAg Quantitative Controls), упаковка, состав





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов

