

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности качественного
определения антигена «е» вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HBeAg Калибраторы (Alinity i HBeAg Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



REF

07P6401

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности качественного определения антигена «е» вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«HBeAg Калибраторы (Alinity i HBeAg Calibrators)»

В составе: Калибратор 1 (Alinity i HBeAg CAL1) – 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор 2 (Alinity i HBeAg CAL2) – 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Страна происхождения: Германия / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия HBeAg Калибраторы (Alinity i HBeAg Calibrators)



670255803

LOT

Exp.

REF

07P6401

www.abbottdiagnostics.com/IFU



CAL 2

1 x 3.0 mL

CAL 1

1 x 3.0 mL

Alinity i HBeAg Calibrators

Abbott

Alinity i HBeAg Calibrators

Abbott

 Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

IVD

0123

PRODUCT OF GERMANY


HBeAg Cals




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Калибратор 1 (Alinity i HBeAg CAL1)




- Калибратор 2 (Alinity i HBeAg CAL2)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


3 ЛИСТОВ





**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибраторы для обеспечения правильности качественного
определения антигена «е» вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HBeAg Калибраторы (Alinity i HBeAg Calibrators)»**







Alinity i HBeAg Calibrators

Created August 2016.

NAME

Alinity i HBeAg Calibrators (also referred to as HBeAg Cals)

INTENDED USE

The Alinity i HBeAg Calibrators are for the calibration of the Alinity i analyzer when used for the qualitative detection of hepatitis B e antigen (HBeAg) in human serum and plasma. For additional information, refer to the Alinity i HBeAg reagent and the Alinity ci-series Operations Manual.

STORAGE

* Do not use past expiration date.

	Storage Temperature	Maximum Storage Time	Additional Storage Instructions
Unopened	2 to 8°C	Until expiration date	
Opened	2 to 8°C	Until expiration date	Store tightly capped with new replacement cap. Return to refrigerated storage after use.

