

ООО «Смит энд Нефью»
Юр.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнинский пер, 1
эт.9, пом.1, комн.1

Почт.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнинский пер, 1

Т: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com

Исх. № 158-2024СК от 05.03. 2024г.

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

**«Тампон интраназальный Rapid Rhino», производства компании АртроКэр Корпорэйшн,
США / ArthroCare Corporation, USA**

Проект маркировки на русском языке (порядок слов и расположение символов могут быть изменены):

Проект маркировки на русском языке тампона интраназального сменного для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 3 см.:

Артикул: RR300
Наименование: Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 3 см.
Размер: 3см
Кол-во шт. в упаковке: 20
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: см. на упаковке (при наличии)
Наименование и адрес изготовителя: АртроКэр Корпорэйшн, ArthroCare Corporation, 7000 West William Cannon Drive, Austin, TX 78735-8531, USA (США)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», Россия, 105120, Москва, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., 1, этаж 9, пом. 1, ком.1, + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Стерилизация оксидом этилена.
Номер РУ: РЗН 2022/17043
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и влаги месте, при температуре от +2 до +25°C
Меры предосторожности: см. Инструкцию
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Проект маркировки на русском языке тампона интраназального сменного для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 4 см.:

Артикул: RR400
Наименование: Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 4 см.
Размер: 4см
Кол-во шт. в упаковке: 20
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: см. на упаковке (при наличии)
Наименование и адрес изготовителя: АртроКэр Корпорэйшн, ArthroCare Corporation, 7000 West William Cannon Drive, Austin, TX 78735-8531, USA (США)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», Россия, 105120, Москва, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., 1, этаж 9, пом. 1, ком.1, + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Стерилизация оксидом этилена.
Номер РУ: РЗН 2022/17043
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и влаги месте, при температуре от +2 до +25°C
Меры предосторожности: см. Инструкцию
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

ООО «Смит энд Нефью»
Юр.адрес: 105120 г. Москва,
 2-й Сыромятнический пер, 1
 эт.9, пом.1, комн.1

Почт.адрес: 105120 г. Москва,
 2-й Сыромятнический пер, 1

T: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com

Проект маркировки на русском языке тампона интраназального сменного для придаточных пазух
 Rapid Rhino Goodman, 5.5 см.:

Артикул: RR500
Наименование: Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Goodman, 5.5 см.
Размер: 5,5см
Кол-во шт. в упаковке: 20
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: см. на упаковке (при наличии)
Наименование и адрес изготовителя: Артрокэр Корпорэйшн, ArthroCare Corporation, 7000 West William Cannon Drive, Austin, TX 78735-8531, USA (США)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», Россия, 105120, Москва, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., 1, этаж 9, пом. 1, ком.1, + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Стерилизация оксидом этилена.
Номер РУ: РЗН 2022/17043
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и влаги месте, при температуре от +2 до +25°C
Меры предосторожности: см. Инструкцию
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ffus/>

Проект маркировки на русском языке тампона интраназального сменного для придаточных пазух
 Rapid Rhino Mannheim, 8 см.:

Артикул: RR800
Наименование: Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Mannheim, 8 см.
Размер: 8см
Кол-во шт. в упаковке: 20
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: см. на упаковке (при наличии)
Наименование и адрес изготовителя: Артрокэр Корпорэйшн, ArthroCare Corporation, 7000 West William Cannon Drive, Austin, TX 78735-8531, USA (США)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», Россия, 105120, Москва, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., 1, этаж 9, пом. 1, ком.1, + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Стерилизация оксидом этилена.
Номер РУ: РЗН 2022/17043
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и влаги месте, при температуре от +2 до +25°C
Меры предосторожности: см. Инструкцию
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ffus/>

Проект маркировки на русском языке тампона интраназального сменного Rapid Rhino Rapid Pac, 5.5 см.:

Артикул: RR530
Наименование: Тампон интраназальный сменный Rapid Rhino Rapid Pac, 5.5 см.
Размер: 5,5см
Кол-во шт. в упаковке: 10
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: см. на упаковке (при наличии)
Наименование и адрес изготовителя: Артрокэр Корпорэйшн, ArthroCare Corporation, 7000 West William Cannon Drive, Austin, TX 78735-8531, USA (США)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», Россия, 105120, Москва, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., 1, этаж 9, пом. 1, ком.1, + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Стерилизация оксидом этилена.
Номер РУ: РЗН 2022/17043
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и влаги месте, при температуре от +2 до +25°C
Меры предосторожности: см. Инструкцию
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ffus/>

ООО «Смит энд Нефью»

Юр.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1
эт.9, пом.1, комн.1

Почт.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1

Т: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com

Проект маркировки на русском языке тампона интраназального рассасывающегося Rapid Rhino Sinu-Knit:

Артикул: RR600
Наименование: Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Knit
Размер: 9,5см
Кол-во шт. в упаковке: 12
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: см. на упаковке (при наличии)
Наименование и адрес изготовителя: АртроКар Корпорэйшн, ArthroCare Corporation, 7000 West William Cannon Drive, Austin, TX 78735-8531, USA (США)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», Россия, 105120, Москва, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., 1, этаж 9, пом. 1, ком.1, + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Стерилизация оксидом этилена.
Номер РУ: РЗН 2022/17043
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и влаги месте, при температуре от +2 до +25°C
Меры предосторожности: см. Инструкцию
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Проект маркировки на русском языке тампона интраназального рассасывающегося Rapid Rhino Sinu-Foam:

Артикул: RR650
Наименование: Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Foam, в составе: 1.Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Foam в шприце 20 мл – 1шт., 2.Шприц вспомогательный для смешивания 8 мл – 1шт., 3.Канюля распределяющая – 1шт.
Размер: -
Кол-во шт. в упаковке: 2
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: см. на упаковке (при наличии)
Наименование и адрес изготовителя: АртроКар Корпорэйшн, ArthroCare Corporation, 7000 West William Cannon Drive, Austin, TX 78735-8531, USA (США)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», Россия, 105120, Москва, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., 1, этаж 9, пом. 1, ком.1, + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Стерилизация оксидом этилена.
Номер РУ: РЗН 2022/17043
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и влаги месте, при температуре от +2 до +25°C
Меры предосторожности: см. Инструкцию
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Проект маркировки на русском языке тампона интраназального рассасывающегося Rapid Rhino Nasasent:

Артикул: RR1000
Наименование: Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Nasasent
Размер: 5см
Кол-во шт. в упаковке: 6
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: см. на упаковке (при наличии)
Наименование и адрес изготовителя: АртроКар Корпорэйшн, ArthroCare Corporation, 7000 West William Cannon Drive, Austin, TX 78735-8531, USA (США)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», Россия, 105120, Москва, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., 1, этаж 9, пом. 1, ком.1, + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Стерилизация оксидом этилена.
Номер РУ: РЗН 2022/17043
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и влаги месте, при температуре от +2 до +25°C
Меры предосторожности: см. Инструкцию
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Руководитель отдела регистрации и
нормативно-правовой документации
ООО "Смит энд Нефью"



А.А. Хайруллина

А.А. Хайруллина

Всего прошито и пронумеровано:

3 (три) лист 9

Руководитель отдела регистрации и
нормативно-правовой документации
ООО «Смит энд Нефью»



А.А. Хайруллина

ООО «Смит энд Нефью»

Smith+Nephew

Юр.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1
эт.9, пом.1, комн.1

Т: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com

Почт.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1

Руководитель отдела регистрации
и нормативно-правовой документации
ООО «Смит энд Нефью»
Хайруллина А.А.


« 09/08/2024 »
 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
**Тампон интраназальный Rapid Rhino, варианты
исполнения**





Рис.1. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Knit, общий вид изделия

RR 600
2050307

smith&nephew

RAPID RHINO®
SINU-KNIT®



2023-01-29

TY: (1)

Rx Only

STERILE EO

CE
0123



(01) 00817470005394 (17) 230129 (10) 2050307



ArthroCare Corporation
7000 West Milliken Canyon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com

RECEIVED

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Altmannstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.rep@smith-nephew.com

P/N 21954-35 Rev. 1




Рис. 2. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Knit, первичная упаковка (лицевая и обратная стороны)

REF RR 600
 LOT 2050307
RAPID RHINO[®]
 SINU-KNIT[®]



2023-01-29 QTY: (12)

P/N 21952-35 Rev. M



* Instructions of Smith & Nephew. This product may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.



Made in Costa Rica



ArturoCare Corporation
 7000 West William Carrison Drive
 Austin, TX 78735 USA
 Phone: (800) 343-5717
 www.arturocare.com

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
 Altemannstrasse 14
 78532 Tuttlingen
 Germany
 oc.rap@smith-nephew.com

P/N 63368 Rev. A 01

Рис. 3. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Knit, маркировка вторичной упаковки



RAPID RHINO[◇]
Surgical Products

SINU-KNIT[◇]
Dissolvable Nasal Dressing




Рис. 4. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Knit, вторичная упаковка





Рис. 5. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Foam, общий вид состава изделия

REF RR 650
LOT 2036016

smith&nephew

RAPID RHINO®
SINU-FOAM® Dressing



2022-06-20

QTY: (1)



(01) 00617470000412 (17) 220620 (10) 2036016

Rx Only

STERILE EO

CE
0123



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Altmannstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.reg@smith-nephew.com

PN 2383 Rev. K

smith&nephew

RAPID RHINO®
SINU-FOAM® Dressing

REF RR 650
LOT 2036016
2022-06-20

smith&nephew

RAPID RHINO®
SINU-FOAM® Dressing

REF RR 650
LOT 2036016
2022-06-20

smith&nephew

RAPID RHINO®
SINU-FOAM® Dressing

REF RR 650
LOT 2036016
2022-06-20

smith&nephew

RAPID RHINO®
SINU-FOAM® Dressing

REF RR 650
LOT 2036016
2022-06-20




Рис. 6. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Foam, первичная упаковка (лицевая и обратная стороны)

REF RR 650
 LOT 2036016
RAPID RHINO[®]
 SINU-FOAM[®] Dressing



2022-06-20 QTY: (2)
 P/N 31384 C.R. Rev. C



* Trademark of Smith & Nephew. This product may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.



- 1. Consult instructions for use
- 2. Do not re-use
- 3. Do not resterilize
- 4. Do not use if package is damaged
- 5. Autoclave instructions in the European Community
- 6. Keep away from surgery
- 7. No use
- 8. Use by date
- 9. Sterilized using ethylene oxide
- 10. Instructions

ArturoCare Corporation
 7000 West William Cannon Drive
 Austin, TX 78735 USA
 Phone: (800) 343-5717
 www.arturocare.com

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
 Altmannsdorferstrasse 14
 71532 Tübingen
 Germany
 ex: rep@smith-nephew.com

Assembled in Costa Rica

Рис. 7. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Foam, маркировка вторичной упаковки



Рис. 8. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Sinu-Foam, вторичная упаковка



Рис. 9. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Nasastent, общий вид в первичной упаковке (пластиковом контейнере)

smith&nephew

REF RR1000
LOT 2056207

RAPID RHINO® NASASTENT®


2022-06-11

QTY: (1)

Rx Only

STERILE EO

CE
0123



(01) 00617430004946 (17) 220811 (10) 2056207

PIN 21954-53 Rev E

PIN 90005 Rev A

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Altenhofstrasse 16
78332 Tuttlingen
Germany
eu.smith-nephew.com

July 19/2015 Rev B

PIN 49334 Rev J 05/17

ArthroCare Corporation
7000 W. William Cannon Dr.
Austin, TX 78735 USA
Phone (800) 343-5777
www.arthrocare.com

© 2017 Smith & Nephew, Inc.

Рис. 10. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Nasastent, вторичная упаковка (лицевая и обратная стороны)

ArthroCare Corporation
7000 W. William Cannon Dr
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com



Smith & Nephew
Orthopaedics GmbH
Altmannstraße 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.rep@smith-nephew.com



RAPID RHINO®
Surgical Products

REF RR1000

LOT 2056207

NASASTENT®



2022-06-11

QTY: (6)



2



STERILE EO
Rx Only

CE
0123



(01) 20817470004940 (17) 220811 (10) 2056207



Consult instructions for use



Do not re-use



Do not resize



Do not use if package is damaged



Authorized Representative in the European Community



Keep away from sunlight



Keep dry



Use by date



Sterilized using ethylene oxide



Manufacturer



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com



Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Altmannstraße 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.rep@smith-nephew.com

* Trademark of Smith & Nephew. This product may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.

Made in Costa Rica

P/N 21952-53 C.R. Rev. C

Рис. 11. Тампон интраназальный рассасывающийся Rapid Rhino Nasastent, маркировка групповой упаковки

ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com




EC REP

Smith & Nephew
Orthopaedics GmbH
Altenmünsterstraße 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec-rep@smith-nephew.com

RAPID RHINO°
Surgical Products

smith&nephew



REF RR1000
LOT 2056207

NASASTENT°

2022-06-11 QTY: (6)




STERILE EO
Rx Only

0123



(01) 2081747004940 (17) 220811 (10) 2056207



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com

EC REP
Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Altenmünsterstraße 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec-rep@smith-nephew.com

* Trademark of Smith & Nephew. This product may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.

Made in Costa Rica

RR 21835-S3 CR Rev. C





Рис. 13. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 3 см, общий вид изделия

REF RR 300
LOT 2044665

smith&nephew

RAPID RHINO®
3 cm Riemann Nasal Dressing



2022-11-20

QTY: (1)

Rx Only

STERILE EO

CE
0123



(01) 00817470006568 (17) 221120 (10) 2044665



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com

EC REP

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Allemannenstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.rep@smith-nephew.com

P/N 21954-36 Rev. 1



Рис. 14. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 3 см,
первичная упаковка (лицевая и обратная стороны)

REF RR 300

LOT 2044665

RAPID RHINO®

3 cm Riemann Nasal Dressing

QTY: (20)



2022-11-20



AllergCare Corporation
2000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 243-3717
www.allergocare.com



South & Nephew Orthopedics GmbH
Alteisenwerkstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
oc.rapidsouth-nephew.com

Made in Costa Rica

Trademark of South & Nephew. This product may be covered by one or more US Patents. See south-nephew.com/patents for details.



Consult instructions for use



Do not reuse



Do not sterilize



Do not use if package is damaged

Authorized Representative in the European Community



Keep away from sunlight



Keep dry



Use by date



Sterilized using ethylene oxide



Manufacturer

P/N 21052-36 Rev. A1

RAPID RHINO®
Surgical Products

21052-36 Rev. A1






Рис. 16. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 3 см, вторичная упаковка



Рис. 17. Тканевый интраваскулярный стент для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 4 см, общий вид изделия


REF RR 400

 smith&nephew

LOT 2070911

RAPID RHINO®

4 cm Riemann Nasal Dressing




 2024-03-25

QTY: (1)

Rx Only

STERILE EO

CE
0123



(01) 0081747006575 (17) 240325 (10) 2070911


ArtroCare Corporation
7600 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.artrocare.com

EC REP
Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Altenmünsterstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.rep@smith-nephew.com

PVN 21054-37-REV 1

Рис. 18. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 4 см, первичная упаковка (лицевая сторона)



Рис. 19. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 4 см, первичная упаковка (обратная сторона)

REF RR 400 QTY: (20) 2024-03-25
 LOT 2070911
RAPID RHINO[®]
 4 cm Riemann Nasal Dressing

 ArthroCare Corporation
 7000 West William Canyon Drive
 Austin, TX 78735 USA
 Phone: (800) 343-5717
 www.arthrocare.com

 Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
 Altemannstrasse 14
 78532 Tuttlingen
 Germany
 ac.repair@smith-nephew.com

Made in Costa Rica

*Trademark of Smith & Nephew. This product may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.

 Consult instructions for use
 Do not use
 Do not sterilize
 Do not use if package is damaged
 Authorized Representative in the European Community

 Keep away from sunlight
 Keep dry
 Use-by date
 Sterilized using ethylene oxide
 Manufacturer

P/N 21952-37 Rev. A4

Рис. 20. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 4 см, маркировка вторичной упаковки





Рис. 21. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Riemann, 4 см, вторичная упаковка



Рис. 22. Тампон интраназальный сменный Rapid Rhino Rapid Pac, 5.5 см, общий вид изделия

REF RR 530
LOT 2056097
RAPID RHINO®
5 cm Rapid-Pac

smith&nephew



2023-05-27

QTY: (1)

Rx Only

STERILE EO

CE
0123



(01) 00817470006605 (17) 230527 (10) 2056097

ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Alemannenstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.rep@smith-nephew.com

PYN 21054-40 Rev. 1



Рис. 23. Тампон интраназальный сменный Rapid Rhino Rapid Pac, 5.5 см, первичная упаковка (лицевая и обратная стороны)

REF RR 530

LOT 2056097

RAPID RHINO®

5.5 cm Rapid-Pac



ArthroCare Corporation
7000 West Williams Canyon Drive
Austin, TX 78753-1104
Phone: (800) 347-7332
www.arthrocare.com



Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Altenmünsterstraße 11
78532 Tuttlingen
Germany
ec.reps@smith-nephew.com

Made in Costa Rica

QTY: (10)

2023-05-27

*Trademark of Smith & Nephew. This product may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.



Consult instructions for use



Do not re-use



Do not resterilize



Do not use if packaging is damaged



Authorized Representative in the European Community



Keep away from sunlight



Keep dry



Use by date



Sterilized using ethylene oxide



Manufacturer

P/N 21952-40 Rev. N

Рис. 24. Тампон интраназальный сменный Rapid Rhino Rapid Pac, 5.5 см, маркировка вторичной упаковки





Рис. 26. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Goodman, 5.5 см, общий вид изделия

REF RR 500
LOT 2044667

smith&nephew

RAPID RHINO®
5.5 cm Goodman Nasal Dressing



2022-11-24

QTY: (1)

Rx Only

STERILE EO

CE
0123



(01) 00817470006582 (17) 221124 (10) 2044667



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com

EC REP

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Alemanenstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.rep@smith-nephew.com

P/N 21954-38 Rev. 1



Рис. 27. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Goodman, 5.5 см, первичная упаковка (лицевая и обратная стороны)

REF RR 500

LOT 2044667

RAPID RHINO®

5.5 cm Goodman Nasal Dressing



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
phone: (800) 343-5777
www.arthrocare.com

63833

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Alemannerstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
sc.np@smith-nephew.com

Made in Costa Rica

2022-11-24

QTY: (20)

* Trademark of Smith & Nephew. This product may be covered by one or more U.S. Patents. See smith-nephew.com/patents for details.



Consult the instructions for use.



Call 1-800-368-6868



Do not rest until you



Do not use if package is damaged

**Authorized Representatives in
the European Community**



pipelines won't leave behind



Keep dry



Figure 1



Controlled using ethylene oxide



References

P/N 21952-38 Rev. N



Рис. 29. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Goodman, 5.5 см, вторичная упаковка





Рис. 30. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Mannheim, 8 см,
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

REF RR 800
LOT 2055623



RAPID RHINO®
8 cm Nasal Dressing



2023-05-13

QTY: (1)

Rx Only

STERILE EO

CE
0123



(01) 00817470006599 (17) 230513 (10) 2055623



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com



Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Alemannenstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec_rep@smith-nephew.com

P/N 21954-30 Rev. 1



Рис. 31. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Mannheim, 8 см, первичная упаковка (лицевая и обратная стороны)

REF RR 800


LOT 2055623

RAPID RHINO°

8 cm Nasal Dressing



ArthroCare Corporation
7000 West William Cameron Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5272
www.arthrocare.com



Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Altmannstrasse 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.reps@smith-nephew.com


Made in Costa Rica



QTY: (20)

2023-05-13

© Trademark of Smith & Nephew. This product may be covered by one or more
US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.



Consult instructions for use

Do not re-use

Do not resterilize

Do not use if
package is damaged

Authorized Representative in
the European Community



Keep away from sunlight

Keep dry

Use-by date

Sterilized using ethylene oxide

Manufacturer

P/N 21952-39 Rev. M

Рис. 32. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Mannheim, 8 см,
маркировка вторичной упаковки



Рис. 33. Тампон интраназальный сменный для придаточных пазух Rapid Rhino Mannheim, 8 см, вторичная упаковка

Всего прошито и пронумеровано:

34 (тридцать четыре) лист 9
Руководитель отдела регистрации и
нормативно-правовой документации
ООО «Смит энд Нефью»

А.А. Хайруллина
А.А. Хайруллина

