

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «БЕЛЛА Сибирь»

Гжегож Сулковски

«29» апреля 2022 г.



Макеты этикеток (маркировки) медицинского изделия

**«Марля медицинская отбеленная нестерильная под товарным знаком
matopat по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020»**


РАЗРАБОТАЛ:
Специалист по сертификации

СОГЛАСОВАЛИ:
Техник-технолог

Директор по производству

 Крылова С.А.

 Чучмарь О.А.

 Журова Н.В.

Марля медицинская отбеленная нестерильная под товарным знаком matopat в рулоне в варианте исполнения тип 1, исполнение 1, арт. 6498/1, размер: ширина 30 см; длина 125 см, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 17 г/м², однослойная. 1 шт.



MR-111-N030-125

Состав: пряжа хлопчатобумажная, процентное соотношение хлопка – 100%.

Назначение: для впитывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски).

Показания к применению: впитывание жидкостей в медицинских целях; применение в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок.

Способ применения: вскройте упаковку и извлеките из нее марлю; отмотайте необходимую длину марли и обрежьте ее ножницами; уберите марлю, которую не будете использовать обратно в упаковку; произведите необходимые манипуляции с марлей в соответствии с ее назначением. После использования утилизируйте марлю в соответствии с «Указаниями по утилизации».

Противопоказания: повышенная чувствительность или аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия, индивидуальная непереносимость.

Возможные побочные действия, при длительном использовании: аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия.

Срок годности: 6 лет со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Не использовать после окончания срока годности.

Указание по хранению: смотри Инструкцию по применению.

Указания по утилизации: смотри Инструкцию по применению.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА Сибирь» (ООО «БЕЛЛА Сибирь»), 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс +7 (383) 3731802, e-mail: info.siblr@tzm-global.com. **Место производства:** 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 51/2

РУ № РЗН 2021/15002 от 10.08.2021

LOT



Марля медицинская отбеленная нестерильная под товарным знаком matopat в рулоне в варианте исполнения тип 1, исполнение 2, арт. 6498/2, размер: ширина 30 см; длина 30 м, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 23 г/м², однослойная. 1 шт.



MR-112-N030-030

Состав: пряжа хлопчатобумажная, процентное соотношение хлопка – 100%.

Назначение: для впитывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски).

Показания к применению: впитывание жидкостей в медицинских целях; применение в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок.

Способ применения: вскройте упаковку и извлеките из нее марлю; отмотайте необходимую длину марли и обрежьте ее ножницами; уберите марлю, которую не будете использовать обратно в упаковку; произведите необходимые манипуляции с марлей в соответствии с ее назначением. После использования утилизируйте марлю в соответствии с «Указаниями по утилизации».

Противопоказания: повышенная чувствительность или аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия, индивидуальная непереносимость.

Возможные побочные действия, при длительном использовании: аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия.

Срок годности: 6 лет со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке. Не использовать после окончания срока годности.


Указание по хранению: смотри Инструкцию по применению.

Указания по утилизации: смотри Инструкцию по применению.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА Сибирь» (ООО «БЕЛЛА Сибирь»), 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс +7 (383) 3731802, e-mail: info.siblr@tzmo-global.com. **Место производства:** 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 51/2

РУ № РЗН 2021/15002 от 10.08.2021

LOT



Марля медицинская отбеленная нестерильная под товарным знаком matopat в рулоне в варианте исполнения тип 1, исполнение 12, арт. 6498/12, размер: ширина 80 см; длина 136 см, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 39 г/м², однослойная. 1 шт.



MR-116-N080-136

Состав: пряжа хлопчатобумажная, процентное соотношение хлопка – 100%.

Назначение: для впитывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски).

Показания к применению: впитывание жидкостей в медицинских целях; применение в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок.

Способ применения: вскройте упаковку и извлеките из нее марлю; отмотайте необходимую длину марли и обрежьте ее ножницами; уберите марлю, которую не будете использовать обратно в упаковку; произведите необходимые манипуляции с марлей в соответствии с ее назначением. После использования утилизируйте марлю в соответствии с «Указаниями по утилизации».

Противопоказания: повышенная чувствительность или аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия, индивидуальная непереносимость.

Возможные побочные действия, при длительном использовании: аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия.

Срок годности: 6 лет со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Не использовать после окончания срока годности.

Указание по хранению: смотри Инструкцию по применению.

Указания по утилизации: смотри Инструкцию по применению.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА Сибирь» (ООО «БЕЛЛА Сибирь»), 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс +7 (383) 3731802, e-mail: info.siblr@tzmo-global.com. **Место производства:** 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 51/2

РУ № РЗН 2021/15002 от 10.08.2021

LOT



Марля медицинская отбеленная нестерильная под товарным знаком matopat в рулоне в варианте исполнения тип 1, исполнение 11, арт. 6498/11, размер: ширина 15 см; длина 135 см, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 36 г/м², однослойная. 1 шт.



MR-115-N015-135

Состав: пряжа хлопчатобумажная, процентное соотношение хлопка – 100%.

Назначение: для впитывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски).

Показания к применению: впитывание жидкостей в медицинских целях; применение в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок.

Способ применения: вскройте упаковку и извлеките из нее марлю; отмотайте необходимую длину марли и обрежьте ее ножницами; уберите марлю, которую не будете использовать обратно в упаковку; произведите необходимые манипуляции с марлей в соответствии с ее назначением. После использования утилизируйте марлю в соответствии с «Указаниями по утилизации».

Противопоказания: повышенная чувствительность или аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия, индивидуальная непереносимость.

Возможные побочные действия, при длительном использовании: аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия.

Срок годности: 6 лет со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Не использовать после окончания срока годности.

Указание по хранению: смотри Инструкцию по применению.


Указания по утилизации: смотри Инструкцию по применению.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА Сибирь» (ООО «БЕЛЛА Сибирь»), 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс +7 (383) 3731802, e-mail:

info.siblr@tzmo-global.com. **Место производства:** 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 51/2

РУ № РЗН 2021/15002 от 10.08.2021

LOT



Марля медицинская отбеленная нестерильная под товарным знаком matopat в рулоне в варианте исполнения тип 1, исполнение 8, арт. 6498/8, размер: ширина 10 см; длина 134 см, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 30 г/м², однослойная. 1 шт.



MR-114-N010-134

Состав: пряжа хлопчатобумажная, процентное соотношение хлопка – 100%.

Назначение: для впитывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски).

Показания к применению: впитывание жидкостей в медицинских целях; применение в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок.

Способ применения: вскройте упаковку и извлеките из нее марлю; отмотайте необходимую длину марли и обрежьте ее ножницами; уберите марлю, которую не будете использовать обратно в упаковку; произведите необходимые манипуляции с марлей в соответствии с ее назначением. После использования утилизируйте марлю в соответствии с «Указаниями по утилизации».

Противопоказания: повышенная чувствительность или аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия, индивидуальная непереносимость.

Возможные побочные действия, при длительном использовании: аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия.

Срок годности: 6 лет со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Не использовать после окончания срока годности.


Указание по хранению: смотри Инструкцию по применению.

Указания по утилизации: смотри Инструкцию по применению.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА Сибирь» (ООО «БЕЛЛА Сибирь»), 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс +7 (383) 3731802, e-mail: info.siblr@tzmo-global.com. **Место производства:** 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 51/2

РУ № РЗН 2021/15002 от 10.08.2021

LOT



Марля медицинская отбеленная нестерильная с двумя рентгеноконтрастными нитями под товарным знаком matopat в рулоне, в варианте исполнения тип 3, исполнение 1, арт. 6498/15, размер: ширина 90 см; длина 100 см, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 30 г/м², однослойная. 1 шт.



MR-114-N090-100

Состав: пряжа хлопчатобумажная, процентное соотношение хлопка – 100%, рентгеноконтрастная нить.

Назначение: для впитывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски).

Показания к применению: впитывание жидкостей в медицинских целях; применение в качестве основы для перевязочного материала, ватно-марлевых повязок.

Способ применения: вскройте упаковку и извлеките из нее марлю; отмотайте необходимую длину марли и обрежьте ее ножницами; уберите марлю, которую не будете использовать обратно в упаковку; произведите необходимые манипуляции с марлей в соответствии с ее назначением. После использования утилизируйте марлю в соответствии с «Указаниями по утилизации».

Противопоказания: повышенная чувствительность или аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия, индивидуальная непереносимость.

Возможные побочные действия, при длительном использовании: аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия.

Срок годности: 6 лет со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Не использовать после окончания срока годности.

Указание по хранению: смотри Инструкцию по применению.

Указание по утилизации: смотри Инструкцию по применению.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА Сибирь» (ООО «БЕЛЛА Сибирь»), 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс +7 (383) 3731802, e-mail: info.sibir@tzmo-global.com

Место производства: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 51/2

РУ № РЗН 2021/15002 от ____.

LOT





MR-111-N090-001

Марля медицинская отбеленная нестерильная под товарным знаком matopat в рулоне, в варианте исполнения тип 1, исполнение 1, арт. 6498/1, размер: ширина 90 см; длина 1000 м, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 17 г/м², однослойная. 1 уп.






Контрольный номер

Изготовитель/Продавец: ООО «БЕЛЛА Сибирь», 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс +7 (383) 3731801, e-mail: info.siblr@tzmo-global.com




14631161696875



MR-114-N090-100

Марля медицинская отбеленная нестерильная с двумя рентгеноконтрастными нитями под товарным знаком matopat в рулоне с втулкой, в варианте исполнения тип 3, исполнение 1, арт. 6498/15, размер: ширина 90 см; длина 100 см, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 30 г/м², однослойная. 2 уп.





Контрольный номер

Изготовитель/Продавец: ООО «БЕЛЛА Сибирь», 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс +7 (383) 3731801, e-mail: info.sibir@tzmo-global.com




4 631163 991230

MR-114-N060-136

Марля медицинская отбеленная нестерильная с тремя рентгеноконтрастными нитями под товарным знаком *matopat* в рулоне, в варианте исполнения тип 4, исполнение 2, арт. 6498/17, размер: ширина 60 см; длина 136 см, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 30 г/м², однослойная. 2 уп.

Контрольный номер



Изготовитель/Продавец: ООО «БЕЛЛА Сибирь», 630088, Российская Федерация, Новосибирская область,
г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс
+7 (383) 3731801, e-mail: info.sibir@tmo-global.com



MR-112-N045-100

Марля медицинская отбеленная нестерильная с одной рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat в рулоне, в варианте исполнения тип 2, исполнение 1, арт. 6498/14, размер: ширина 45 см; длина 100 см, по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020, поверхностная плотность 23 г/м², однослойная. 2 уп.

Контрольный номер



Изготовитель/Продавец: ООО «БЕЛЛА Сибирь», 630088, Российская Федерация, Новосибирская область,
г. Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3, телефон +7 (383) 3731801/факс
+7 (383) 3731801, e-mail: info.sibir@tzmo-global.com



Всего пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 9 девятым
листов.

29 апреля 2022 года

Генеральный директор ООО «БЕЛЛА Сибирь»
Сулковски Гжегож



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «БЕЛЛА Сибирь»

Гжегож Сулковски
«29» апреля 2022 г.




Макет упаковки медицинского изделия

**«Марля медицинская отбеленная нестерильная под товарным знаком
matopat по ТУ 13.20.44-007-95475384-2020»**

РАЗРАБОТАЛ:
Специалист по сертификации


СОГЛАСОВАЛИ:
Техник-технолог

Директор по производству


 Крылова С.А.
 Чучмарь О.А.
 Журова Н.В.

1. Макеты и образцы внешнего вида потребительской упаковки

1.1. Пакет из полимерных пленок по ГОСТ 12302



1.2. Пакет из полимерных пленок по ТО 001-52854361



2.3. Хомут-стяжка




Макет



Макет



2. Макеты и образцы внешнего вида транспортной упаковки

Макет	Образец внешнего вида
2.1. Мешок полипропиленовый по ГОСТ 32522	
	
2.2. Ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142	
	
2.3. Ящик из гофрированного картона по ГОСТ 34033	
	

Всего пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 3 (три)

листов.

« 29 » апреля 2022 года

Генеральный директор ООО «БЕЛЛА Сибирь»
Сулковски Гжегож

