

Генеральный Директор

ООО «Вайнманн СПб»

Иванов М.

«20» февраля 2018 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия «Аспиратор портативный электрический варианты исполнения ACCUVAC Pro и ACCUVAC Lite, с принадлежностями».




Аппарат ACCUVAC Pro




REF WM 11603 **WEINMANN**
medical technology
Akku Li-Ion ACCUVAC Pro
SN 
00000000564 Art.: B10024
EAN 
(01)40546850061290 2016-06 
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Straße 16, 79953 Lenzkirch
Made in Germany


Литий-ионная аккумуляторная батарея



Многоразовый резервуар для секрета в сборе



Многоразовый шланг для аспирации с наконечником





Сумка для принадлежностей



Защитная сумка




Ремень




Крышка батарейного отсека с креплением для сумки для принадлежностей




Кабель питания 12 вольт



Настенное крепление для зарядного устройства




Крепежная пластина для размещения оборудования на стандартном рейлинге




Настенное крепление для аппарата







Набор из 10 одноразовых бактериальных фильтров




Многоразовый резервуар для секрета



Фиксатор для резервуара для секрета



Верхняя крышка для резервуара для секрета



Нижняя крышка для резервуара для секрета



Держатель для фильтра




Уплотнительное кольцо



Шариковый клапан



Многоразовый шланг для аспирации



Наконечник для многоразового шланга для аспирации с пальчиковым клапаном



Аппарат ACCUVAC Lite



Panasonic

Valve Regulated Lead-Acid Battery
Model No. **LC-R123R4PG**
(12V, 3.4Ah/20HR)

CAUTION


- Do not charge in a gas tight container.
- Do not short the battery terminals.
- Do not incinerate.
- Flush with water at once if contact is made with electrolyte (Acid).

Panasonic Corporation Made in China


Constant Voltage Charge Voltage regulation
Cycle use : 14.5V~14.9V (25°C)
(Initial current: less than 1.36A)
Standby use: 13.6V~13.8V (25°C)
NONSPILLABLE




VdS
Prüfnummer
G191053




Свинцовая аккумуляторная батарея



Многоразовый резервуар для секрета в сборе



Многоразовый шланг для аспирации с наконечником





Сумка для принадлежностей



Защитная сумка




Ремень




Крышка батарейного отсека с креплением для сумки для принадлежностей



Кабель питания 12 вольт




Настенное крепление для аппарата




Крепежная пластина для размещения оборудования на стандартном рейлинге




Комплект зажимов для фиксации на стандартном рейлинге




Настенное крепление для зарядного устройства



Набор из 10 одноразовых бактериальных фильтров




Многоразовый резервуар для секрета



Фиксатор для резервуара для секрета



Верхняя крышка для резервуара для секрета



Нижняя крышка для резервуара для секрета



Держатель для фильтра




Уплотнительное кольцо



Шариковый клапан



Многоразовый шланг для аспирации



Наконечник для многоразового шланга для аспирации с пальчиковым клапаном

Промито на 49-ти листах

