



www.garant1.ru
e-mail: garant@zebra.ru

т.ф. 789-38-01

т. 745-05-56 ф. 789-38-02

Часы работы: с 9 до 18 без обеда



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР фирм:
RETINA Fotochemische Werke GmbH (Германия)
SFM Hospital Products GmbH (Германия)
Becton Dickinson (Испания)
KODAK (США)

Наш адрес: 129337 г. Москва, а/я 23, ул. Красной Сосны, д. 30, стр. 3

Справка об изделии медицинского назначения

1. Наименование изделия.

Реактивы для автоматической обработки медицинской рентгеновской пленки: проявитель SFM ROLL-D; фиксаж SFM ROLL-F; стартер SFM START, производство – SFM HOSPITAL PRODUCTS GMBH, Германия.

2. Описание изделия.

Реактивы для автоматической обработки медицинской рентгеновской пленки: Проявитель SFM ROLL-D, Фиксаж SFM ROLL-F, Стартер SFM START, производства компании «SFM HOSPITAL PRODUCTS GMBH», (Германия), используются для автоматической фотообработки медицинских рентгеновских пленок различных типов: синечувствительных радиографических общего назначения; ортохроматических радиографических пленок общего назначения; маммографических пленок. Реактивы предназначены для использования во всех проявочных машинах ролльного типа с применением RP-процесса.

Проявитель SFM ROLL-D, фиксаж SFM ROLL-F, стартер SFM START показывают очень хорошую стабильность работы по мере обработки в проявочной машине большого количества пленок.

- Обработка синечувствительных радиографических пленок общего назначения обеспечивает их стандартные показатели.

- Обработка ортохроматических радиографических пленок общего назначения обеспечивает их обычную чувствительность.

- В данных реактивах можно обработать все применяемые в настоящий момент в России маммографические пленки.

Реактивы для автоматической обработки медицинской рентгеновской пленки позволяют проводить автоматическую фотообработку всех применяемых в России медицинских рентгеновских пленок (радиографических общего назначения, маммографических, мониторных, флюорографических), обеспечивая на большинстве из них рекордные значения чувствительности и/или среднего градиента. Реактивы SFM пригодны для применения в любых температурно-временных режимах, позволяя обрабатывать многие пленки также и в режиме Rapid Access с длительностью процесса 60 сек.

3. Информация о сферах применения изделия, включая краткое описание заболеваний или состояний человека, при которых данное изделие может использоваться для диагностики, лечения, профилактики или улучшения состояния, включая, по возможности, определение частоты встречаемости таких заболеваний или состояний.

Изделия используются в рентгенологии (рентгенографии) для фотообработки рентгеновских пленок.

Директор
ЗАО НПО



Подпись, печать

Сибирцев В.В.
(И.О.Фамилия)