


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Фактор-Мед Продакшн»

 Н.П. Пришляк

«16» марта 2020 г.



Макеты маркировки медицинского изделия

Полоска иммунохроматографическая для выявления лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче
для определения времени овуляции «ИХА-ЛГ-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-124-69721380-2020



®

ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Полоска иммунохроматографическая для выявления
лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче для определения
времени овуляции **«ИХА-ЛГ-ФАКТОР»**

по ТУ 21.20.23-124-69721380-2020

РУ № от г.

Для профессионального применения и самотестирования

Не принимать внутрь!

Тест-полоска «ИХА-ЛГ-ФАКТОР» состав:


- Тест-полоска в индивидуальном пакете с осушителем - 1 шт.


Срок годности 24 месяца.

Серия № 161119

Годен до: 2021.11

Смена: 0000





Тест-полоска «ИХА-ЛГ-ФАКТОР». состав: Тест-полоска в индивидуальной упаковке с осушителем – 5 шт.
Инструкция по применению в бумажном или электронном виде (на сайте производителя).



Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн»
Россия, 106641, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, пом. 30.
www.faktor-medprod.ru, e-mail: info@faktor-medprod.ru, тел. +7(499) 322-46-49
Место производства: 106641, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2.



**Полоска иммунохроматографическая для выявления
лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче
для определения времени овуляции**


«ИХА-ЛГ-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-124-49721380-2020

RU от г.

Способ применения.

1. Вскрыть пачку и достать Тест-полоску.
 2. Опустить в ёмкость с мочой Тест-полоску струей мочи до ограничительной линии на 20-30 секунд.
 3. Положить Тест-полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
 4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут, но не позднее 30 минут.
- Срок годности – 24 мес.

Для профессионального применения и
самостоятельного.



Серия №
Годен до





® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва,
г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Полоска иммунохроматографическая для выявления
лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче
для определения времени овуляции «ИХА-ЛГ-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-124-69721380-2020 (Тест-полоска «ИХА-ЛГ-ФАКТОР»)**

РУ № от 20... года

Серия №

Дата изготовления:

Годен до:

Кол-во: шт.

Срок годности: 24 месяца



Масса нетто -
Масса брутто -
Масса нетто
потребительской упаковки -

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 4 листах (четыре)

Генеральный директор:

/Пришляк Н.П./



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Н.П. Пришляк

«20» марта 2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**Полоска иммунохроматографическая для выявления лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче
для определения времени овуляции «ИХА-ЛГ-ФАКТОР»**

по ТУ 21.20.23-124-69721380-2020


Тест-полоска «ИХА-ЛГ-ФАКТОР», состав: Тест-полоска в индивидуальной упаковке с осушителем – 5 шт.
Инструкция по применению в бумажном или электронном виде (на сайте производителя).



Тест на овуляцию

5

Не принимать внутрь!



Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн»
Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, пом. 30.
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел +7(499) 322-46-49
Место производства: 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2.




**Полоска иммунохроматографическая для выявления
лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче
для определения времени овуляции
«ИХА-ЛГ-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-124-69721380-2020**

РУ от г.

Способ применения:

1. Вскрыть пакет и достать Тест-полоску.
 2. Опустить в ёмкость с мочой Тест-полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
 3. Положить Тест-полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
 4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут, но не позднее 30 минут.
- Срок годности - 24 мес.


Для профессионального применения и
самотестирования.



Серия №
Годен до



4 670012 512752



© Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва,
г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Полоска иммунохроматографическая для выявления
лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче
для определения времени овуляции «ИХА-ЛГ-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-124-69721380-2020 (Тест-полоска «ИХА-ЛГ-ФАКТОР»)**

РУ № от 20... года

Серия № 160520

Дата изготовления: 05.2020

Годен до: 05.2022

Кол-во: 6 шт.

Срок годности: 24 месяца



4 670012 512769

Масса нетто - 140±5 г

Масса брутто - 159±20 г

Масса нетто потребительской
упаковки - 23,4±0,4 г



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 4 листах (четыре)

Генеральный директор:

/Пришляк Н.П./

