


« 19 » марта 2020 Г.



Макеты маркировки медицинского изделия

**Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ)
в моче для ранней диагностики беременности «БИ-ШУР-С»
по ТУ 21.20.23-123-69721380-2020**



BEE-SURE-S[®]
БИ-ШУР-С
IN VITRO TEST

**ТЕСТ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ**

Способ применения:

1. Вскрыть пакет и достать полоску.
2. Опустить в ёмкость с мочой полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально через 1-5 минут, но не позднее 10 минут.

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 2-30°C



БЕРЕМЕННОСТИ НЕТ



БЕРЕМЕННОСТЬ ЕСТЬ

Производитель: ООО "Фактор-Мед Продакшн", Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, тел.: +7(499) 322-46-49, www.faktormedprod.ru e-mail: fmprod@inbox.ru

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2.

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности «БИ-ШУР-С» по ТУ 21.20.23-123-69721380-2020

Для профессионального применения и самотестирования.

РУ № от г. Не принимать внутрь!

Инструкция по применению в бумажном или электронном виде (на сайте производителя).

Тест-полоска «БИ-ШУР-С», состав:

- Полоска в индивидуальной упаковке с осушителем - 1 шт.




Срок годности 24 месяца

Серия № 271119

Годен до: 2021.11

Смена: 0000



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва,
г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Полоска для иммунохроматографического определения
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче
для ранней диагностики беременности «БИ-ШУР-С»
по ТУ 21.20.23-123-69721380-2020 (Тест-полоска «БИ-ШУР-С»)**

РУ № от 20... года

Серия №

Дата изготовления:

Годеи до:

Кол-во: шт.

Срок годности: 24 месяца



Масса нетто -

Масса брутто -

Масса нетто

потребительской упаковки -

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 3 листах (Трех)

Генеральный директор:



/Пришляк Н.П./

«Фактор-Мед Прогноз»
М.П.



BEE-SURE-S

БИ-ШУР-С

IN VITRO TEST

**ТЕСТ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ**

Способ применения:

1. Открыть пакет и достать полоску.
2. Опустить в ёмкость с мочой полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально через 1-5 минут, но не позднее 10 минут.

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 2-30°C



БЕРЕМЕННОСТИ НЕТ



БЕРЕМЕННОСТЬ ЕСТЬ

Производитель: ООО "Фактор-Мед Продакшн", Россия, 108841, г. Москва,
г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, тел.: +7(499) 322-46-49,
www.faktormedprod.ru e-mail: fmprod@inbox.ru
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная, д. 2.

Полоска для иммунохроматографического определения
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче
для ранней диагностики беременности «БИ-ШУР-С»
по ТУ 21.20.23-123-69721380-2020

Для профессионального применения и самотестирования.

РУ № от г. Не принимать внутрь!

Инструкция по применению в бумажном или электронном виде
(на сайте производителя).

Тест -полоска «БИ-ШУР-С», состав:

- Полоска в индивидуальной упаковке с осушителем - 1 шт.



Срок годности 24 месяца
Серия № 270420
Годен до: 2022.01
Смена: 070723



«Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва,
г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmpred@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Полоска для иммунохроматографического определения
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче
для ранней диагностики беременности «БИ-ШУР-С»
по ТУ 21.20.23-123-69721380-2020 (Тест-полоска «БИ-ШУР-С»)**

РУ № от 20... года
Серия № 270120
Дата изготовления 01.2020
Годен до: 01.2022
Кол-во: 100 шт
Срок годности: 24 месяца



4 675 011 512 711

Масса нетто - 220±20 г
Масса брутто - 260±30 г
Масса нетто
потребительской упаковки - 0,165±0,06 г



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 4 листах (четыре)

Генеральный директор:



/Пришляк Н.П./