

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор**

ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Н.П. Пришляк

«16» марта 2020 г.

М.П.



**Фотографические изображения медицинского изделия**

**Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ)**

**в моче для ранней диагностики беременности**

**«ХГЧ-ИХА-ВЕРА» по ТУ 21.20.23-122-69721380-2020**



Производитель: ООО "Фактор-Мед Продакшн" 108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2, эт. 1, пом. 30, [www.faktormedprod.ru](http://www.faktormedprod.ru), e-mail: [fmprod@inbox.ru](mailto:fmprod@inbox.ru), тел.: +7 (499) 322-46-49.



Место производства: ООО "Фактор-Мед Продакшн" 108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности «ХГЧ-ИХА-ВЕРА» по ТУ 21.20.23-122-69721380-2020

Для профессионального применения и самотестирования.


РУ № ..... от ..... г. Не принимать внутрь!

Инструкция по применению в бумажном или электронном виде (на сайте производителя).


Состав: Тест-полоска в индивидуальной упаковке с осушителем-1 шт.

Способ применения Тест-полоски «ХГЧ-ИХА-ВЕРА»:


1. Вскрыть пакет и достать Тест-полоску.
2. Опустить в ёмкость с мочой Тест-полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить Тест-полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут, но не позднее 30 минут.




Беременности нет



Беременность есть



4 670012 512646



Срок годности 24 месяца.

Серия № 010320

Годен до: 2022.01

Смена: 070723



Тест для определения беременности

ВЕРА

2  
теста

Чувствительность – 25 мМЕ/мл  
Рекомендуется с первого дня задержки менструации

®

ВЕРА  
ТЕСТ НА БЕРЕМЕ

ВЕРА  
ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ



Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн»  
Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, пом. 30,  
[www.faktomedprod.ru](http://www.faktomedprod.ru), e-mail: [fmprod@inbox.ru](mailto:fmprod@inbox.ru), тел.: +7 (499) 322-46-49.

Место производства: ООО «Фактор-Мед Продакшн»  
Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Полоска для иммунохроматографического определения  
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней  
диагностики беременности «ХГЧ-ИХА-БЕРА»  
по ТУ 21.20.23-122-69721380-2020**

Тест-полоска «ХГЧ-ИХА-БЕРА», вариант комплектации №2.

РУ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Для профессионального применения и  
самотестирования.


Срок годности - 24 мес.

Способ применения:

1. Вскрыть пакет и достать Тест-полоску.
2. Спустить в ёмкость с мочой Тест-полоску  
стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить Тест-полоску на сухую горизонтальную  
поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально  
через 5 минут, но не позднее 30 минут.



БЕРЕМЕННОСТИ НЕТ



БЕРЕМЕННОСТЬ ЕСТЬ



4 670012 512653

**Серия № 010220  
Голен до: 2022.02**




Тест для определения беременности

ВЕРА<sup>®</sup>

2  
теста

Чувствительность – 25 мМЕ/мл  
Рекомендуется с первого дня задержки менструации

 Не принимать внутрь!



Состав: Тест-полоска в индивидуальной упаковке с осушителем – 2 шт.

Инструкция по применению в бумажном или электронном виде (на сайте производителя).




Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва,  
г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru  
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49  
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Полоска для иммунохроматографического определения  
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче  
для ранней диагностики беременности «ХГЧ-ИХА-ВЕРА»  
по ТУ 21.20.23-122-69721380-2020 (Тест-полоска «ХГЧ-ИХА-ВЕРА»)**

БК №2-6  
РУ № ..... от ..... 20... года  
Серия № 010220  
Дата изготовления: 01.2020  
Годен до: 01.2022  
Кол-во: 6 шт.  
Срок годности: 24 месяца



Масса нетто - 86±20 г  
Масса брутто - 136±30 г  
Масса нетто  
потребительской упаковки - 7±1 г





Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва,  
г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,  
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49  
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Полоска для иммунохроматографического определения  
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче  
для ранней диагностики беременности «ХГЧ-ИХА-ВЕРА»  
по ТУ 21.20.23-122-69721380-2020 (Тест-полоска «ХГЧ-ИХА-ВЕРА»)**

БК №1-100

РУ № ..... от ..... 20... года


Серия № 010120

Дата изготовления: 01.2020

Годен до: 01.2022

Кол-во: 100 шт.

Срок годности: 24 месяца



4 670012 512684

Масса нетто - 220±20 г

Масса брутто - 260±30 г

Масса нетто

потребительской упаковки - 0,165±0,06 г



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 9 листах (сезон)

Генеральный директор:



/Пришляк Н.П./

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор**

ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Н.П. Пришляк



МП

16 » марта 2020 г.

**Макеты маркировки медицинского изделия**

**Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ)**

**в моче для ранней диагностики беременности**

**«ХГЧ-ИХА-ВЕРА» по ТУ 21.20.23-122-69721380-2020**

Производитель: ООО "Фактор-Мед Продакшн" 108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2, эт. 1, пом. 30, [www.faktormedprod.ru](http://www.faktormedprod.ru), e-mail: [fmprod@inbox.ru](mailto:fmprod@inbox.ru), тел.: +7 (499) 322-46-49.



Место производства: ООО "Фактор-Мед Продакшн" 108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности «ХГЧ-ИХА-ВЕРА» по ТУ 21.20.23-122-69721380-2020

Для профессионального применения и самотестирования.

РУ № ..... от ..... г. Не принимать внутрь!

Инструкция по применению в бумажном или электронном виде (на сайте производителя).

Состав: Тест-полоска в индивидуальной упаковке с осушителем - 1 шт.

Способ применения Тест-полоски «ХГЧ-ИХА-ВЕРА»:

1. Вскрыть пакет и достать Тест-полоску.
2. Опустить в ёмкость с мочой Тест-полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить Тест-полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут, но не позднее 30 минут.



Беременности нет



Беременность есть



Срок годности 24 месяца.



Серия № 010320

Годен до: 2022.03

Смена: 000000



↑↓  
**Вера**  
ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ







® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва,  
г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: [fmprod@inbox.ru](mailto:fmprod@inbox.ru),  
[www.faktormedprod.ru](http://www.faktormedprod.ru), тел.: +7 (499) 322-46-49  
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Полоска для иммунохроматографического определения  
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче  
для ранней диагностики беременности «ХГЧ-ИХА-ВЕРА»  
по ТУ 21.20.23-122-69721380-2020 (Тест-полоска «ХГЧ-ИХА-ВЕРА»)**

БК №.....

РУ № ..... от ..... 20... года

Серия № .....

Дата изготовления: .....

Годен до: .....

Кол-во: ..... шт.

Срок годности: 24 месяца



Масса нетто -

Масса брутто -

Масса нетто

потребительской упаковки -

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 4 листах (четыре)

Генеральный директор:

/Пришляк Н.П./

