


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения циклоспорина иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Циклоспорин Калибраторы (Alinity i Cyclosporine Calibrators)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i Cyclosporine Calibrators

		CONC	
		ng/mL (µg/L)	nmol/L
CAL A	1 x 9.0 mL	0	0.0
CAL B	1 x 4.5 mL	40	33.3
CAL C	1 x 4.5 mL	150	124.7
CAL D	1 x 4.5 mL	400	332.6
CAL E	1 x 4.5 mL	800	665.2
CAL F	1 x 4.5 mL	1500	1247.3




CONTAINS: AZIDE


 Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

IVD




PRODUCT OF IRELAND







Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ листов




Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения циклоспорина
иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека на иммунохимических
анализаторах Alinity i «Циклоспорин Калибраторы (Alinity i Cyclosporine Calibrators)»**



09P3901



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения циклоспорина иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i **«Циклоспорин Калибраторы (Alinity i Cyclosporine Calibrators)»**

в составе: Калибратор А (Alinity i Cyclosporine CAL A) -1 флакон х 9,0 мл.; Калибратор В (Alinity i Cyclosporine CAL B) -1 флакон х 4,5 мл.; Калибратор С (Alinity i Cyclosporine CAL C) -1 флакон х 4,5 мл.; Калибратор D (Alinity i Cyclosporine CAL D) -1 флакон х 4,5 мл.; Калибратор E (Alinity i Cyclosporine CAL E) -1 флакон х 4,5 мл.; Калибратор F (Alinity i Cyclosporine CAL F) -1 флакон х 4,5 мл.; Инструкция по применению / Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Страна происхождения: Ирландия/ РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции/ Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Циклоспорин Калибраторы (Alinity i Cyclosporine Calibrators)

09117/801
LOT
Exp.
REF
09P3901
www.abbottdiagnostics.com
Cyclosporine Cals

Alinity i Cyclosporine Calibrators



		CONC	
		ng/mL (µg/L)	nmol/L
CAL A	1 x 9.0 mL	0	0.0
CAL B	1 x 4.5 mL	40	33.3
CAL C	1 x 4.5 mL	150	124.7
CAL D	1 x 4.5 mL	400	332.6
CAL E	1 x 4.5 mL	800	665.2
CAL F	1 x 4.5 mL	1500	1247.3




CONTAINS: AZIDE

2°C 8°C
Abbott Ireland
Diagnostics Division
Pindalkin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712



PRODUCT OF IRELAND

Cyclosporine
Cals



Макет маркировки компонентов медицинского изделия Циклоспорин Калибраторы (Alinity i Cyclosporine Calibrators)


- Калибратор А (Alinity i Cyclosporine CAL A)

Alinity i
Cyclosporine
CAL A
 09P39A
 9.0 mL
 0 ng/mL
 G91963R01
 CONTAINS: AZIDE
 Exp.
 ABBOTT
 CN


- Калибратор В (Alinity i Cyclosporine CAL B)

Alinity i
Cyclosporine
CAL B
 09P39B
 4.5 mL
 40 ng/mL
 G91962R01
 CONTAINS: AZIDE
 Exp.
 ABBOTT
 CN


• Калибратор C (Alinity i Cyclosporine CAL C)




• Калибратор D (Alinity i Cyclosporine CAL D)



• Калибратор E (Alinity i Cyclosporine CAL E)



• Калибратор F (Alinity i Cyclosporine CAL F)



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем

	(маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
листов

