

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Индикон Н»



М.В. Таушканова

« 5 » декабря 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОМПЛЕКТ АКУШЕРСКИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОДНОРАЗОВЫЙ, СТЕРИЛЬНЫЙ И НЕ СТЕРИЛЬНЫЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Назначение

Комплект акушерский из нетканых материалов, одноразовый, стерильный и не стерильный предназначен для применения в условиях родильных домов, отделениях больниц, стационарных, амбулаторных и других лечебно-профилактических учреждениях, оперативных вмешательствах, в гинекологических кабинетах, в отделениях для новорожденных.

2. Порядок использования

Вскрыть групповую упаковку, извлечь блоки-пакеты и использовать согласно маркировке, изделия извлекать, проверяя герметичность упаковки, в стерильную зону изделия вносить с учетом правил асептики. Повторная стерилизация не допускается!

3. Инструкция по хранению

Хранение комплектов у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности 5 лет со дня стерилизации.

С рекламациями обращаться по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д 177

