

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Индикон Н»

«Индикон Н»

М. В. Таушканова

« 05 » ноября 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Комплекты одежды и белья медицинского одноразового
из нетканых материалов, стерильные и нестерильные**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Назначение

«Комплекты одежды и белья медицинского одноразового из нетканых материалов, стерильные и нестерильные предназначен для применения при оперативных вмешательствах в отделениях больниц, стационарных, амбулаторных и других лечебно-профилактических учреждениях.

2. Порядок использования

Вскрыть групповую упаковку, извлечь блоки-пакеты и использовать согласно маркировке, изделия извлекать, проверяя герметичность упаковки, в стерильную зону изделия вносить с учетом правил асептики. Повторная стерилизация не допускается!

3. Инструкция по хранению

Хранение комплектов у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности 5 лет со дня стерилизации.

С рекламациями обращаться по адресу: 630120, г.Новосибирск, ул. Большевистская, д 177



Счет
завершено
2014
г.