

Фотографические изображения медицинского изделия
«Комплект для отбора проб вирусов с транспортной средой ХК-PCR30, номер серии (партии) 15.05.2020»

Рис. 1 Внешний вид упаковки






Рис. 2 Внешний вид упаковки,



Рис. 3 Внешний вид упаковки



Рис. 4 Пробирка для хранения образца с консервирующей жидкостью

Комплект для отбора проб вирусов с транспортной средой ХК-PCR30, номер серии (партии) 15.05.2020:

1. Комплект для отбора проб на вирусы с транспортной средой ХК-PCR30, номер серии (партии) 15.05.2020, в составе:

- 1.1 Пробирка для хранения образца с консервирующей жидкостью – 40 шт.
- 1.2 Полиэтиленовый пакет с зиплоком для хранения и транспортировки емкостей с пробами биологических материалов – 40 шт.;
- 1.3 Зонд для взятия проб (с круглой головкой) – 80 шт.
- 1.4 Инструкция по применению – 1 шт.



Дата изготовления:



Использовать до:



Место производства: Цзянсу Синькан Медикал Инструмент Ко., Лтд (Jiangsu Xinkang Medical Instrument Co., Ltd.), KHP No.88, Ningyan Road, Shengao Town, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province, China 225538

Номер регистрационного удостоверения _____

Продукт следует хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении с температурой 4-25°C, относительной влажностью не более 80%.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «ВР ЛОГИСТИК»

Тел. +7-495-780-16-00; Адрес электронной почты: welcome@vr-logistic.ru

Юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр. 3, этаж 3, пом. II, ком. 3.



15.05.2020

Рис.5 Макет потребительской маркировки на МИ «Комплект для отбора проб вирусов с транспортной средой ХК-PCR30, номер серии (партии) 15.05.2020»



Рис. 6 Полиэтиленовый пакет с zip-локом для хранения и транспортировки емкостей с пробами биологических материалов



Рис. 6 Зонд для взятия проб (с круглой головкой)

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

8 (восемь) листов

Генеральный директор
Прокофьев А.М.

