


Фотоизображения медицинского изделия

**Маска медицинская
одноразовая нестерильная
под товарным знаком matorat
по ГОСТ Р 58396-2019**

1. Общий вид Маски медицинской одноразовой нестерильной под товарным знаком matorat по ГОСТ Р 58396-2019, «Белла», Россия.



2. Общий вид Маски медицинской одноразовой нестерильной под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019 в потребительской упаковке (полиолефиновая пленка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.

«Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019, 175 мм x 95 мм, 1 шт.»

Маска предназначена для ограничения передачи инфекционных агентов воздушно-капельным путем во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения, а также для сокращения выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами.

Эффективность бактериальной фильтрации: $\geq 98\%$

Класс защиты: тип II в соответствии с ГОСТ Р 58396-2019.

Маска является трехслойной; цвет голубой.

Состав: нетканый материал.

Способ применения: вскрыть упаковку, извлечь Маску. Разверните и расправьте Маску. Направьте Маску к лицу стороной с эластичными элементами для крепления, чтобы носовой фиксатор находился сверху. Разверните оба боковых эластичных элемента с надписью «орел» («открыть»), потянув их вверх согласно направлению надписи. Наденьте Маску на лицо, придерживая ее, и закрепите Маску с помощью эластичных элементов, надевая их на уши. С помощью носового фиксатора зафиксируйте верхний край Маски на носу. Все края маски должны прилегать к лицу, закрывая нос, рот и подбородок.

Время использования Маски: не более 2 (двух) часов. Заменять Маску следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время использования, а также если Маска стала мокрой или дыхание затрудненным.

После использования по назначению утилизируйте.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Не использовать в случае повреждения упаковки. Не использовать после окончания срока годности. Не бросать в канализацию. Хранить в сухих помещениях.

Утилизировать использованное изделие как медицинское отходы классов А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Дата изготовления (пятизначная) – см. номер партии (LOT).

Рег. № РЗН 3000/3000 шт. д.м.м.гггг.

Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация, Московская область, с. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.


Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, с. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





LOT	RU 20201027
	20201027
	202509





0 000000 000000

3. Общий вид Маски медицинской одноразовой нестерильной под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019 в потребительской упаковке (картонная коробка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.

**«Маска медицинская одноразовая нестерильная
под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019, 175 мм x 95 мм, 5 шт.»**



Маска предназначена для ограничения передачи инфекционных агентов воздушно-капельным путем во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения, а также для сокращения выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами.

Эффективность бактериальной фильтрации: $\geq 98\%$

Класс защиты: тип II в соответствии с ГОСТ Р 58396-2019

Маска является трехслойной; цвет голубой.

Состав: нетканый материал.

Способ применения: вскрыв упаковку, извлеките Маску. Разверните и расправьте Маску.

Направьте Маску к лицу стороной с эластичными элементами для крепления, чтобы носовой фиксатор находился сверху. Разверните оба боковых эластичных элемента с надписью «ореп» («открыть»), потянув их вверх согласно направлению надписи.

Наденьте Маску на лицо, придерживая ее, и закрепите Маску с помощью эластичных элементов, надевая их на уши. С помощью носового фиксатора зафиксируйте верхний край Маски на носу. Все края маски должны прилегать к лицу, закрывая нос, рот и подбородок.

Время использования Маски: не более 2 (двух) часов. Заменять Маску следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время использования, а также если Маска стала мокрой или дыхание затрудненным.

После использования по назначению утилизируйте.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено Изделие.
Не использовать в случае повреждения упаковки. Не использовать после окончания срока годности.
Не бросать в канализацию. Хранить в сухих помещениях.

Утилизировать использованное Изделие как медицинские отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Дата изготовления (ггггммдд) - см. номер партии (LOT).
Рег. № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг.

 **Производитель:** ООО "Белла", 140301, Российская Федерация,
Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9


Продавец: ООО "БЕЛЛА Восток", 140301, Российская Федерация,
Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



 RU	20201028
	20201028
	202509



4. Макет потребительской упаковки (цветная картонная коробка) с маркировкой Маски медицинской одноразовой нестерильной, товарным знаком matorat по ГОСТ Р 58396-2019, производства ООО «Белла», Россия.





5. Общий вид Маски медицинской одноразовой нестерильной под товарным знаком *matopat* по ГОСТ Р 58396-2019 в транспортной упаковке, производства ООО «Белла», Россия.

Маска медицинская одноразовая
нестерильная под товарным знаком *matopat*
по ГОСТ Р 58396-2019, 175 мм x 95 мм.



Дата изготовления (ггггммдд) - см. номер партии (LOT).

Хранить в сухих помещениях
Условия транспортирования по условиям
хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.
Допускается транспортирование
по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150
- не более 48 часов.

Дата изготовления:	
LOT	RU 20201028
	202509

10 уп.

Контрольный
номер
упаковщика



Рег. № РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ.

Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация,
Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9
Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация,
Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
(подпись) листа(ов)
Генеральный директор ООО «Белла»
М.К. Ковальчик

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Белла»



«25» марта 2021г.

М.К. Ковальчик

ЭТИКЕТКА (проект)

**Маска медицинская одноразовая нестерильная
под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019**

- **товарный знак производителя**



- **наименование Изделия:** _____;
- вариант исполнения Изделия;
- количество слоев;
- номер ГОСТ Р 58396-2019;
- тип Изделия (согласно ГОСТ Р 58396-2019);
- размер изделия: __ мм х __ мм;
- количество Изделий в упаковке: _____ шт.;
- состав Изделия: _____;
- номер и дата регистрационного удостоверения: № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг.;
- номер партии (LOT): _____;
- дата изготовления (ггггммдд);
- годен до (ггггмм);
- не использовать после окончания срока годности;
- назначение Изделия;
- медицинское изделие предназначено для однократного применения;
- хранить в сухих помещениях, при температуре от +5°C до +40°C;
- информация о сертификации или декларировании (при наличии) в виде знака соответствия;
- штриховой код (при наличии);

- артикул Изделия (при наличии);
- способ применения: вскрыв упаковку, извлеките Маску. Разверните и расправьте Маску. Направьте Маску к лицу стороной с эластичными элементами для крепления, чтобы носовой фиксатор находился сверху. Разверните оба боковых эластичных элемента с надписью «ореп» («открыть»), потянув их вверх согласно направлению надписи. Наденьте Маску на лицо, придерживая ее, и закрепите Маску с помощью эластичных элементов, надевая их на уши. С помощью носового фиксатора зафиксируйте верхний край Маски на носу. Все края Маски должны прилегать к лицу, закрывая нос, рот и подбородок. Время использования Маски: не более 2 (двух) часов. Заменять Маску следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время использования, а также если Маска стала мокрой или дыхание затрудненным. После использования по назначению утилизируйте;
- противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено Изделие;
- не использовать при поврежденной упаковке;
- указание о том, что медицинское изделие нестерильно;
- графический символ «дата изготовления»;
- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию. Утилизировать использованное Изделие как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21»;
- «Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9», с применением символа «Изготовитель»;
- «Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9».

2 (два) лист(ов)
Генеральный директор ООО "Белла"

Всего 1
скрепл
2 (1
Генера