

«Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж»:

1. PDIFF plus

1.1 Линза интраокулярная: D611, D6125

1.2 Инжектор и картридж

PDIFF *Plus*

Presbyopia Freedom IOL

Intellectually Redefined Vision

- Refractive-Diffractive Optic
- 360° Square Edge
- Blended Transition Zones
- Aberration Neutral

Constant: 10.0

Theoretical

Length : 12.50

Opt. Dia. : 6.00

DIFF

Plus, plus, plus, plus, plus

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег. удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза PDIFF plus
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж.
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.



Производитель:

«Полимер Технолоджис Интернэшнл», ИНДИЯ

Polymer Technologies International

310/C, Dabhasa, Tal. Padra,

Dist. Vadodara - 391 440, Gujarat, India

pti@caregroupindia.com

www.caregroupindia.com



См. инструкцию по использованию



Не стерилизовать повторно



Для однократного использования



Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C



Хранить в защищенном от света месте



Не использовать, если упаковка повреждена



Хранить в сухом месте

STERILE

CE

0434




STERILE


CE

0434


Оборотная сторона упаковки PDIFF plus



Линза интраокулярная: D611



Линза интраокулярная: D6125



Инжектор и картридж

2. OCUFLEX

2.1 Линза интраокулярная: ANU6, ANU6Y, ANU6AS, ANU6ASY, ANU5D, RYCF, F6125SQ, F6125SQY, F6125SOH, F6125SOHY, F65105SQ, F65105SQY, F6105SQ, F6105SQY

2.2 Инжектор и картридж

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)

OcuFlex™
Foldable Intraocular Lens

Foldable ©
Single Piece ©
Bi Convex ©
U.V. Blocker ©

Contents:
One sterile Posterior Chamber Intraocular lens
Refer to enclosed instructions for use
Contains(1) Sterile Lens

2014-05

2017-04

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег.удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза OcuFlex™
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж.
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.

 **Производитель:**
«Полимер Технолоджис Интернэшнл», ИНДИЯ
Polymer Technologies International
310/C, Dabhaha, Tal. Padra,
Dist.Vadodara – 391 440, Gujarat, India
pti@caregroupindia.com
www.caregroupindia.com

-  См. инструкцию по использованию
-  Не стерилизовать повторно
-  Для однократного использования
-  Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C
-  Хранить в защищенном от света месте
-  Не использовать, если упаковка повреждена
-  Хранить в сухом месте

STERILE 

CE
0434




STERILE 

CE
0434

Оборотная сторона упаковки **OCUFLEX**




Линза интраокулярная: ANU6, ANU6AS, ANU5D, ANU6Y, ANU6ASY



Линза интраокулярная: RYCF



Линза интраокулярная: F6125SQ, F6125SQY, F6125SOH, F6125SOHY, F65105SQ, F65105SQY, F6105SQ, F6105SQY




Инжектор и картридж

3. IPCL

3.1 Линза интраокулярная: IPCL

3.2 Инжектор и картридж

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)




IMPLANTABLE
PHAKIC Contact Lens

Aberration Neutral

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег.удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза IPCL
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.



Производитель:

«Полимер Технолоджис Интернэшнл», ИНДИЯ

Polymer Technologies International

310/C, Dabhasa, Tal. Padra,

Dist.Vadodara – 391 440, Gujarat, India

pti@caregroupindia.com

www.caregroupindia.com



0434



См. инструкцию по использованию



Не стерилизовать повторно



Для однократного использования



Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C




Хранить в защищенном от света месте



Не использовать, если упаковка повреждена



Хранить в сухом месте





0434

10-9102 P

80-9102








4. IPCL PRESBYOPIC

4.1 Линза интраокулярная: IPCLD

4.2 Инжектор и картридж



Predictable • Precise • Safe • Reversible

The One Step Refractive Solution
With Complete Range of Vision - Near, Intermediate and Distance

PLD02F0MPG00003

Mfg. Lic. No.: G/28/1321

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег. удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза IPCL PRESBYOPIC
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж.
- Инструкция по применению
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.

 Производитель:
«Полимер Технолджис Интернэшнл», ИНДИЯ
Polymer Technologies International
310/C, Dabhaha, Tal. Padra,
Dist Vadodara - 391 440, Gujarat, India
pti@caregroupindia.com
www.caregroupindia.com

STERILE

CE
0434




-  См. инструкцию по использованию
-  Не стерилизовать повторно
-  Для однократного использования
-  Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C
-  Хранить в защищенном от света месте
-  Не использовать, если упаковка повреждена
-  Хранить в сухом месте

Оборотная сторона упаковки IPCL PRESBYOPIC



Линза интраокулярная: IPCLD




Инжектор и картридж

5. IPCL TORIC

5.1 Линза интраокулярная: IPCLT

5.2 Инжектор и картридж

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)



IMPLANTABLE
PHAKIC Contact Lens

Predictable • Precise • Safe • Reversible

The One Step Refractive Solution
With Astigmatism Correction


Лицевая сторона упаковки IPCL TORIC

PC CONSTIT 8.8

LOT: PCE36
PLE36F03ME00007

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег.удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза IPCL TORIC
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж
- Инструкция по применению
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.

 **Производитель:**
«Полимер Технолоджис Интернэшнл», ИНДИЯ
Polymer Technologies International
310/C, Dabhasa, Tal. Padra,
Dist.Vadodara – 391 440, Gujarat, India
pti@caregroupindia.com
www.caregroupindia.com

-  См. инструкцию по использованию
-  Не стерилизовать повторно
-  Для однократного использования
-  Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C
-  Хранить в защищенном от света месте
-  Не использовать, если упаковка повреждена
-  Хранить в сухом месте

STERILE 

CE
0434



STERILE 




CE
0434

2017-04

2017-05



Линза интраокулярная: IPCLT



Инжектор и картридж

6. AcriDiff

6.1 Линза интраокулярная: AS-6D

6.2 Инжектор и картридж



A — Constant: 118.8

Opt. Dia. : 0.00

Ther. Local

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег. удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза AcriDiff
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж.
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.



Производитель:

«Полимер Технолоджис Интернэшнл», ИНДИЯ

Polymer Technologies International

310/C, Dabhasa, Tal. Padra,

Dist. Vadodara – 391 440, Gujarat, India

pti@caregroupindia.com

www.caregroupindia.com



См. инструкцию по использованию



Не стерилизовать повторно



Для однократного использования



Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C



Хранить в защищенном от света месте



Не использовать, если упаковка повреждена



Хранить в сухом месте

STERILE



0434





STERILE EO



CE
0434

Оборотная сторона упаковки AcriDiff





Инжектор и картридж


7. ATM

7.1 Линза интраокулярная: AS-6DT1,5, AS-6DT2,0 AS-6DT2,5, AS-6DT3,0 AS-6DT3,5, AS-6DT4,0 AS-6DT4,5, AS-6DT5,0 AS-6DT5,5, AS-6DT6,0

7.2 Инжектор и картридж

Synchronized Cast Molded Lens

Foldable Hydrophobic Yellow Intraocular Lens



• Aspheric • Yellow • Micro Incision

PRESBYOPIA AND ASTIGMATISM CORRECTED IOL

Theoretical

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег. удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза АТМ
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.

 Производитель:
«Полимер Технолоджис Интернешнл», ИНДИЯ
Polymer Technologies International
310/G, Dabhaha, Tal. Padra,
Dist. Vadodara - 391 440, Gujarat, India
pti@caregroupindia.com
www.caregroupindia.com

STERILE 

CE
0434




-  См. инструкцию по использованию
-  Не стерилизовать повторно
-  Для однократного использования
-  Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C
-  Хранить в защищенном от света месте
-  Не использовать, если упаковка повреждена
-  Хранить в сухом месте

STERILE EO




CE
0434

Оборотная сторона упаковки АТМ



Линза интраокулярная: AS-6DT1,5, AS-6DT2,0 AS-6DT2,5, AS-6DT3,0 AS-6DT3,5, AS-6DT4,0
AS-6DT4,5, AS-6DT5,0 AS-6DT5,5, AS-6DT6,0



Инжектор и картридж

8. ACRIOL

8.1 Линза интраокулярная: AS-6

8.2 Инжектор и картридж

ACRIOLTM

Foldable | Square Edge

Hydrophobic IOL

Лицевая сторона упаковки ACRIOL

Contents:
One sterile Posterior Chamber Intraocular lens
Refer to enclosed instructions for use
Contains (1) Sterile Lens

2019-02

2014-03



One sterile intraocular lens. With UV absorber. Do not use if the packaging is damaged. Do not re-sterilize. Store in a cool dry place.



Eine sterile Intraokulare Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist. Sterilisieren Sie nicht wiederholt. Lagern Sie die IOL kühn und trocken.



Une lentille intraoculaire stérile. Avec filtre UV. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas re-stériliser. Stocker dans un endroit sec et frais.



En steril intraokulär lins. Med UV-absorption. Använd inte om förpackningen är skadad. Skall inte steriliseras om. Förvara kallt och torrt.



En steril intraokulær linse. Med UV-filtre. Må ikke brukes hvis emballagen er skadet. Må ikke steriliseres om igjen. Oppbevares kjølig og tørt.



Una lente intraocular estéril. Con filtro UV. No usar si el paquete está dañado. No re-esterilizar. Guardar en condiciones frescas y secas.



Una lente intraoculare sterile. Con filtro UV. Non usare se l'imballaggio è danneggiato. Non riesterilizzare. Conservare in luogo fresco e asciutto.



Uma lente intra-ocular estéril. Com filtro UV. Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não volte a esterilizar. Armazene em ambiente fresco e seco.



En steril inter økular linse. Med UV filter. Må ikke bruges, hvis emballeringen er beskadiget. Må ikke steriliseres igen. Opbevar IOL køligt og tørt.



En sterile intraoculaire lens. Met UV filter. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Niet re-steriliseren. Sla de IOL op in koele droge condities.

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Сер. удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза. ACRION.
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж.
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.



Производитель:
«Полимер Текнолоджис Интернашнл», ИНДИЯ
Polymer Technologies International
310/C, Dabheda, Tal. Padra,
Dist. Vadodara - 391 440, Gujarat, India
pr@caregroupindia.com
www.caregroupindia.com



0434



См. инструкцию по использованию



Не стерилизовать повторно



Для однократного использования



Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C



Хранить в защищенном от света месте




Не использовать, если упаковка повреждена



Хранить в сухом месте




Линза интраокулярная: AS-6



9. ACRIOL EC

9.1 Линза интраокулярная: AS-6Y

9.2 Инжектор и картридж



Лицевая сторона упаковки ACRIOL EC

Comments:

One sterile Posterior Chamber Intraocular lens
Refer to enclosed instructions for use
Contains(1) Sterile Lens

2014-07

2019-06

-  One sterile intraocular lens. With UV absorber. Do not use if the packaging is damaged. Do not resterilize. Store in a cool dry place.
-  Eine sterile Intraokular Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist. Darf nicht resterilisiert werden. Lagern Sie die IOL in einem kühlen und trockenen Ort.
-  Uma lente intraocular estéril. Com filtro UV. Não usar se a embalagem estiver danificada. Não pode esterilizar. Guardar em um ambiente seco e fresco.
-  En steril intraokulær linse. Med UV-absorption. Anvend ikke om forpackningen er beskadiget. Skal ikke steriliseres om. Forvarer køligt og tørt.
-  En steril intraokulaarilinen. Must UV-suodatin. Älä käytä jos pakkaus on vaurioitunut. Älä lämpösterilöi. Säilytä jääkaapissa.
-  Una lente intraocular estéril. Con filtro UV. No usar si el paquete está dañado. No re-esterilizar. Guardar en condiciones frescas y secas.
-  Una lente intraoculare sterile. Con filtro UV. Non usare se l'imballaggio è danneggiato. Non resterilizzare. Conservare in luogo fresco e asciutto.
-  Uma lente intra-ocular estéril. Com filtro UV. Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não volte a esterilizar. Armazene em ambiente fresco e seco.
-  En steril intern okularlinse. Med UV filter. Må ikke brukes hvis emballeringen er beskadiget. Må ikke steriliseres igjen. Oppbevares kjølig og tørt.
-  Een steriele intraoculaire lens. Met UV filter. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Niet hersteriliseren. Sla de IOL op in koelle droge omstandigheden.

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег.удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза ACRIOL EC
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж.
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.

 Производитель:
«Полимер Технолоджис Интернэшнл», ИНДИЯ
Polymer Technologies International
310/C, Dabhaha, Tal. Padra,
Dist. Vadodara - 391 440, Gujarat, India
pti@caregroupindia.com
www.caregroupindia.com




-  См инструкцию по использованию
-  Не стерилизовать повторно
-  Для однократного использования
-  Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C
-  Хранить в защищенном от света месте
-  Не использовать, если упаковка повреждена
-  Хранить в сухом месте

Оборотная сторона упаковки ACRIOL EC



Линза интраокулярная: AS-6Y



Инжектор и картридж

10. ACRIOL PRELOADED

10.1 Линза интраокулярная: AS-6

10.2 Инжектор и картридж


Foldable Hydrophobic Intra Ocular Lens (STERILE)

ACRIOL™


Hydrophobic MICL
Aspheric

Synchronized Cast Molded Lens

Preloaded IOL



Aberration Neutral Optic



Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж

Рег.удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза ACRIOOL PRELOADED
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж.
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.



Производитель:

«Полимер Технолоджис Интернэшнл», ИНДИЯ

Polymer Technologies International

310/C, Dabhasa, Tal. Padra,

Dist.Vadodara – 391 440, Gujarat, India

pti@caregroupindia.com

www.caregroupindia.com



0434



См. инструкции по использованию



Не стерилизовать повторно



Для однократного использования



Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C



Хранить в защищенном от света месте



Не использовать, если упаковка повреждена




Хранить в сухом месте

2014-01 2018-12

Contents:
One Sterile Posterior Chamber Intraocular Lens
Refer to enclosed instructions for use
Contains (1) Sterile Preloaded Injection System



Линза интраокулярная: AS-6




Инжектор и картридж

11. ACRIOL EC PRELOADED

11.1 Линза интраокулярная: AS-6Y

11.2 Инжектор и картридж



Лицевая сторона упаковки

ACRIOL EC PRELOADED

One sterile Posterior Chamber Intraocular lens
Refer to enclosed instructions for use
Contains(1) Sterile Lens

2014-07

2019-06

-  One sterile intraocular lens. With UV absorber. Do not use if the packaging is damaged. Do not re-sterilize. Store in a cool dry place.
-  Eine sterile intraokulare Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist. Sterilisieren Sie nicht wiederholt. Lagern Sie die IOL kühl und trocken.
-  Una lente intraocular estéril. Con filtro UV. No usar si el embalaje está dañado. No re-esterilizar. Guardar en condiciones frescas y secas.
-  En steril intraokulär lins. Med UV-filtrer. Använd inte om förpackningen är skadad. Skall inte steriliseras om. Förvara kallt och torrt.
-  En steril intraokulær linse. Med UV-filtrer. Må ikke brukes hvis emballeringen er skadet. Må ikke steriliseres om igjen. Oppbevares kaldt og tørt.
-  Una lente intraocular estéril. Con filtro UV. No usar si el embalaje está dañado. No re-esterilizar. Guardar en condiciones frescas y secas.
-  Una lente intraocular estéril. Con filtro UV. Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não volte a esterilizar. Armazene em ambiente fresco e seco.
-  En steril intraokulær linse. Med UV-filtrer. Må ikke brukes hvis emballeringen er skadet. Må ikke steriliseres om igjen. Oppbevares kaldt og tørt.
-  Een steriele intraoculaire lens. Met UV filter. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Niet hersteriliseren. Sla de IOL op in koele droge condities.

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег. удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза ACRIOL EC PRELOADED
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж.
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.

 Производитель:
«Полимер Технолоджис Интернешнл», ИНДИЯ
Polymer Technologies International
310/C, Dabhaha, Tal. Padra,
Dist.Vadodara – 391 440, Gujarat, India
pti@caregroupindia.com
www.caregroupindia.com


 
0434



-  См. инструкцию по использованию
-  Не стерилизовать повторно
-  Для однократного использования
-  Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C
-  Хранить в защищенном от света месте
-  Не использовать, если упаковка повреждена
-  Хранить в сухом месте



Линза интраокулярная: AS-6Y



Инжектор и картридж

12. ACRIOL EC TORIC

12.1 Линза интраокулярная: AS-6UT, AS-6T2, AS-6T2.5, AS-6T3, AS-6T3.5, AS-6T4, AS-6T4.5, AS-6T5, AS-6T5.5, AS-6T6, AS6DT

12.2 Инжектор и картридж

Foldable HYDROPHOBIC Yellow Intraocular Lens (Sterile)

ACRIOL  **TORIC**
Hydrophobic MICL



◦ Aspheric Optic ◦ Yellow Foldable ◦ Micro Incision Lens
Astigmatism Correcting IOL

Лицевая сторона упаковки **ACRIOL EC TORIC**

Линза интраокулярная в составе: линза, инжектор и картридж
Рег.удостоверение №

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- Одна (1) заднекамерная стерильная  складывающаяся интраокулярная линза ACRIOL EC TORIC
- Один (1) стерильный  одноразовый инжектор и картридж.
- Инструкция по применению.
- Самоклеющиеся этикетки для записи о пациенте.
- Идентификационная карта имплантата пациента.

Бренд, модель, диоптрийность, параметры, серию и срок годности изделия см. на упаковке.



Производитель:

«Полимер Технолоджис Интернэшнл», ИНДИЯ

Polymer Technologies International

310KC, Dabhasa, Tal. Padra.

Dist.Vadodara – 391 440, Gujarat, India

pti@caregroupindia.com

www.caregroupindia.com



См. инструкцию по использованию



Не стерилизовать повторно



Для однократного использования



Не хранить при температуре ниже 0°C и выше 45°C






Хранить в защищенном от света месте



Не использовать, если упаковка повреждена



Хранить в сухом месте



PKDA2AG6T10007




Оборотная сторона упаковки

ACRIOL EC TORIC



Линза интраокулярная: AS-6UT, AS-6T2, AS-6T2.5, AS-6T3, AS-6T3.5, AS-6T4, AS-6T4.5, AS-6T5, AS-6T5.5, AS-6T6, AS6DT



Инжектор и картридж

Пример и описание
перчатки 51 мет

