

Фотографические изображения медицинского изделия

«Набор реагентов для качественного выявления и автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серии ALS231120, ALP231120»,

производства ООО «Альгимед Техно», Беларусь

Рисунок 1. I. Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени «ALSENSE-SARS-CoV-2RT-qPCR», серия ALS231120, в составе:




Рисунок 2. 1. Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени «ALSENSE-SARS-CoV-2RT-qPCR», серия ALS231120, в составе: 2. ОТ-полимераза ALSENSE 0,12 мл




Рисунок 3. 1. Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени «ALSENSE-SARS-CoV-2RT-qPCR», серия ALS231120, в составе: 3. Положительный контрольный образец 0,1 мл




Рисунок 4. I. Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени «ALSENSE-SARS-CoV-2RT-qPCR», серия ALS231120, в составе: **4. Отрицательный контрольный образец 0,5 мл**




Рисунок 5. 1. Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени «ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR», серия ALS231120, в составе: 5. Паспорт

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 017

Набор реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2
«ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR»
Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.010-2020
Серия: ALS231120 Дата изготовления: 23.11.20
Годен до: 23.11.21

		Значения ПКО					
		Ct FAM		Ct ROX		Ct HEX	
Производитель	Модель	min	max	min	max	min	max
ДНК-технология	DT-96 (порог Ct)	19,4	23,4	21,2	25,8	19,3	23,7
Bio-Rad	CFX96	20,2	24,4	21,0	29,1	21,1	24,0
QIAGEN Hilden	Rotor-Gene Q	20,4	25,0	23,2	28,4	19,5	24,9

Пороговые значения Ct:

Ct (FAM)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (ROX)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (HEX)	29,0	Менее или равно – валидно (достаточное количество материала), более – невалидно (недостаточно материала)

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.010-2020

Специалист по контролю качества:



Дата выдачи паспорта: 23.11.2020 г.

ООО «Альгимед Техно»
220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309
Тел. +375(29)893-14-44
Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com

Рисунок 6. 1. Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени «ALSENSE-SARS-CoV-2RT-qPCR», серия ALS231120, в составе: 6. Инструкция по применению




Рисунок 7. II. Набор реагентов для автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 ALPREP, серия ALP231120, в составе: 1. Буфер ALPREP лизирующий (96 x 0,4 мл)




Рисунок 8. II. Набор реагентов для автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 ALPREP, серия ALP231120, в составе: **2. Буфер ALPREP промывочный № 1** ((96 x 0,7 мл)




Рисунок 9. II. Набор реагентов для автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 ALPREP, серия ALP231120, в составе: 3. Буфер ALPREP промывочный №2 (96 x 0,7 мл)




Рисунок 10. II. Набор реагентов для автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 ALPREP, серия ALP231120, в составе: 4. Буфер ALPREP элюирующий (96 x 0,1 мл)




Рисунок 11. II. Набор реагентов для автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 ALPREP, серия ALP231120, в составе: 5. Буфер ALPREP для хранения 1,8 мл




Рисунок 12. II. Набор реагентов для автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 ALPREP, серия ALP231120, в составе: 6. Наконечники для выделения




Рисунок 13. II. Набор реагентов для автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 ALPREP, серия ALP231120, в составе: 7. Паспорт

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 020

Набор реагентов для выделения ДНК и РНК из биологического материала «AL-PREP5-96» Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.010-2020 Серия: ALP231120 Дата изготовления: 23.11.20 Годен до: 23.11.21
--

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280	Не менее 1,7	Более 1,7
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.010-2020

Специалист по контролю качества:



Дата выдачи паспорта: 23.11.2020г.

ООО «Альгимед Техно»
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309
Тел. +375(29)893-14-44
Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com

Рисунок 14. II. Набор реагентов для автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 ALPREP, серия ALP231120, в составе: 8. Инструкция по применению





Рисунок 16. II. Набор реагентов для автоматизированной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 ALPREP, серия ALP231120. Упаковка



Пронумеровано, прошнуровано, прошито
и скреплено печатью

17 (сепнадцать) листов

Генеральный директор
ООО «Альгимед»

Батуро Д. Е.

