

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ПКФ ВераМед»

Толпегин Д.А




2021 г.

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед»
по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020**

**Проект этикетки
медицинского изделия**

АПТЕЧКА

для оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильная)



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Оборотная сторона

Производитель: ООО «ПКФ ВераМед».

Адрес: 142520, Московская область, город Павловский Посад, село Рахманово, д.172. Тел: (495)971-89-39

Изготовлено по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08010 от _____

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

Перечень вложений

1. Медицинские изделия	
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М	2 пары
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16x14 см №10	2 уп.
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см	1 шт.
2. Прочие средства	
2.1 Ножницы	1 шт.
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3 Футляр	1 шт.

Условия хранения:

Аптечки должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях, по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°C до +40°C и влажности воздуха 80% при 25°C.

Условия транспортирования:

Аптечка транспортируется всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность аптечки и защиту от атмосферных воздействий по группе 5(ОЖ4) от -50°C до +50°C по ГОСТ 15150-69.

Условия утилизации:

Использованные по назначению вложения аптечки, не контактирующие с биологическими жидкостями, а также не использованные по назначению вложения аптечки относят к отходам класса А, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684 -21.

Использованные по назначению вложения аптечки, контактирующие с биологическими жидкостями, например, кровью, относят к отходам класса Б, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684 -21.

Аптечка с истекшим сроком годности утилизируется вместе с бытовыми отходами.

Срок годности аптечки: 4 года

Дата упаковывания: _____

Номер партии: _____



Производитель: ООО «ПКФ ВераМед».

Адрес: 142520, Московская область, город Павловский Посад, село Рахманово, д.172. Тел: (495)971-89-39

Изготовлено по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08010 от _____

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

Перечень вложений

1. Медицинские изделия

1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М	2 пары
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5м x 10 см	4 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см	3шт.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16x14 см №10	2 уп.
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см	1 шт.

2. Прочие средства

2.1 Ножницы	1 шт.
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3 Футляр	1 шт.

Условия хранения:

Аптечки должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях, по условиям хранения I(Л) ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°C до +40°C и влажности воздуха 80% при 25°C.

Условия транспортирования:

Аптечка транспортируется всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность аптечки и защиту от атмосферных воздействий по группе 5(ОЖ4) от -50°C до + 50°C по ГОСТ 15150-69.

Условия утилизации:

Использованные по назначению вложения аптечки, не контактирующие с биологическими жидкостями, а также не использованные по назначению вложения аптечки относят к отходам класса А, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные по назначению вложения аптечки, контактирующие с биологическими жидкостями, например, кровью, относят к отходам класса Б, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Аптечка с истекшим сроком годности утилизируется вместе с бытовыми отходами.

Срок годности аптечки: 4 года

Дата упаковывания: _____

Номер партии: _____



Сшито и заверено печатью 3
(три) лист а

Генеральный директор
ООО «ПКФ ВераМед»
Толпегин Д.А.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ПКФ ВераМед»



Толпегин Д.А

«21» июля 2021 г.

Фотографическое изображение
медицинского изделия

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед»
по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020**

АПТЕЧКА

для оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильная)



СДЕЛАНО
В РОССИИ



4 650054 770495

Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- этикетка, лицевая сторона (вариант этикетки)

Производитель: ООО «ИКС ВераМед»

Адрес: 142520, Московская область, город Павловский Посад, село Рахматово, д.122. Тел. (+7977)-89-39

Изготовлено по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

Регистрационное удостоверение №ФСР 2019/08010 от

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

Перечень комплектации

- | | | |
|-----|--|--------|
| 1. | Медицинские изделия | |
| 1.1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 7 шт |
| 1.2 | Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М | 2 пары |
| 1.3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рес-5 (Рескью-Рот) | 1 шт |
| 1.4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт |
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский, не менее 5м x 10 см | 4 шт |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см | 3 шт |
| 1.7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16x14 см №10 | 2 уп. |
| 1.8 | Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см | 1 шт |

2. Прочие средства

- | | | |
|-----|---|------|
| 2.1 | Ножницы | 1 шт |
| 2.2 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аппечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) | 1 шт |
| 2.3 | Футляр | 1 шт |

Условия хранения:

Аптечка должна храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях, по условиям хранения ТУ ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°C до +40°C и влажности воздуха 80% при 25°C

Условия транспортирования:

Аптечка транспортируется всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность аппечки и защиту от атмосферных воздействий по группе 5(Ж4) от -50°C до +50°C по Т.О. 1.1.15150-69.

Условия утилизации:

Использованные по назначению вложенные аппечки, не контактирующие с биологическими жидкостями, а также не использованные по назначению вложенные аппечки утилизируются в отходах класса А, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684.11

Использованные по назначению вложенные аппечки, контактирующие с биологическими жидкостями, утилизируются в отходах класса Б, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684.21

Аптечка с истекшим сроком годности утилизируется вместе с бытовыми отходами.

Срок годности аппечки: 4 года

Дата упаковки: январь 2021

Номер партии: 0121




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
- этикетка, лицевая сторона (вариант этикетки)

Производитель: ООО «ИПКФ ВераМед»

Адрес: 142520, Московская область, город Павловский Посад, село Раменское, д.172. Тел. (495) 971-89-39

Исготовлено по: ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

Регистрационное удостоверение №ФСР 201008030 от

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

Перечень комплектных

1. Медицинские изделия

- | | | |
|-----|---|--------|
| 1.1 | Аска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 1.2 | Плечатки медицинские нестерильные размер не менее М | 2 пары |
| 1.3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 1.4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 1.7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16x14 см №10 | 2 уп. |
| 1.8 | Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см | 1 шт. |

2. Прочие средства

- | | | |
|-----|---------|-------|
| 2.1 | Ножницы | 1 шт. |
|-----|---------|-------|

2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

1 шт.

- | | | |
|-----|--------|-------|
| 2.3 | Футляр | 1 шт. |
|-----|--------|-------|

Условия хранения:

Аптечка должна храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях, по условиям хранения (ДБ) ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°C до +40°C и влажности воздуха 80% при 25°C

Условия транспортирования:

Аптечка транспортируется всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность аптечки и защиту от атмосферных воздействий по группе 3ЮЖ4) от -50°C до +50°C по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации:

Использованные по назначению упаковки упаковки аптечки, не маркированные с биологическими знаками, а также не использованные по назначению упаковки аптечки отвозят к отходам класса А, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21

Использованные по назначению упаковки упаковки аптечки, контактирующие с биологическими жидкостями, относятся к отходам класса Б, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21

Аптечка с истекшим сроком годности утилизируется вместе с бытовыми отходами

Срок годности аптечки: 4 года

Дата упаковки: январь 2021

Номер партии: 0121

Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- этикетка, оборотная сторона




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
- футляр



Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020 - футляр с вложениями в открытом виде

Перечень вложений

1. Медицинские изделия

- | | |
|---|--------|
| 1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М | 2 пары |
| 1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 1.4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16x14 см №10 | 2 уп. |
| 1.8 Дейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см | 1 шт. |

2. Прочие средства

- | | |
|---|-------|
| 2.1 Ножицы | 1 шт. |
| 2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 1 шт. |
| 2.3 Футляр | 1 шт. |

Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
- перечень вложений

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)


№ п/п	Наименование вложения	Использование
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	Используйте для закрытия осадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
2.1	Ножницы	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок.

Общая последовательность действий на месте происшествия (универсальный алгоритм оказания первой помощи)

Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, выполните следующие действия.

1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи.
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания – перейдите к п.7 Алгоритма.
3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания переходите к п.6 Алгоритма.
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, (по тел.112, 103, 03, или региональным номерам), привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне.
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания «Роткорму», «Роткосу», с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к п.6 Алгоритма.
6. При появлении (или наличии) признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей.
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут; или выполните максимальное сгибание конечности в суставе.
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощь в случае выявления указанных состояний.
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий).
10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку.

Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив им необходимую информацию.







Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая - 2 шт.

- Маски медицинские из нетканых материалов «СпецМедЗащита» по ТУ 9398-001-64015714-2010 в следующих исполнениях однослойные, двухслойные, трехслойные. РУ № ФСР 2010/07908, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия.

Вариант исполнения: Маска медицинская из нетканых материалов трехслойная.




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY». РУ № РЗН 2017/5747, производства «ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия.

Вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» из натурального латекса гладкие опудренные (манжета с валиком); цвет: натуральный; размер М.
или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM®. РУ № РЗН 2018/7679, производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия

Вариант исполнения: Перчатки латексные, неопудренные, текстурированные, манжета с валиком, без адгезивной полосы, стандартные, манжета стандартная, хлоринация однократная, цвет: натуральный; размер М.




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» - 1 шт.

• Устройство для проведения искусственного дыхания –«рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10. РУ № ФСР 2010/07434, производства ООО НПФ «МИРАЛ», Россия

или






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020 - Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" одноразовое "Виталфарм" по ТУ 32.50.13-047-85535471-2017, РУ № РЗН 2018/6705, производства ЗАО "Виталфарм", Россия






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
 1.4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт.
 - Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10.
 РУ № ФСР 2010/07432, производства ООО НПФ «МИРАЛ», Россия





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

1.5 Бинт марлевый медицинский размером не менее 5м x 10 см - 4 шт.

- Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03226, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия.

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 5м x 10 см или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
 - Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03223, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия.
 Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 5м x10 см или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2552, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия.

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 5 м x 10 см. или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
 - Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2555, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия.
 Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 5м x10 см или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
- Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/08700, производства ООО «ПО «МЕДТЕКС», Россия.
Вариант исполнения: 1. Бинт марлевый медицинский стерильный размером 5м x10 см или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
- Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/08700, производства ООО «ПО «МЕДТЕКС», Россия.
Вариант исполнения: 2. Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 5м x10 см





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

1.6 Бинт марлевый медицинский размером не менее 7м x 14 см - 3 шт.

- Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03226, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия.

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 7м x 14 см или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
 - Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03223, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия.
 Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 7м x14 см
 или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2552, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия.




Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 7м x 14 см или

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 7м x 14 см

производства ООО «ХБК Навтекс», Россия.

- Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2555.

Фото. Аутетка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «БераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
 - Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/08700, производства ООО «ПО «МЕДТЕКС», Россия
 Вариант исполнения: 1. Бинт марлевый медицинский стерильный размером 7м x14 см или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
- Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/08700, производства ООО «ПО «МЕДТЕКС», Россия
Вариант исполнения: 2. Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 7м x14 см





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16x14 см №10 - 2 уп.

- Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93. РУ № ФСР 2008/03225, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия

Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16x14 см № 10 или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93. РУ № ФСР 2011/11141, производства ООО «НЬЮФАРМ», Россия

Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16x14 см № 10 или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
 - Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, РУ № РЗН 2015/2553, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия
 Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16x14 см № 10 или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014, РУ № РЗН 2015/2554, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия

Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) № 10.





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
 - Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014, РУ № РЗН 2015/2554, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия
 Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде, в 2 слоя, размером 16x14 см № 10.




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

1.8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2х500 см - 1 шт.

- Лейкопластырь медицинский фиксирующий по ТУ 9393-004-56334457-2007, РУ № ФСР 2007/01017, производства ООО «Лейко», Россия

Вариант исполнения: размер в см 2х500 .

или






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах. РУ № ФСЗ 2008/01959, производства «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания
Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер в см 2x500 .

или






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах. РУ № ФСЗ 2008/01959, производства «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания
Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, размер в см 2x500 .

или






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

- Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017. ПУ № РЗН 2017/6112, производства ООО «Бергус», Россия

Вариант исполнения: Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе белого цвета, размер в см 2x500.

или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020
 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий. РУ № ФСЗ 2011/09593, производства «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР
 Вариант исполнения: размер в см 2 x 500




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ВераМед» по ТУ 21.20.24-001-84317334-2020

2.1. Ножницы – 1 шт.

- Инструменты медицинские. РУ № РЗН 2016/4524, производства Agile Industries (Эджайл Индастриз), Пакистан.

Вариант исполнения: Ножницы медицинские.

Сшито и заверено печатью 38
(тридцать восемь) лист об

Генеральный директор
ООО «ПКФ ВераМед»
Толпегин Д.А.

