

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЭнДжентикс»

Новоселова Е.А.



«05» апреля 2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК микобактерий
туберкулезного комплекса, лекарственно устойчивых/чувствительных к
фторхинолонам, амикацину/канамицину, каприомицину методом
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени


«Полипроб ЛУ ТБ-2»

по ТУ 9398-003-26124018-2015

1. Общий вид МИ - Набор реагентов «Полипроб ЛУ ТБ-2» по ТУ 9398-003-26124018-2015.



2. Компоненты МИ



3. Реагенты для амплификации – общий вид.



4. Реагенты для амплификации.



5. Контроли – общий вид.




6. Контроли.



и скреплено печатью

7 (семь) листов
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «Энджентикс»

Новоселова Е.А. 

« 22 » 000 мая 2018 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭнДжентикс»

Новоселова Е.А.



« 20 » марта 2018 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК микобактерий туберкулезного комплекса, лекарственно устойчивых/чувствительных к фторхинолонам, амикацину/канамицину, каприомицину методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«Полипроб ЛУ ТБ-2»

по ТУ 9398-003-26124018-2015

1. Макет маркировки МИ - Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК микобактерий туберкулезного комплекса, лекарственно устойчивых/чувствительных к фторхинолонам, амикацину/канамицину, каприомицину методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «Полипроб ЛУ ТБ-2» по ТУ 9398-003-26124018-2015.



ООО «Энджентикс». 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
+7 495 741-49-89, info@ngentics.com

Полипроб ЛУ ТБ-2



Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК микобактерий туберкулезного комплекса, лекарственно устойчивых/чувствительных к фторхинолонам, амикацину/канамицину, каприомицину методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

ТУ 9398-003-26124018-2015

Состав:

Пробирка стрипованная	-	128 шт (16 стрипов по 8 лунок)
Крышка стрипованная	-	128 шт (16 стрипов по 8 лунок)

Реагенты для амплификации

Тaq-полимераза	0,02 мл	4 пробирки
2х смесь ЛУ-SL	0,2 мл	4 пробирки
2х смесь ЛУ-FQ	0,2 мл	4 пробирки
Вода	1,0 мл	4 пробирки

Контроли

К-	0,06 мл	4 пробирки
K1+тб-2	0,06 мл	4 пробирки
K2+тб-2	0,06 мл	4 пробирки
K3+тб-2	0,06 мл	4 пробирки
Kwt+тб-2	0,06 мл	4 пробирки

Полипроб ЛУ ТБ-2



Регистрационное удостоверение №

2. Макет маркировки коробки 1 с компонентами МИ – Реагенты для амплификации:



ООО «ЭнДжентикс»
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
+7 495 741-49-89, info@ngentics.com

Полипроб ЛУ ТБ-2

Реагенты для амплификации
Состав:

Тақ-полимераза	0,02 мл	4 пробирки
2х смесь ЛУ-SL	0,2 мл	4 пробирки
2х смесь ЛУ-FQ	0,2 мл	4 пробирки
Вода	1,0 мл	4 пробирки

3. Макет маркировки коробки 2 с компонентами МИ – Контроли:




ООО «ЭнДжентикс»
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
+7 495 741-49-89, info@ngentics.com

Полипроб ЛУ ТБ-2


Контроли
Состав:

К-	0,06 мл	4 пробирки
K1+ _{ТБ-2}	0,06 мл	4 пробирки
K2+ _{ТБ-2}	0,06 мл	4 пробирки
K3+ _{ТБ-2}	0,06 мл	4 пробирки
Kwt+ _{ТБ-2}	0,06 мл	4 пробирки


3. Макет маркировки компонента МИ – Таq-полимераза:




4. Макет маркировки компонента МИ – 2х смесь ЛУ-SL:




5. Макет маркировки компонента МИ – 2х смесь ЛУ-FQ:



6. Макет маркировки компонента МИ – Вода:




7. Макет маркировки компонента МИ – К-:




8. Макет маркировки компонента МИ – К1+ТБ-2:




9. Макет маркировки компонента МИ – К2+ТБ-2:




10. Макет маркировки компонента МИ – К3+ТБ-2:



11. Макет маркировки компонента МИ – Kwt+ТБ-2:



12. Макет маркировки компонента МИ – Пробирка стрипованная/ Крышка стрипованная:



и скреплено печатью

6 (листов) листов
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «ЭнДжентикс»

Новоселова Е.А.

22 » 000 мая 2018 г.

