

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ МЕДИФИКС

Набор инструментов Медификс для измерения центрального венозного давления может включать следующие принадлежности: измерительная шкала с универсальным фиксирующим устройством, система трубок для измерения ЦВД, интрафикс Эйр.

Применяется для измерения центрального венозного давления.

Для производства наборов Медификс используются следующие материалы: ПВХ, нержавеющая хромоникелевая сталь, РЕ.

Наборы упакованы в двойную стерильную упаковку.

Стерилизация проводится У-лучами.

Перед употреблением освободить компоненты набора от упаковки и собрать их.

Стерильно! Для одноразового применения.

Хранение:

Температура помещения: 15-25 °С

Относительная влажность воздуха: 50-60 %

Предохранять от прямого воздействия света!

