



INTECH

ООО «ИНТЕК»
ИНН 7203245457
625000, г. Тюмень,
ул. Валерии Гнаровской
д. 10, корп. 4, офис 15
тел./факс: +7(3452)60-38-72



Фотографические изображения

Шприц "Шприц Бо" инъекционный (инсулиновый) в вариантах исполнения

Фото 1. «Шприц "Шприц Бо" инъекционный (инсулиновый), модель FIS-013 (31G x 7,9 мм)»



Фото 2. «Шприц "Шприц Бо" инъекционный (инсулиновый), модель FIS-209 (31G x 7,9 мм)»



Фото 3. «Шприц "Шприц Бо" инъекционный (инсулиновый), модель FIS-044 (32G x 8 мм)»




Фото 4. «Шприц "Шприц Бо" инъекционный (инсулиновый), модель FIS-009 (31G x 7,9 мм)»




Фото 5. «Шприц "Шприц Бо" инъекционный (инсулиновый), модель FIS-1001 (29G x 12,7 мм)»




Фото 6. «Шприц "Шприц Бо" инспекционный (инсулиновый), модель FIS-004 (30G x 7,9 мм)»






Фото 7. «Макет перчаточной блистерной упаковки шприца с инсулином в 0,3 мл и иглой в 31 G»



FEELJECT_Insulin syringes_Blister



2019.01.11(네수/수출공용)

PANTONE
18-3838

PANTONE
Process Cyan C

Шприц «Шприц 60» инъекционный (инсулиновый) в альтернативном исполнении
в блистерной упаковке 50 делений

31G **0.5 ml**
(12.7 mm, 1/2")

1079-20 Charyungdaegil-ro, Gangseo-gu, Gyeonggi-do, Korea
Chungcheongnam-do
Уполномоченный представитель в России: ООО «Интек», 625000 Тюмень,
ул. Валерия Гадаринского в 10, корпус 4, этаж 15, тел. 8(3452)40-18-91,
info@intech-med.com, бухгалтерия@intech-med.com

150 x 31.5mm

FEELJECT_Insulin syringes Polybag Type_polybag



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для воздействия на поршень, проверните задний колпачок, чтобы сломать печать, затем снимите колпачок.
2. Для воздействия на иглу поверните колпачок иглы, чтобы сломать печать, затем снимите колпачок иглы.
3. Для набора нужной дозы выровняйте штрихи края поршня со штрихами дозировки на шкале шприца.
4. Сделайте инъекцию.
5. Использовать только один раз. Для предотвращения неправильного использования выбросьте шприц после инъекции.
6. В случае чрезмерного усилия при использовании иглы, она может сломаться и стать причиной боли, инфекции и хирургического вмешательства.

Шприц 60

• Стерильно • Асептично
• Обеспечивает легкое введение

10 штук **31G** **0.3 ml**
(12.7 mm, 1/2")

Шприц «Шприц 60» инъекционный (инсулиновый) в альтернативном исполнении
Производитель: «Интек Биомед, Лтд.» Республика Корея
1079-20 Charyungdaegil-ro, Gangseo-gu, Gyeonggi-do, Korea
Chungcheongnam-do
Уполномоченный представитель в России: ООО «Интек»,
625000 Тюмень, ул. Валерия Гадаринского в 10, корпус 4, этаж 15,
тел. 8(3452)40-18-91, info@intech-med.com
Регистрационный удостоверения №



Фото 10. «Макет первичной полиэтиленовой упаковки шприца с цилиндром в 0,5 мл и иглой в 31 G»

FEELJECT_Insulin syringes
Polybag Type_polybag

31G 1cc 1/2"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для воздействия на поршень проведите заднюю зажимку, чтобы сломать печать, затем снимите колпачок.
2. Для воздействия на иглу поверните колпачок иглы, чтобы сломать печать, затем снимите колпачок иглы.
3. Для набора нужной дозы выровняйте верхнюю край поршня со значением дозирования на шкале шприца.
4. Сделайте короткое инъекционное введение.
5. Используйте только один раз. Для предотвращения неправильного использования выбросьте шприц после инъекции.
6. В случае чрезмерного усилия при инъекции игла, она может сломаться и стать причиной боли, инфекции и других серьезных осложнений.

IPTECH

Шприц До

«Изобретено» «Изобретено»
«Изобретено» «Изобретено»

в полиэтиленовых пакетах

10 шприцев
в упаковке

31G
(11,7 mm, 1/2")

0.5 ml
(11,7 mm, 1/2")

Шприц "Шприц До" инъекционный (инсулиновый) в варианте исполнения

Производитель: IPTECH, Ltd. Республика Корея
3079-20 Changsongdae-ro, Gangseo-gu, Seoul 01500, Korea

Уполномоченный представитель в России: ООО «Нитон»

655000 Тюмень, ул. Ватуткина, 10, корпус 15

Тел: 8 (3452) 360 38 72, info@niton.ru, niton.ru

Регистрационное удостоверение №

CE, ISO, IPTECH, 10, 10, 10, 10, 10, 10

Фото 11. «Макет групповой упаковки 100 шприцев с цилиндром в 1,0 мл и иглой в 30 G»



Фото 12. «Маска групповой упаковки 100 пиррицев с цилиндром в 0,5 мл и иглой в 31 G»

