

«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
« 20 » 04 2021 г.



Фотографическое изображение

Медицинского изделия

Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit»

по ТУ 32.99-048-10614163-2020

ООО «Целит»

Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit»




CELIT
DENTAL
COMPANY


Схема сборки




Стандартное крепление




Увеличенное крепление



Выберите необходимые отверстия на щитке и лобной ленте



Проденьте резинку через отверстия и потяните, чтобы отрегулировать расстояние.



Повторите с другой стороны.

Срок годности: 5 лет.
Партия:
Дата выпуска:



Полная инструкция
на обратной стороне



всего прошито и пронумеровано _____ листа(ов)
3 (три)
Должность _____ Генеральный директор ООО «Целит»
Подпись _____ /М.В. Блажко/

