



**Машина
моечно-дезинфицирующая WD 150**



**Машина
моечно-дезинфицирующая WD 200**

Панели облицовочные верхние

**Панели
облицовочные
боковые**

**Машина
моечно-дезинфицирующая WD 250**


**Панели
облицовочные
верхние**

**Машина
моечно-дезинфицирующая WD 290**




Машина моечно-дезинфицирующая WD 390

Устройства автоматические загрузочные



**Машина
моечно-дезинфицирующая WD 425**

Машина моечно-дезинфицирующая CS 750



Машина моечно-дезинфицирующая WD 750









Устройство автоматическое разгрузочное

Стойка базовая




**Стойка для обработки
жестких эндоскопов**






**Стойка для обработки инструментов
малоинвазивной хирургии**

**Стойка для обработки
анестезиологических
материалов
универсальные**






**Стойка для обработки
хирургических инструментов
одноуровневые**



**Стойка для обработки
хирургических инструментов
вухуровневая**



**Стойка для обработки
хирургических инструментов
трехуровневая**




**Стойка для обработки
хирургических инструментов
четырёхуровневая**



**Стойка для обработки
хирургических инструментов
пятиуровневая**




**Стойка для обработки
хирургических инструментов
шестиуровневая**



**Стойки для обработки
предметного стекла**

Стойки для обработки чашек Петри




Стойка для обработки лабораторных принадлежностей






Стойки для обработки бутылочек для детского питания







Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей

**Стойки для обработки
стеклянных сосудов
с узким горлышком**




Стойки верхние с разбрызгивателем





Стойки нижние




Стойки для обработки
стерилизационных контейнеров



**Держатели для
операционной обуви,
вертикальные**

**Держатели для
операционной обуви,
наклонные**



**Вставки для обработки
бутылочек для
детского
питания**





**Вставки для обработки
почкообразных потков**

Вставки для обработки стерилизационных контейнеров



Сервисный набор




Фильтр грубой очистки







Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм

Корзины для инструментов, 220/100/50 мм




Корзины сетчатая, 480/250/75 мм







Корзины
для инструментов,
250/170/70 мм




Корзины для инструментов, 240/250/60 мм



корзины
для инструментов,
340/250/70 мм




Корзины
для инструментов,
450/340/70 мм




Корзины для инструментов, 520/250/75 мм


Корзины для инструментов, 520/250/100 мм



Корзины лабораторные верхние




Корзины лабораторные нижние







Корзины лабораторные секторные для пробирок



Корзины основные,
высота 125 мм

Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3x115 мм






Форсунки с держателем бутылки двойные диам. 4x15 мм

Форсунка с держателем бутылки, 5x10 мм



Форсунки с держателем бутылки диам. 5х150 мм





Форсунки с держателем бутылок диам. 6x150 мм


Форсунка с держателем бутылок диам. 6x200 мм






**Устройство для
кодирования
моечной машины**






Панели облицовочные
между двумя машинами



Панели облицовочные нижние



**Лента бумажная
для принтера**





Панели облицовочные боковые

Панели облицовочные боковые с дверью



Тележка транспортировочная




Тележка загрузочная






**Тележки для
крупногабаритных
предметов**


Перегородки разделительные





Корзины для инструментов, 480/250/60 мм





Корзина для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм

Машина моечно-дезинфицирующая, моделей: WD 150, WD 200, WD 250, WD 290, WD 390, WD 425, WD 750, CS 750 с принадлежностями

модель WD 150, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 150 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные – не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)

2. Тележки для крупногабаритных предметов – не более 2 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)

3. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.

4. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.

5. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.

6. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.

7. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.

8. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.

9. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.

10. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.

11. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.

12. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.

13. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.

14. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.

15. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.

16. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.

17. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.

18. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.

19. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.

20. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.

21. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.

22. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.

23. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.

24. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.

25. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.

26. Панель облицовочная боковая не более 2 шт. (860 x 700 мм.)

27. Панель облицовочная с дверью не более 1 шт. (860 x 300 мм.)

28. Фильтр грубой очистки не более 2 шт.

29. HEPA - фильтр не более 2 шт.

30. Устройство для кодирования моечной машины – не более 4 шт.

31. Основание базовое – не более 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)

32. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств – не более 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)

33. Панель облицовочная верхняя – не более 2 шт. (900 x 40 x 700 мм.)

34. Панель облицовочная между двумя машинами – не более 6 шт. (860 x 100 мм; 605 x 100 мм.)

35. Панель облицовочная нижняя – не более 8 шт. (900 x 605 мм.)

36. Перегородка разделительная – не более 2 шт. (700 x 100 мм.)

37. Тележка загрузочная – не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)

Предназначена для мойки, очистки и дезинфекции медицинских изделий и приборов, устойчивых к теплу и влажности, РУ № РЗН 2015/3375 от 10.02.2017

Belimed AG («Белимед АГ»), Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, Switzerland (Гринбахштрассе 11, 6300 Цуг, Швейцария)

Температура хранения внутри помещений от +0°C до +50°C, «Осторожно! Хрупкое!», Срок службы 10 лет. Гарантийный срок хранения 1 год.

Класс защиты от поражения электрическим током I, Класс влагозащиты – IP21, Год изготовления 2020, SN 16970, Напряжение питания 230 В, Частота 50-60 Гц, Категория перенапряжения – II

Минимальное и максимальное давление пара 2,5-3,5 бар, Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар, Минимальная и максимальная температура воды 30-85 °C

Утилизация на территории РФ осуществляется согласно СанПиН 2.1.3684.



Представитель в РФ: ООО «СтилМед», юр. адрес: 111673, Москва, ул. Салтыковская, д.8, этаж/пом 3/302, тел.: +7(495) 215-53-89, факс: +7(495)918-75-41, info@steel-med.ru

модель WD 150, в составе:

Машина моечно-дезинфицирующая, моделей: WD 150, WD 200, WD 250, WD 290, WD 390, WD 425, WD 750, CS 750 с принадлежностями

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 150 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные - не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
2. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 2 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
3. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная тийка) - не более 20 шт.
4. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
5. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
6. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
7. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
8. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
9. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
10. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
11. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
12. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
13. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
14. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
15. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
16. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
17. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
18. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
19. Форсушки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
20. Форсушки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
21. Форсушки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
22. Форсушки с держателем бутылок диам. 5 x 130 мм (в сборе) - не более 300 шт.
23. Форсушки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
24. Форсушки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
25. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
26. Панель облицовочная боковая не более 2 шт. (860 x 700 мм.)
27. Панель облицовочная с дверью не более 1 шт. (860 x 300 мм.)
28. Фильтр грубой очистки не более 2 шт.
29. HEPA - фильтр не более 2 шт.
30. Устройство для кодирования моечной машины - не более 4 шт.
31. Основание базовое - не более 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)
32. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - не более 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)
33. Панель облицовочная верхняя - не более 2 шт. (900 x 40 x 700 мм.)
34. Панель облицовочная между двумя машинами - не более 6 шт. (860 x 100 мм, 605 x 100 мм.)
35. Панель облицовочная нижняя - не более 8 шт. (900 x 605 мм.)
36. Перегородка разделительная - не более 2 шт. (700 x 100 мм.)
37. Тележка выгрузочная - не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)

Belimed AG (Белимед АГ)

Класс защиты от поражения электрическим током I. Класс защиты - IP21. Год изготовления 2020. SN 16970. Напряжение питания 230 В, частота 50 Гц. Минимальное и максимальное давление пара 2,5-3,5 бар. Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар. Минимальная и максимальная температура воды 30-65 °C.



1. Maximum size of the WD 300 is 100 mm.

Машина моечно-дезинфицирующая, моделей: WD 150, WD 200, WD 250, WD 290, WD 300, WD 425, WD 750, CS 750 с принадлежностями

1. Машинка швейно-дезинфицирующая WD 425 - 1 шт.
2. Оборудование по эксплуатации - 1 шт.
- Примечание:
1. Тележки транспортировочные - не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
2. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 2 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
3. Сервисные наборы (толщиная тружина, опорная мембрана, шайба, зазорный шарик, зажимная планка) - не более 20 шт.
4. Корпуса для механизмов с кеплюном (110/100/65 мм.) - не более 2 шт.

Прошито, пронумеровано и

Скреплено 8 листов

ООО «СтилМед»

Генеральный директор Левкович Л. П.

Подпись

«24» апреля 20 22 г.



Машина моечно-дезинфицирующая, моделей: WD 150, WD 200, WD 250, WD 290, WD 390, WD 425, WD 750, CS 750 с принадлежностями

модель WD 150, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 150 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные – не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
2. Тележки для крупногабаритных предметов – не более 2 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
3. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
4. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
5. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
6. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
7. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
8. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
9. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
10. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
11. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
12. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
13. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
14. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
15. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
16. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
17. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
18. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
19. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
20. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
21. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
22. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
23. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
24. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
25. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
26. Панель облицовочная боковая не более 2 шт. (860 x 700 мм.)
27. Панель облицовочная с дверью не более 1 шт. (860 x 300 мм.)
28. Фильтр грубой очистки не более 2 шт.
29. HEPA - фильтр не более 2 шт.
30. Устройство для кодирования моечной машины – не более 4 шт.
31. Основание базовое – не более 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)
32. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств – не более 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)
33. Панель облицовочная верхняя – не более 2 шт. (900 x 40 x 700 мм.)
34. Панель облицовочная между двумя машинами – не более 6 шт. (860 x 100 мм; 605 x 100 мм.)
35. Панель облицовочная нижняя – не более 8 шт. (900 x 605 мм.)
36. Перегородка разделительная – не более 2 шт. (700 x 100 мм.)
37. Тележка загрузочная – не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)

■ Belimed AG («Белимед АГ»)

Класс защиты от поражения электрическим током I, Класс влагозащиты – IP21, Год изготовления 2020, SN 16970, Напряжение питания 230 В, Частота 50-60 Гц, Минимальное и максимальное давление пара 2,5-3,5 бар, Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар, Минимальная и максимальная температура воды 30-85 °C



модель WD 200, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 200 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Устройства автоматические загрузочные - не более 4 шт. (860 x 560 x 790 мм.)
2. Устройства автоматические разгрузочные - не более 4 шт. (860 x 560 x 790 мм.)
3. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
4. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
5. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
6. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
8. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
16. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
17. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 605 x 400 мм.)
18. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
19. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки с форсунами для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
21. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
22. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
23. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
24. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
25. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
26. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
28. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
29. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 600 x 225 мм.)
30. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
32. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
34. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
37. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
38. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
39. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
40. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
41. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
42. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
43. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
44. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
45. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
46. Форсушки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
47. Форсушки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
48. Форсушки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
49. Форсушки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
50. Форсушки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
51. Форсушки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
52. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
53. Панель облицовочная боковая не более 4 шт. (1120 x 2 x 1970 мм.)
54. Люк передаточный - не более 2 шт. (850 x 370 x 2500 мм.)
55. Фильтры грубой очистки не более 2 шт.
56. HEPA - фильтр не более 2 шт.
57. Устройство для кодирования моечной машины - не более 4 шт.
58. Основание базовое - не более 1 шт. (680 x 710 мм.)
59. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - не более 1 шт. (680 x 710 x 710 мм.)
60. Панель облицовочная верхняя - не более 4 шт. (900 x 30 x 450 мм.)
61. Панель облицовочная между двумя машинами - не более 6 шт. (1840 x 25 x (50 мм или 100 мм.))
62. Панель облицовочная нижняя - не более 8 шт. (900 x 25 x 100 мм.)
63. Перегородка раздельная - не более 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм.)
64. Тележка загрузочная - не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)

Belimed AG («Белимед АГ»)

Класс защиты от поражения электрическим током I, Класс влагозащиты - IP21, Год изготовления 2020, SN 16971, Напряжение питания 230 В, Частота 50-60 Гц.
Минимальное и максимальное давление пара 2,5-3,5 бар, Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар, Минимальная и максимальная температура воды 30-85 °C



модель WD 250, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 250 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Телешка трансформаторная - не более 10 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
2. Устройство автоматического загрузки - не более 10 шт. (860 x 560 x 790 мм.)
3. Устройство автоматического разгрузки - не более 10 шт. (860 x 560 x 790 мм.)
4. Телешка для циркуляционных ванн - не более 10 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
5. Стойка базовая - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
6. Стойка для обработки мелких изделий - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
7. Стойка для обработки инструментов микрохирургии - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
8. Стойка для обработки эндоскопических инструментов универсальная - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
9. Стойка для обработки хирургических инструментов одноразовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
10. Стойка для обработки хирургических инструментов двухразовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
11. Стойка для обработки хирургических инструментов трехразовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
12. Стойка для обработки хирургических инструментов четырехразовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
13. Стойка для обработки хирургических инструментов пятиразовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
14. Стойка для обработки хирургических инструментов шестиразовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
15. Стойка для обработки пластмассового стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
16. Стойка для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
17. Стойка для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 400 мм.)
18. Стойка для обработки шприцов - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
19. Стойка для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойка в форсушке для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
21. Стойка для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
22. Стойка вращающаяся с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 600 x 397 мм.)
23. Стойка моечная - не более 20 шт. (605 x 600 x 100 мм.)
24. Стойка для обработки стерилизуемых контейнеров - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
25. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
26. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
27. Вешалки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
28. Вешалки для обработки лангетобразных логосов - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
29. Вешалки для обработки стерилизуемых контейнеров - не более 20 шт. (605 x 600 x 225 мм.)
30. Сервисный набор (пластиковая кружка, оксигенная мембрана, шпатель, эластичный шприк, эластичная гайка) - не более 20 шт.
31. Корзинки для инструментов с краешкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
32. Корзинки для инструментов с краешкой, 220/100/65 мм - не более 50 шт.
33. Корзинки для инструментов с краешкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
34. Корзинки соотечья, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
35. Корзинки для инструментов, 230/170/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзинки для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
37. Корзинки для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
38. Корзинки для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
39. Корзинки для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
40. Корзинки для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
41. Корзинки для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
42. Корзинки лабораторные наклонные, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
43. Корзинки лабораторные наклонные, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
44. Корзинки лабораторные оксигенные для приборов, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
45. Корзинки основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
46. Форсушка с держателем бутылки двойная дном. 3 x 115 мм (в оборот) - не более 300 шт.
47. Форсушка с держателем бутылки двойная дном. 4 x 115 мм (в оборот) - не более 300 шт.
48. Форсушка с держателем бутылки дном. 5 x 110 мм (в оборот) - не более 300 шт.
49. Форсушка с держателем бутылки дном. 5 x 150 мм (в оборот) - не более 300 шт.
50. Форсушка с держателем бутылки дном. 6 x 150 мм (в оборот) - не более 300 шт.
51. Форсушка с держателем бутылки дном. 6 x 200 мм (в оборот) - не более 300 шт.
52. Листы буферные для скрининга - не более 50 шт.
53. Пленка обмывочная базовая - не более 4 шт. (1120 x 2 x 1970 мм.)
54. Пленка обмывочная с дыркой - не более 2 шт. (900 x 25 x 1840 мм.)
55. Лист направляющий - не более 2 шт. (850 x 370 x 2500 мм.)
56. Фильтр грубой очистки не более 2 шт.
57. HEPA - фильтр - не более 2 шт.
58. Устройство для подорожки мощной машины - не более 4 шт.
59. Оксиген базовый - не более 1 шт. (900 x 800 мм.)
60. Оксиген с наклонными ваннами для краевых мембранных средств - не более 1 шт. (900 x 700 x 800 мм.)
61. Пленка обмывочная базовая - не более 4 шт. (900 x 90 x 450 мм или 300 мм.)
62. Пленка обмывочная между двумя мембранами - не более 6 шт. (1840 x 25 x 50 мм или 100 мм.)
63. Пленка обмывочная специальная - не более 6 шт. (900 x 25 x 100 мм.)
64. Перфорированная разделительная - не более 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм.)
65. Телешка загрузки - не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)

Войлок А0 (объемный АГ)

Класс защиты от поражения электрическим током I, Класс безопасности - IP21, Год изготовления 2020, SN 16973, Напряжение питания 230 В, Частота 50-60 Гц, Минимальное и максимальное давление воды 2,5-3,5 бар, Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар, Минимальная и максимальная температура воды 30-85 °C



модель WD 290, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 290 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (1155 x 617 x 1072 мм.)
2. Устройства автоматические загрузочные - не более 10 шт. (1160 x 560 x 790 мм.)
3. Устройства автоматические разгрузочные - не более 10 шт. (1160 x 560 x 790 мм.)
4. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
5. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
6. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки инструментов малонназивной хирургии - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
8. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
16. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
17. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 605 x 400 мм.)
18. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
19. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
21. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
22. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
23. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
24. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
25. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
26. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
28. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
29. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 225 мм.)
30. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
32. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
34. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
37. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
38. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
39. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
40. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
41. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
42. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
43. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
44. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
45. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
46. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
47. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
48. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
49. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
50. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
51. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
52. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
53. Панель облицовочная боковая - не более 4 шт. (1120 x 2 x 1970 мм.)
54. Панель облицовочная с дверью - не более 2 шт. (900 x 25 x 1840 мм.)
55. Люк передаточный - не более 2 шт. (900 x 790 x 2400 мм.)
56. Фильтр грубой очистки - не более 2 шт.
57. HEPA - фильтр - не более 2 шт.
58. Устройство для кодирования моечной машины - не более 4 шт.
59. Основание базовое - не более 1 шт. (900 x 940 мм.)
60. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - не более 1 шт. (900 x 700 x 800 мм.)
61. Панель облицовочная верхняя - не более 4 шт. (900 x 30 x (450 мм или 500 мм))
62. Панель облицовочная между двумя машинами - не более 6 шт. (1840 x 25 x (50 мм или 100 мм))
63. Панель облицовочная нижняя - не более 8 шт. (900 x 25 x 100 мм)
64. Перегородка разделительная - не более 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм)
65. Тележка загрузочная - не более 2 шт. (1155 x 617 x 1072 мм)

Belimed AG («Белимед АГ»)

Класс защиты от поражения электрическим током I, Класс влагозащиты – IP21, Год изготовления 2020, SN 16974, Напряжение питания 230 В, Частота 50-60 Гц, Минимальное и максимальное давление пара 2,5-3,5 бар, Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар, Минимальная и максимальная температура воды 30-85 °C



модель WD 390, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 390 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (1155 x 617 x 1072 мм.)
2. Устройства автоматические загрузочные - не более 10 шт. (1160 x 560 x 790 мм.)
3. Устройства автоматические разгрузочные - не более 10 шт. (1160 x 560 x 790 мм.)
4. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
5. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
6. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
8. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
16. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
17. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
18. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
19. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
21. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
22. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
23. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
24. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
25. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
26. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
28. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
29. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 225 мм.)
30. Сервисные наборы (подложная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
32. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
34. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
37. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
38. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
39. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
40. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
41. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
42. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
43. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
44. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
45. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
46. Форсушки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
47. Форсушки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
48. Форсушки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
49. Форсушки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
50. Форсушки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
51. Форсушки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
52. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
53. Панель облицовочная боковая - не более 10 шт. (1420 x 2 x 1970 мм.)
54. Панель облицовочная с дверью - не более 4 шт. (900 x 25 x 1840 мм.)
55. Люк передаточный - не более 2 шт. (900 x 790 x 2400 мм.)
56. Фильтр грубой очистки - не более 2 шт.
57. HEPA - фильтр - не более 2 шт.
58. Устройство для кодирования моечной машины - не более 4 шт.
59. Основание базовое - не более 5 шт. (900 x 940 мм.)
60. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - не более 2 шт. (900 x 700 x 800 мм.)
61. Панель облицовочная верхняя - не более 10 шт. (900 x 30 x (450 мм или 500 мм.))
62. Панель облицовочная между двумя машинами - не более 14 шт. (1840 x 25 x (50 мм или 100 мм.))
63. Панель облицовочная нижняя - не более 20 шт. (900 x 25 x 100 мм.)
64. Перегородка разделительная - не более 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм.)
65. Тележка загрузочная - не более 2 шт. (1155 x 617 x 1072 мм.)

Belimed AG («Белимед АГ»)

Класс защиты от поражения электрическим током I, Класс влагозащиты - IP21, Год изготовления 2020, SN 16975, Напряжение питания 230 В, Частота 50-60 Гц, Минимальное и максимальное давление пара 2,5-3,5 бар, Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар, Минимальная и максимальная температура воды 30-85 °C



Машина моечно-дезинфицирующая, моделей: WD 150, WD 200, WD 250, WD 290, WD 390, WD 425, WD 750, CS 750 с принадлежностями

модель WD 425, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 425 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные - не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)

2. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 2 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)

3. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.

4. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.

5. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.

6. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.

7. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.

8. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.

9. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.

10. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.

11. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.

12. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.

13. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.

14. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.

15. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.

16. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.

17. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.

18. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.

19. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.

20. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.

21. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.

22. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.

23. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.

24. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.

25. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.

26. Панель облицовочная боковая - не более 2 шт. (860 x 700 мм.)

27. Панель облицовочная с дверью - не более 1 шт. (860 x 300 мм.)

28. Фильтр грубой очистки - не более 2 шт.

29. HEPA - фильтр - не более 2 шт.

30. Устройство для кодирования моечной машины - не более 4 шт.

31. Основание базовое - не более 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)

32. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - не более 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)

33. Панель облицовочная верхняя - не более 2 шт. (900 x 40 x 700 мм.)

34. Панель облицовочная между двумя машинами - не более 6 шт. (860 x 100 мм; 605 x 100 мм.)

35. Панель облицовочная нижняя - не более 8 шт. (900 x 605 мм.)

36. Перегородка разделительная - не более 2 шт. (700 x 100 мм.)

37. Тележка загрузочная - не более 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)

Belimed AG («Белимед АГ»)

Класс защиты от поражения электрическим током I, Класс влагозащиты - IP21, Год изготовления 2020, SN 16976, Напряжение питания 230 В, Частота 50-60 Гц.

Минимальное и максимальное давление пара 2,5-3,5 бар, Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар, Минимальная и максимальная температура воды 30-85 °C



модель WD 750, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 750 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)
2. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)
3. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
4. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
5. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
6. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
8. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 605 x 400 мм.)
16. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
17. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
18. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
19. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
21. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
22. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
23. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
24. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
25. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
26. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 225 мм.)
28. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
29. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
30. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
32. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
34. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
37. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
38. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
39. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
40. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
41. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
42. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
43. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
44. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
45. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
46. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
47. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
48. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
49. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
50. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
51. Панель облицовочная боковая - не более 6 шт. (1120 x 2 x 1970 мм и (или) 1420 x 2 x 1970 мм и (или) 1775 x 2 x 1970 мм)
52. Панель облицовочная с дверью - не более 2 шт. (900 x 25 x 1840 мм.)
53. Люк передаточный - не более 2 шт. (900 x 790 x 2400 мм.)
54. Фильтр грубой очистки - не более 2 шт.
55. HEPA - фильтр - не более 2 шт.
56. Устройство для кодирования моечной машины - не более 4 шт.
57. Основание базовое - не более 2 шт. (1990 x 1150 мм.)
58. Панель облицовочная верхняя - не более 8 шт. (900 x 30 x (450 мм или 500 мм.))
59. Панель облицовочная между двумя машинами - не более 8 шт. (1840 x 25 x (50 мм или 100 мм.))
60. Панель облицовочная нижняя - не более 12 шт. (900 x 25 x 100 мм)
61. Перегородка разделительная - не более 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм)
62. Тележка загрузочная - не более 2 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)

Belimed AG («Белимед АГ»)

Класс защиты от поражения электрическим током I, Класс влагозащиты - IP21, Год изготовления 2020, SN 16972, Напряжение питания 230 В, Частота 50-60 Гц, Минимальное и максимальное давление пара 2,5-3,5 бар, Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар, Минимальная и максимальная температура воды 30-85 °С



модель CS 750, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая CS 750 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)
2. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)
3. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
4. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
5. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
6. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
8. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 197 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 605 x 400 мм.)
16. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
17. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
18. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
19. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
21. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
22. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
23. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
24. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
25. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
26. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 225 мм.)
28. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
29. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
30. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
32. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
34. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
37. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
38. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
39. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
40. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
41. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
42. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
43. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
44. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
45. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
46. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
47. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
48. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
49. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
50. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
51. Панель облицовочная боковая - не более 6 шт. (1120 x 2 x 1970 мм и(или) 1420 x 2 x 1970 мм и (или) 1775 x 2 x 1970 мм.)
52. Панель облицовочная с дверью - не более 2 шт. (900 x 25 x 1840 мм.)
53. Люк передаточный - не более 2 шт. (900 x 790 x 2400 мм.)
54. Фильтр грубой очистки - не более 2 шт.
55. HEPA - фильтр - не более 2 шт.
56. Устройство для кодирования моечной машины - не более 4 шт.
57. Основание базовое - не более 2 шт. (1990 x 1150 мм.)
58. Панель облицовочная верхняя - не более 8 шт. (900 x 30 x (450 мм или 500 мм.))
59. Панель облицовочная между двумя машинами - не более 8 шт. (1840 x 25 x (50 мм или 100 мм.))
60. Панель облицовочная нижняя - не более 12 шт. (900 x 25 x 100 мм)
61. Перегородка разделительная - не более 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм)
62. Тележка загрузочная - не более 2 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)

 Belimed AG («Белимед АГ»)

Класс защиты от поражения электрическим током I, Класс влагозащиты – IP21, Год изготовления 2020, SN 16977, Напряжение питания 230 В, Частота 50-60 Гц.
Минимальное и максимальное давление пара 2,5-3,5 бар, Минимальное и максимальное давление воды 2-6 бар, Минимальная и максимальная температура воды 30-85 °С



Прошито, пронумеровано и

Скреплено 8 листов

ООО «СтилМед»

Генеральный директор Левкович Л. П.

Подпись _____

«24» февраля 2022 г.

