


УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «АПК Сфера»

 Пучкин В.В.
“ 14 ” Октября 2024 г.

Фотографическое изображение
медицинского изделия

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера»
по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020**




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
- этикетка, лицевая сторона (вариант этикетки)




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020 - этикетка, оборотная сторона




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020 - футляр



Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
 - футляр с вложениями в открытом виде

Перечень вложений

1. Медицинские изделия

- | | |
|---|--------|
| 1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М | 2 пары |
| 1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 1.4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16х14 см №10 | 2 уп. |
| 1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см | 1 шт. |

2. Прочие средства

- | | |
|---|-------|
| 2.1 Ножницы | 1 шт. |
| 2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 1 шт. |
| 2.3 Футляр | 1 шт. |

Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
- перечень вложений

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)


N п/п	Наименование вложения	Использование
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Rot"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
2.1	Ножницы	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок.

Общая последовательность действий на месте происшествия (универсальный алгоритм оказания первой помощи)

Если Вы стали участником или свидетелем происшествия, выполните следующие действия:

1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи.
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания – перейдите к п.7 Алгоритма.
3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания переходите к п.6 Алгоритма.
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специальные службы. (по тел.112, 103, 03, или региональным номерам), привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне.
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания «Роткорму», «Роткорму», с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к п.6 Алгоритма.
6. При появлении (или наличии) признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей.
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут; или выполните максимальное сгибание конечности в суставе.
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощь в случае выявления указанных состояний.
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий).
10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку.

Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив им необходимую информацию.







Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая - 2 шт.

- Маски медицинские из нетканых материалов «СпецМедЗащита» по ТУ 9398-001-64015714-2010 в следующих исполнениях однослойные, двухслойные, трехслойные. РУ № ФСР 2010/07908, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия.





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

· Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOYV». РУ № РЗН 2017/5747, производства «ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия.

Вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOYV» из натурального латекса гладкие опудренные (манжета с валиком); цвет: натуральный; размер М.

или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
 - Перчатки сморщенные одноразовые нестерильные латексные SFM®. РУ № РЗН 2018/7679, производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия

Вариант исполнения: Перчатки латексные, неопудренные, текстурированные, манжета с валиком, без адгезивной полосы, стандартные, манжета стандартная, хлоринация однократная, цвет: натуральный; размер М.




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» - 1 шт.

- Устройство для проведения искусственного дыхания —«рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10. РУ № ФСР 2010/07434, производства ООО НПФ «МИРАЛ», Россия

или






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
 - Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" одноразовое "Виталфарм" по ТУ 32.50.13-047-85535471-2017. РУ № РЗН 2018/6705, производства ЗАО "Виталфарм", Россия






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

1.4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт.

- Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10.
РУ № ФСР 2010/07432, производства ООО НПФ «МИРАЛ», Россия





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

1.5 Бинт марлевый медицинский размером не менее 5м x 10 см - 4 шт.

- Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03226, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия.

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 5м x10 см или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03223, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия.

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 5м x10 см или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

- Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2552, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия.

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 5м x10 см.
или







Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

- Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2555, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия.


Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 5м x10 см или



происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

- Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/08700, производства ООО «ПО «МЕДТЕКС», Россия.

Вариант исполнения: 1. Бинт марлевый медицинский стерильный размером 5м x10 см или



- Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/08700, производства ООО «ПО «МЕДТЕКС», Россия.

Вариант исполнения: 2. Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 5м x10 см




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

1.6 Бинт марлевый медицинский размером не менее 7м x 14 см - 3 шт.

- Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03226, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия.

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 7м x14 см или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
- Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03223, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия.
Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 7м x14 см








Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
 - Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2552, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия.

Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
- Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2555,
производства ООО «ХБК Навтекс», Россия.



или

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 7М x 14СМ

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 7м x14 см или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
- Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/08700, производства ООО «ПО «МЕДТЕКС», Россия

Вариант исполнения: 1. Бинт марлевый медицинский стерильный размером 7м x14 см или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

- Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/08700, производства ООО «ПО «МЕДТЕКС», Россия

Вариант исполнения: 2. Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 7м x14 см





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16x14 см №10 - 2 уп.

- Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93. РУ № ФСР 2008/03225, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия

Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16x14 см № 10 или






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
 - Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93. РУ № ФСР 2011/11141, производства ООО «НЬЮФАРМ», Россия
 Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16x14 см № 10 или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
 - Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93. РУ № РЗН 2015/2553, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия
 Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16x14 см № 10 или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
 - Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014, РУ № РЗН 2015/2554, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия
 Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде, в 2 слоя, размером 16x14 см № 10.



Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

1.8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2х500 см - 1 шт.

- Лейкопластырь медицинский фиксирующий по ТУ 9393-004-56334457-2007, РУ № ФСР 2007/01017, производства ООО «Лейко», Россия

Вариант исполнения: размер в см 2х500 .

или






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах. РУ № ФСЗ 2008/01959, производства «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания
 Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер в см 2x500 .
 или




Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

- Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах. РУ № ФСЗ 2008/01959, производства «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, размер в см 2x500 .

или






Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

- Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017. РУ № РЗН 2017/6112, производства ООО «Бергус», Россия

Вариант исполнения: Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе белого цвета, размер в см 2x500.

или





Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020
 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий. РУ № ФСЗ 2011/09593, производства «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР
 Вариант исполнения: размер в см 2 x 500



Ножницы твердосплавные с двумя острыми концами, прямые, 14 см.
 РУ № РЗН 2016/4524
 Изготовитель: Эджайл Индастриз, Пакистан
 Место производства медицинского изделия:
 Agile industries, Street #32, New Miana Pura (West) Roras Road, Sialkot, Pakistan
 Условия хранения: Хранить в чистом сухом месте при температуре
 От +15 С до +35С и относительной влажности 25-65%
 Дата изготовления: сентябрь 2020
 Срок годности 5 лет.

Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020


2.1. Ножницы – 1 шт.

- Инструменты медицинские. РУ № РЗН 2016/4524, производства Agile Industries (Эджайл Индастриз), Пакистан.

Вариант исполнения: Ножницы медицинские.

Сшито и заверено печать
(тридцать пять) лист


Генеральный директор
ООО «АПК Сфера»
Пучкин В.В.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «АПК Сфера»

Пучкин В.В.



« 11 » октября 20 14 г.

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера»
по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020**

**Проект этикетки
медицинского изделия**

Лицевая сторона



АПТЕЧКА

**ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНАЯ)**

АПК СФЕРА





НОВЫЙ СОСТАВ
Средства для остановки
кровотечения, обработки
и перевязки ран.

Произведено:
ООО «АПК СФЕРА», Россия,
656064, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Целинная, д. 2Г;
тел.: (3852) 53-20-47,
8-964-603-20-47,
e-mail: apk.sfera@yandex.ru
www.apk-sfera.ru

Аптечка изготовлена в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 08.10.2020 г. № 1060н



Оборотная сторона

Производитель: ООО «АПК Сфера».

Адрес: 656064, Алтайский край, город Барнаул, улица Целинная, д.2Г. Тел: (3852)53-20-47

Изготовлено по ТУ 21.20.24-001-30880464-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13080 от _____

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «АПК Сфера» по ТУ
21.20.24-001-30880464-2020**

Перечень вложений

1. Медицинские изделия	
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М	2 пары
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16x14 см №10	2 уп.
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см	1 шт.

2. Прочие средства

2.1 Ножницы	1 шт.
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3 Футляра	1 шт.

Условия хранения:

Аптечки должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях, по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°C до +40°C и влажности воздуха 80% при 25°C.

Условия транспортирования:

Аптечка транспортируется всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность аптечки и защиту от атмосферных воздействий по группе 5(ОЖ4) от -50°C до +50°C по ГОСТ 15150-69.

Условия утилизации:

Использованные по назначению вложения аптечки, не контактирующие с биологическими жидкостями, а также не использованные по назначению вложения аптечки относят к отходам класса А, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные по назначению вложения аптечки, контактирующие с биологическими жидкостями, например, кровью, относят к отходам класса Б, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21

Аптечка с истекшим сроком годности утилизируется вместе с бытовыми отходами.

Срок годности аптечки: 4 года

Дата упаковывания: _____

Номер партии: _____

Сшито и заверено печатью
(два) лист а

Генеральный директор
ООО «АПК Сфера»
Пучкин В.В.

